



Catálogo Internacional 2015



SERVICIOS MÉDICOS DE EMERGENCIA
RESCATE Y BOMBEROS
EMERGENCIA Y RESCATE



En distribución de **equipos médicos**
somos el futuro, y el futuro **ya esta aquí.**

www.emedic360.mx
informes@emic360.mx

Busca en www.emedic360.mx el negocio asociado mas cerca de ti



Nuestra Visión

Buscamos la innovación en nuestros productos porque nos apasiona hacer avanzar el nivel de atención y preservar la dignidad de la vida.

Nuestra Misión

Insistimos en un estándar de excelencia en todos los productos y soluciones que ofrecemos, y en los servicios que prestamos.

Nuestra Valores

Nos comprometemos y cuidamos a las personas que atendemos con gran integridad.



Apreciado Socorrista de Emergencia,

Todo mundo desea ser inspirado, y nosotros nos inspiramos en ustedes. Durante casi 60 años, Ferno los ha escuchado a ustedes, nuestros clientes, y ha respondido con soluciones únicas que resuelven los retos que ustedes afrontan a diario.

Como profesionales, ustedes dependen de sus conocimientos, habilidades y equipos para responder a cada situación de emergencia. Las soluciones de Ferno le ofrecen productos de vanguardia del más alto rendimiento, diseñados para garantizar a sus pacientes la mejor atención y comodidad, y a ustedes seguridad y bienestar.

La dedicación de Ferno a la calidad es la base de nuestra existencia la cual se demuestra con los altos estándares que nos fijamos al desarrollar un nuevo producto. La línea completa de Ferno en cuanto a Equipos de Transporte de Pacientes es la mejor y más amplia de la industria.

Nuestros productos, servicios y dedicación a ustedes son insuperables. El compromiso de Ferno es ofrecerle todo lo que ustedes necesitan para hacer mejor su trabajo.

Apreciamos su profesión y todo lo que hacen por su prójimo. Gracias.



Joe Bourgraf, Presidente

Apreciado Cliente,

Usted, nuestro cliente, es la razón de todo lo que hacemos en Ferno. Nuestro equipo está comprometido en construir relaciones de calidad escuchando siempre sus necesidades particulares. Tomamos lo que escuchamos de ustedes y lo convertimos en las mejores soluciones para el manejo de pacientes de emergencia.

Somos una familia y red global con más de 900 empleados, ofreciendo la mejor selección, calidad y servicios disponibles en más de 144 países. Nuestras empresas combinan el conocimiento de los mercados locales y el más alto conocimiento técnico con instalaciones de manufactura en siete países de tres continentes. Usted siempre puede confiar en que Ferno ofrece las mejores soluciones y servicios que le permiten a ustedes cumplir sus necesidades y hacer su trabajo.

Esperamos con mucho interés poderles servir.



Gary Hiles, V.P. de Ventas Internacionales

Información de Contacto

Para mayor información de los productos en el catálogo, refiérase a los contactos indicados abajo. Para información sobre pedidos, garantía, capacitación e información en general, comuníquese con su distribuidor local Ferno. Para ubicar a su distribuidor Ferno, visite www.fernointernational.com.

Spiracle Technology

Tel: (714) 418-1091
Fax: (714) 418-1095
Email: info@spiracle.com
Página Web: www.spiracle.com

Traverse Rescue

Tel: (905) 615-0909
Fax: (905) 615-1367
Email: info@traverserescue.com
Página Web: www.traverserescue.com

Ferno Australia

Tel: (61) 7-3205-5055
Fax: (61) 7-3881-1125
Email: sales@ferno.com.au
Página Web: www.ferno.com.au

utila Gerätebau GmbH & Co. KG

Tel: +49 (0) 2241 9483 0
Fax: +49 (0) 2241 9483 25
Email: info@utila.de
Página Web: www.utila.de

Ferno-Washington, Inc.

70 Weil Way
Wilmington, OH 45177, USA
Tel: (937) 382-1451
Fax: (937) 382-6569
Email: intlsales@ferno.com
Página Web: www.fernointernational.com

Ferno (UK) Limited

Tel: +44 (0) 1274 851999
Fax: +44 (0) 1274 851111
Email: sales@ferno.co.uk
Página Web: www.ferno.co.uk

Ferno Slovakia s.r.o. (Saver Equipment)

Tel: (421)(32) 770-8010
Fax: (421)(32) 770-8011
Email: sales@ferno.sk
Página Web: www.saver-ems.com

Ferno Washington Italia srl

Tel: +39 051 6860028
Fax: +39 051 6861508
Email: info@ferno.it
Página Web: www.ferno.it

AB Germa

Tel: +46 (0) 44 12 30 30
Fax: +46 (0) 44 10 31 79
Email: info@germa.se
Página Web: www.germa.se

Responsabilidad Limitada

Nos esforzamos por ofrecer una información correcta, sin errores de ortografía, y que corresponda en forma precisa a las fotografías ilustradas. Sin embargo, pueden ocurrir omisiones y errores no intencionales. De antemano nos disculpamos y le pedimos su comprensión si encuentran una de estas imprecisiones. En algunos casos mostramos la imagen más representativa disponible para describir un producto, aunque éste no sea el artículo real. Contacte a su Distribuidor de Ferno para que le proporcione la información más actualizada y las características de los productos de Ferno y Saver.

Las especificaciones generales se han redondeado al número entero más cercano. Las conversiones métricas han sido redondeadas al milímetro entero más cercano y son calculadas antes de redondear las mediciones Inglesas. Los números Ingleses mostrados no siempre son iguales a los números métricos mostrados.

Ejemplo: 2678.2 mm = 2678 mm (ilustrado en el catálogo)
105.4 in = 105 in (ilustrado en el catálogo)

Para mayor información, contacte a la persona en encargada de Atención al Cliente de Ferno o a su Distribuidor Ferno. Ferno se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin aviso.

TABLA DE CONTENIDO

MANEJO DEL PACIENTE 4-39

Camillas	4-21
Silla Escalera	22-25
Accesorios y Soporte para Desfibrilador	26-31
Anclajes de Camilla	32-33
Camillas de Emergencia	34-39

BARIÁTRICAS 40-41

Tablas Bariátricas y Accesorios	40-41
---------------------------------	-------

IMMOVILIZACIÓN 42-51

Tablas Rígidas	42-43, 47
Scoop Camillas	44-46
Correas Sujetadoras	48
Inmovilizador de Cabeza y Collarín Cervical	49
Extracción	50-51

ENTABLILLADOS 52-55

Férulas de Tracción	52
Férulas	52-53, 55
Férulas al Vacío	54

PEDIATRÍA 56-57

Pediatric Transport & Immobilization	56-57
--------------------------------------	-------

BOLSOS Y ESTUCHES 58-65

Ferno Bolsos	58-61, 64
Saver Bolsos	62-63
Cajas Médicas	65

RESPIRATORIAS Y OXÍGENO 66-75

Reguladores de Oxígeno	66-67
Administradores, Mascarillas, Válvulas, BVMs y Manguera	68-73
Intubación y Accesorios	73
Cilindros de Oxígeno	74
Kit Portátil	75

RESCATE 76-83

Canastas	76-82
Poleas y Bridas	83
Mochilas	83



Mondial® Monobloc

El Mondial Monobloc ha sido diseñado con tecnología del sistema Smart-Load™ de Ferno para hacer más fácil su trabajo ya que la camilla se puede operar de forma suave, sencilla y ergonómica a la hora de cargarla y descargarla de la ambulancia, o al subir o bajar al paciente en escena.

- Reduce la tensión en la muñeca y fija la posición del cuerpo antes de subir o bajar al paciente con la Manija de Liberación EZ Pull™
- Comentario visual positivo cuando las piernas están bloqueadas o desbloqueadas usando el indicador de bloqueo de piernas.
- Fácil traslado del paciente desde diferentes niveles de superficie usando múltiples posiciones de altura.
- Ofrece mayor seguridad en superficies desniveladas ya que viene con pestillo de bloqueo en la rueda de control
- Visibilidad nocturna en el escenario con etiquetas reflectantes
- Cumple los Estándares Internacionales EN1865, EN1789



- 1 **Sistema de Liberación Automática Smart-Load™**, que viene con mecanismo de liberación automática de piernas en el extremo de cargue y mecanismo opcional de liberación automática de piernas de control extremo, ofreciendo cargue y descargue suave, seguro y fácil.
- 2 **Construcción en Estructura totalmente Metálica** que ofrece resistencia, larga vida de servicio, y desempeño excepcional con pacientes de hasta 280 kg.
- 3 **Mecanismo de Liberación de Bloqueo Giratorio** que ofrece máxima maniobrabilidad en espacios estrechos.
- 4 **Ruedas Grandes de 150 mm de Desplazamiento Suave** con dos pestillos en las ruedas que ofrecen fácil desplazamiento en todo terreno. En la Opción de conjuntos 1 y 2, dos ruedas son conductoras con función antiestática.



5 **Asas Laterales de Levantamiento** que permiten que operadores adicionales puedan ayudar en el levantamiento de pacientes pesados.



6 **Asas Telescópicas** que ofrecen óptima ergonomía para que los operadores levanten o muevan la camilla.



7 **Descansa Cabezas Extendidas** que permiten acomodar pacientes más altos o un Descansa Cabezas para Manejo de Vías Respiratorias que se inclina hacia abajo para lograr una posición óptima de las vías respiratorias para intubación (opcional).



8 **Controles de Color Codificado y Liberación Automática de Piernas** que ofrecen una fácil e intuitiva operación.

	CONJUNTO BÁSICO		OPCIÓN 1		OPCIÓN 2		OPCIÓN 3	
	MB64	MB70	MB64	MB70	MB64	MB70	MB64	MB70
Red	0054246	0054249	0054252	0054255	0054258	0054261	0054264	0054267
Silver	0054247	0054250	0054253	0054256	0054259	0054262	0054265	0054268
Verde	0054248	0054251	0054254	0054257	0054260	0054263	0054266	0054269

Conjunto Básico, incluye Espaldar Reclinable, Correas de sujeción, Panel de Pie de Contorno, Brazos Laterales, Rodillos de Bandas de Arrastre, Descansa pies, Auto Liberación de Piernas en el extremo de cargue.

Opción 1, incluye elementos de Conjunto Básico más Asas Telescópicas, Bloqueo de Piernas, Sistema de Auto liberación de Piernas de control extremo Smart-Load™, Ruedas Conductoras, Descansa Cabezas Extendido, Bandeja de Almacenaje.


Opción 2, incluye todos los elementos de la Opción 1 más el Dispositivo de Bloqueo de Seguridad y el Tracker™.

Opción 3, incluye todos los elementos de las Opciones 1 y 2 excepto que tiene un Descansa Cabezas para Manejo de Vías Respiratorias.

Accesorios & Fastener



Correas de Sujeción de Torso
#1204016



430 Correas Sujetadoras
#0313892 (2pc. 5' neg)
#0313910 (1pc. 7' neg)



Mondial MB Portasuero
#0832197



PacRac™+
#FWEPR



Colchón Reforzado Externamente
#0374874



Colchón Reforzado Internamente
#0374875



FL1 Anclaje
#0573080

ESPECIFICACIONES

	Largo	Ancho	Altura Máxima	Altura Mínima	Altura Plegada	Altura de Carga	Peso	Límite de Peso	Peso de Embarque	Embarque L,An,Al
MB64 Imper.	78 in.	22 in.	37 in.	13 in.	12 in.	27-29 in.	98 lb	620 lb	80 lb	83x27x14 in.
MB64 Métrica	1970 mm	553 mm	950 mm	330 mm	310 mm	670-730 mm	44.45 kg	280 kg	36 kg	2108x686x356 mm
MB70 Imper.	78 in.	22 in.	40 in.	12 in.	13 in.	29-31 in.	98 lb	620 lb	80 lb	83x27x14 in.
MB70 Métrica	1970 mm	553 mm	1010 mm	314 mm	327 mm	730-790 mm	44.45 kg	280 kg	36 kg	2108x686x356 mm





Camilla Modelo 25

La camilla de ambulancia Ferno® Modelo 25 es fácil de operar. Sus patas se pliegan cuando se carga la camilla en la ambulancia y se despliegan cuando la camilla es retirada.

- Fácil de desplazar con dos niveles de ajuste de altura: totalmente elevada o a nivel del piso
- Patas plegables independientes
- Su construcción en aluminio tubular liviano ofrece durabilidad y resistencia
- Brazos laterales pivotantes, permiten un traslado conveniente para el paciente de la cama a la camilla
- Dos ruedas fijas y dos ruedas oscilantes a 360°
- Respaldo ajustable de 0° a 75°
- Incluye colchón con sello térmico
- Ahora viene con dos ruedas sobre rieles en el extremo del operador

Modelo 25 Solamente Camilla (610 mm Load Height)#0054082
 Modelo 25 Solamente Camilla (640 mm Load Height)#0054210
 Modelo 25 Solamente Camilla (530 mm Load Height)#0054211
 Kit Modelo 25, Correas Sujetadoras, 460 Colchón Naranja#0000381
 Kit Modelo 25, Correas Sujetadoras, 460 Colchón Burdeos#0000445
 Kit Modelo 25, Correas Sujetadoras, 360 Colchón Naranja#0000444

Accesorios



360 Colchón Plano
 #0313692 (burdeos)
 #0313691 (naranja)




460 Colchón más Grueso
 #0313063 (burdeos)
 #0312720 (naranja)



513 Portasuero
 #0085130



417-1 Correas Sujetadoras
 #0313915 (negro)
 #0313914 (naranja)



430 Correas Sujetadoras
 #0313892 (negro 5')
 #0313891 (naranja 5')




514 Oxy-Clip
 #0085500

Anclajes

Compatible con Anclajes Modelos 5-14 y 175.
 Ver páginas 32 y 33.

ESPECIFICACIONES

	Largo	Ancho	Altura Cama Plegada	Altura de Carga	Peso	Límite de Peso	Peso de Embarque	Embarque L,An,Al
Inglés	76 in.	22 in.	9.5 in.	24 in.	49 lb	400 lb	68 lb	80x24x12 in.
Métrica	1920 mm	550 mm	240 mm	610 mm	22 kg	181 kg	31 kg	2032x610x305 mm



PROXIMAMENTE

Camilla Modelo 25i

La camilla de ambulancia Ferno® Modelo 25i es fácil de operar. Sus patas se pliegan cuando se carga la camilla en la ambulancia y se despliegan cuando la camilla es retirada. La longitud más corta le permite a la camilla encajar en la mayoría de los vehículos y espacios reducidos.

- ▶ Fácil de desplazar con dos niveles de ajuste de altura: totalmente elevada o a nivel del piso
- ▶ Patas plegables independientes
- ▶ Su construcción en aluminio tubular liviano ofrece durabilidad y resistencia
- ▶ Marco con posición de shock
- ▶ Brazos laterales pivotantes, permiten un traslado conveniente para el paciente de la cama a la camilla
- ▶ Dos ruedas fijas y dos ruedas oscilantes a 360°
- ▶ Respaldo ajustable de 0° a 75°
- ▶ Incluye colchón con sello térmico
- ▶ Ahora viene con dos ruedas sobre rieles en el extremo del operador

Modelo 25i Solamente Camilla.....#0052500

Accesorios



360 Colchón Plano
#0314191




460 Colchón más
Grueso
#0314192



513 Portasuero
#0085130



417-1 Correas
Sujetadoras
#0313915 (negro)



430 Correas
Sujetadoras
#0313892 (negro 5')



SLAM Anclaje

ESPECIFICACIONES

	Largo	Ancho	Altura Cama Plegada	Altura de Carga	Peso	Límite de Peso	Peso de Embarque
Inglés	71 in.	22 in.	9 in.	24 in.	57 lb	400 lb	83 lb
Métrica	1810 mm	550 mm	240 mm	610 mm	26 kg	181 kg	38 kg





Camilla Modelo 26

- ▶ Camilla tipo roll-in es de fácil uso con dos niveles de ajuste de altura: totalmente elevada o a nivel del piso
- ▶ Patas con plegado independiente
- ▶ El marco telescópico pivotante acorta la largo de la camilla
- ▶ Construcción en aluminio tubular liviano
- ▶ Brazos laterales pivotantes
- ▶ Dos ruedas estáticas y dos ruedas oscilantes de 360°
- ▶ Respaldo ajustable de 0° a 75°
- ▶ Incluye tope de pies, seguro anti-despliegue y gancho anclaje de patas
- ▶ Colchón opcional más grueso, con sello térmico, correas sujetadoras, arneses para hombros para confort y seguridad del paciente
- ▶ Ahora viene con dos ruedas sobre rieles en el extremo del operador

Modelo 26 Solamente Camilla.....#0012600

Kit Modelo 26, Correas Sujetadoras, 460 Colchón Naranja.....#0000360

Kit Modelo 26, Correas Sujetadoras, 460 Colchón Burdeos.....#0000388

Accesorios



360 Colchón Plano
#0313692 (burdeos)
#0313691 (naranja)



460 Colchón más Grueso
#0313063 (burdeos)
#0312720 (naranja)



513 Portasuero
#0085130



417-1 Correas Sujetadoras
#0313915 (negro)
#0313914 (naranja)



430 Correas Sujetadoras
#0313892 (negro 5')
#0313891 (naranja 5')




514 Oxy-Clip
#0085500

Anclajes

Compatible con Anclajes Modelos 175 y SLAM-26+ Anclajes.
Ver páginas 32 y 33.

ESPECIFICACIONES

	Largo	Ancho Total	Máxima Altura	Mínima Altura	Altura de Carga	Peso	Límite de Peso	Peso de Embarque	Embarque L,An,Al
Inglés	77 in.	23 in.	32 in.	9 in.	24 in.	56 lb	400 lb	85 lb	80x25x13 in.
Métrica	1950 mm	580 mm	810 mm	220 mm	610 mm	25.4 kg	181 kg	39 kg	2032x635x330 mm





Modelo 26S



Camilla Modelo 26S

- Camilla tipo roll-in es de fácil uso con dos niveles de ajuste de altura: totalmente elevada o a nivel del piso
- Marco con posición de shock
- Dos ruedas fijas, y dos ruedas oscilantes de 360° con bloqueo de ruedas
- Patas con plegado independiente
- Colchón opcional más grueso, con sello térmico, correas sujetadoras, arneses para hombros para confort y seguridad del paciente
- Construcción en aluminio tubular liviano
- Brazos laterales pivotantes
- Respaldo ajustable de 0° a 75°
- Incluye tope de pies, seguro anti-despliegue y gancho anclaje de patas
- Ahora viene con dos ruedas sobre rieles en el extremo del operador
- El marco telescópico pivotante acorta la Largo de la camilla

Modelo 26S Solamente Camilla#0053976

Kit Modelo 26S, Correas Sujetadoras, 460 Colchón Burdeos#000026S

Kit Modelo 26S, Correas Sujetadoras, 460 Colchón Naranja #000026S0460

Camilla Modelo 26AS

- Tiene las mismas características que la Camilla Modelo 26S
- Compatible con anclajes Modelos 175 y SLAM

Modelo 26AS Solamente Camilla (Anclaje SLAM)#0054163

Accesorios



360 Colchón Plano
#0313692 (burdeos)
#0313691 (naranja)




460 Colchón más Grueso
#0313063 (burdeos)
#0312720 (naranja)



513 Portasuero
#0085130



417-1 Correas Sujetadoras
#0313915 (negro)
#0313914 (naranja)




430 Correas Sujetadoras
#0313892 (negro 5')
#0313891 (naranja 5')



514 Oxy-Clip
#0085500

Anclajes

Modelo 26S compatible con anclajes Modelos 5-14 y 175.
Modelo 26AS compatible con anclajes Modelos 175 y SLAM.
Ver páginas 32 y 33.



ESPECIFICACIONES

	Largo	Ancho Total	Máxima Altura	Mínima Altura	Altura de Carga	Peso	Límite de Peso	Peso de Embarque	Embarque L,An,Al
Inglés	77 in.	23 in.	32 in.	9 in.	24 in.	56 lb	400 lb	68 lb	80x24x12 in.
Métrica	1950 mm	580 mm	810 mm	220 mm	600 mm	25 kg	181 kg	31 kg	2032x610x305 mm



Modelo 28 Ferno-Flex™ Silla Camilla Tipo Roll-In

La Silla Camilla de Ferno® Modelo 28 Tipo Roll-in para trabajo pesado, se puede convertir muy rápidamente en una de las cuatro posiciones que permiten un manejo fácil en pasillos angostos, ascensores, y otros espacios reducidos.

- Las patas se despliegan automáticamente y quedan fijas al bajar la camilla de la ambulancia
- Construcción en aluminio tubular rectangular
- Componentes rotatorios que no requieren lubricación para movimientos fáciles
- Brazos laterales pivotantes
- Dos ruedas estáticas de 127 mm (5 pulgadas) y dos oscilantes de 127mm (5 pulgadas)
- Las ruedas de carga proporcionan una carga y descarga más sencilla
- Cinturones negros y colchón disponibles en el color naranja o burdeos



- 1 **Transporte Versátil de Paciente** con fácil traslado del mismo de la camilla a la silla que ofrece maniobrabilidad y flexibilidad en ambientes estructurales desafiantes sin necesidad de trasladar pacientes a otros dispositivos de traslado.
- 2 **Maniobrabilidad Incomparable** con largo de 1140 mm en posición de silla que ofrece la longitud más corta de una camilla en el mercado para trabajar en espacios reducidos como pasillos estrechos, ascensores pequeños y escaleras estrechas.
- 3 Camilla tipo silla rodante con el **Peso más Ligero** del mercado de 37 kg (67 libras), que hace más fácil su operación.
- 4 **Construcción en Estructura Totalmente Metálica** que ofrece resistencia, larga vida de servicio, y desempeño excepcional con pacientes pesados.



- 5 **Mecanismo de Liberación Simple** que fija la camilla en una de las cinco posiciones de bloqueo.



- 4 **Construcción en Estructura Totalmente Metálica** que ofrece resistencia, larga vida de servicio, y desempeño excepcional con pacientes pesados.



- 1 **Conversión Sencilla de silla a camilla**



- 6 **Espaldar Ajustable** a ocho posiciones que van en ángulos de 0° a 75°

- Modelo 28 Solamente Camilla #0012801
 Kit Modelo 28, Correas Sujetadoras, Colchón Burdeos #0000401
 Kit Modelo 28, Correas Sujetadoras, Colchón Naranja #0000402


Accesorios y Anclajes



- 359-8 Colchón
 #0313099 (burdeos)
 #0311220 (naranja)



- 417-1 Correas
 Sujetadoras
 #0313915 (negro)
 #0313914 (naranja)



- 430 Correas
 Sujetadoras
 #0313892 (negro 5')
 #0313891 (naranja 5')




- 513-11, Portasuero
 Trabajo Pesado,
 No Magnética
 #0087157



- 514 Oxy-Clip
 #0085520



- 274-S PacRac™
 #0818952



- 173-2 Anclajes
 #0001732F
 173-3 Anclajes
 #0001733F

ESPECIFICACIONES

	Profundidad Mín. Altura de la Silla	Altura de la Camilla	Máx. Altura de la Camilla	Altura de Carga	Ancho Total	Largo Plegada	Largo Desplegada	Peso	Límite de Peso	Peso de Embarque	Embarque L,An,Al
Inglés	45 in.	8 in.	32 in.	26 in.	23 in.	78 in.	75 in.	67 lb	650 lb	115 lb	83x26x12 in.
Métrica	1140 mm	200 mm	810 mm	650 mm	580 mm	1980 mm	1910 mm	30 kg	295 kg	52 kg	2108x660x305mm






Camilla Modelo 35A

- El tren de patas en X es fácil elevar por un segundo paramédico al momento de subir la camilla
 - Las 8 posiciones de la cama proporcionan una fácil transferencia del paciente desde diferentes niveles
 - Armazón de carga plegable hacia abajo que reduce la longitud de la camilla para acomodarse a espacios reducidos
 - El respaldo asistido por amortiguador de gas se ajusta de 0° a 75°
 - La durabilidad y ligereza de la camilla se debe a su construcción de aluminio tubular
 - Manilla guía al extremo de los pies, y palanca lateral de liberación
 - Dos alturas de carga
 - Brazos laterales pivotantes accionados con una sola mano
 - Barra en forma de U y gancho de seguridad para mantener la camilla dentro de la ambulancia mientras se esté bajando el tren de patas
 - Incluye marco con posición shock
 - Cinturones negros y colchón disponibles en el color naranja o burdeos
- Modelo 35A Solamente Camilla#0012079
- Kit Modelo 35A, Correas Sujetadoras, Colchón Naranja#0000406
- Kit Modelo 35A, Correas Sujetadoras, Colchón Burdeos#0000291
- Camilla No Magnética Modelo 35A-NM, Correas Sujetadoras #0015612

Anclajes

Compatible con Anclajes Modelo 175. Ver páginas 32 y 33.



ESPECIFICACIONES

	Máxima Largo	Mínima Largo	Ancho	Máxima Altura	Mínima Altura	Altura de Carga 1	Altura de Carga 2	Peso	Límite de Peso	Peso de Embarque	Embarque L,An,Al,
Inglés	79 in.	61 in.	24 in.	35 in.	10 in.	28 in.	32 in.	74 lb	500 lb	105 lb	83x25x18 in.
Métrica	2007 mm	1549 mm	610 mm	883 mm	257 mm	711 mm	810 mm	34 kg	227 kg	43 kg	2108x635x457 mm

Accesorios



360 Colchón Plano
#0313692 (burdeos)
#0313691 (naranja)



460 Colchón más Grueso
#0313063 (burdeos)
#0312720 (naranja)



513-10 Portasuero
#0087156



417-1 Correas Sujetadoras
#0313915 (negro)
#0313914 (naranja)



430 Correas Sujetadoras
#0313892 (negro 5')
#0313891 (naranja 5')



514 Oxy-Clip
#0085500



274 PacRac™
#0818933



Modelo 35A+ Características Exclusivas:

- › Superficie sólida para mejorar el confort del paciente
- › Brazos laterales ergonómicos más grandes
- › Bandeja inferior para accesorios
- › Porta cilindro de oxígeno integrado

Camilla Modelo 35A+

- › El tren de patas en X es fácil elevar por un segundo paramédico al momento de subir la camilla
- › Las 8 posiciones de la cama proporcionan una fácil transferencia del paciente desde diferentes niveles
- › Armazón de carga plegable hacia abajo que reduce la longitud de la camilla para acomodarse a espacios reducidos
- › El respaldo asistido por amortiguador de gas se ajusta de 0° a 75°
- › La durabilidad y ligereza de la camilla se debe a su construcción de aluminio tubular
- › Manilla guía al extremo de los pies, y palanca lateral de liberación
- › Dos alturas de carga
- › Brazos laterales pivotantes accionados con una sola mano
- › Barra en forma de U y gancho de seguridad para mantener la camilla dentro de la ambulancia mientras se esté bajando el tren de patas
- › Incluye marco con posición shock
- › Cinturones negros y colchón disponibles en el color naranja o burdeos

Modelo 35A+ Solamente Camilla#0015596

Kit Modelo 35A+, Correas Sujetadoras, Colchón Burdeos#0000305

Anclajes

Compatible con Anclajes Modelo 175. Ver páginas 32 y 33.



ESPECIFICACIONES

	Máxima Largo	Mínima Largo	Ancho	Máxima Altura	Mínima Altura	Altura de Carga 1	Altura de Carga 2	Peso	Límite de Peso	Peso de Embarque	Embarque L,An,AI,
Inglés	79 in.	63 in.	24 in.	35 in.	10 in.	28 in.	32 in.	84 lb	500 lb	120 lb	83x25x20 in.
Métrica	2007 mm	1549 mm	610 mm	883 mm	257 mm	711 mm	810 mm	38 kg	227 kg	54 kg	2108x635x508 mm

Accesorios



360 Colchón Plano
#0313692 (burdeos)
#0313691 (naranja)




460 Colchón más Grueso
#0313063 (burdeos)
#0312720 (naranja)



513-10 Portasuero
#0087156



417-1 Correas Sujetadoras
#0313915 (negro)
#0313914 (naranja)



430 Correas Sujetadoras
#0313892 (negro 5')
#0313891 (naranja 5')



514 Oxy-Clip
#0085500



274 PacRac™
#0818933



Camilla Modelo 93-ES Squadmate®

- Construcción de aluminio, tren de patas en forma de H, sólido y liviano
- El sistema de control tiene dos canales para agregar mayor rigidez
- Brazos laterales pivotantes
- Ruedas de fácil desplazamiento libres de lubricante
- Marco con posición shock
- Respaldo ajustables en ocho posiciones de 0° hasta 75°
- Cinco posiciones de altura para eficiencia y flexibilidad
- Marco telescópico pivotante
- Manilla guía al extremo de los pies
- Cuatro ruedas oscilantes
- Cinturones negros y colchón disponibles en el color naranja o burdeos

Modelo 93-ES Solamente Camilla.....#0015574

Kit Model 93-ES, Correas Sujetadoras, 460 Colchón Naranja...#0000307

Kit Model 93-ES, Correas Sujetadoras, 460 Colchón Burdeos...#0000370

Anclajes

Compatible con Anclajes Modelo 175.
Ver páginas 32 y 33.



ESPECIFICACIONES

	Máxima Largo	Mínima Largo	Ancho Total	Máxima Altura	Mínima Altura	Altura de Carga	Nivel Medio de Altura	Nivel Bajo de Altura	Peso	Límite de Peso	Peso de Embarque	Embarque L,An,Al
Inglés	81 in.	66 in.	23 in.	32 in.	9 in.	30 in.	23 in.	19 in.	77 lb	500 lb	115 lb	85x25x20 in.
Métrica	2050 mm	1680 mm	590 mm	800 mm	230 mm	770 mm	590 mm	500 mm	35 kg	227 kg	52 kg	2159x635x508 mm

Accesorios



360 Colchón Plano
#0313692 (burdeos)
#0313691 (naranja)




460 Colchón más
Grueso
#0313063 (burdeos)
#0312720 (naranja)



513-10 Portasuero
#0087156



417-1 Correas
Sujetadoras
#0313915 (negro)
#0313914 (naranja)



430 Correas
Sujetadoras
#0313892 (negro 5')
#0313891 (naranja 5')



514 Oxy-Clip
#0085500



274 PacRac™
#0818933



Camilla Modelo 5126

La Camilla Modelo 5126 ha sido diseñada con un marco de refuerzo interno sin igual en la industria, para el fortalecimiento y estabilidad.

- › Siete niveles de ajuste de altura
- › Asa ergonómica para ajuste de elevación de ocho posiciones que ofrece un agarre mejorado y cómodo
- › Tubería de aluminio anodizado que evita que queden manchas de oxidación en las manos y en la ropa
- › Incluye descansa pies
- › Brazos laterales pivotantes
- › Colchón seccional, con sello térmico
- › Marco con posición shock
- › Probado de acuerdo a la norma Europea EN1789

Modelo 5126 Solamente Camilla#0054158

Kit Modelo 5126, Correas Sujetadoras, Colchón Naranja#0005126O

Kit Modelo 5126, Correas Sujetadoras, Colchón Burdeos#0005126M

Accesorios & Anclaje



460 Colchón más Grueso
#0313063 (burdeos)
#0312720 (naranja)




513-10 Portasuero
#0087156




514 Oxy-Clip
#0085500



417-1 Correas Sujetadoras
#0313915 (negro)
#0313914 (naranja)



430 Correas Sujetadoras
#0313892 (negro 5')
#0313891 (naranja 5')



SLAM-5026/EFX Anclaje



ESPECIFICACIONES

	Largo	Ancho	Altura Plegada	Altura de Carga	Peso	Límite de Peso	Peso de Embarque	Embarque L,An,Al
Inglés	78 in.	22 in.	10 in.	25 in.	95 lb	400 lb	100 lb	84x28x20 in.
Métrica	1970 mm	550 mm	250 mm	640 mm	43 kg	181 kg	45 kg	2133x711x508 mm



Solución Bariátrica Completa, con marco estructural de carga, capacidad de 1000 libras (450 kg) en la posición más baja, y plataforma bariátrica LBS opcional (en página 40-41 ver mas soluciones bariátricas).



Modelo POWERFlexx® + Camilla Automática

La camilla automática Modelo POWERFlexx® para uso en la ambulancia tiene la capacidad de subir y bajar cargas de hasta 318 kg (700 lb) automáticamente, sin la ayuda de un operador.

- El tren de patas en X con tubos rectangulares ofrece fortaleza y durabilidad
- El colchón con sello térmico y enganchado a la camilla, ofrece un traslado fácil y seguro
- La altura de la cama varía entre 330 a 1040 mm (13 a 41 pulgadas), con una gama infinita de ajustes
- Marco telescópico pivotante de cinco posiciones
- Barra ajustable para levante al extremo de los pies
- La camilla puede ser operada en forma manual si se requiere
- Cuatro ruedas oscilantes de 15 cm (6 pulgadas)
- Voltaje 110V y voltaje 220V



- 1 El Marco Telescópico Pivotante de Cinco y la Barra Ajustable para Levante al Extremo de los Pies reducen la longitud de la camilla en 559 mm (22 in.) para permitir el movimiento en espacios confinados y un verdadero radio de giro de 360° en la posición más baja.
- 2 Capaz de Levantar 700 lb (318 kg) para subir el peso del paciente sin ayuda adicional de levantamiento.
- 3 La Construcción en Marco de Metal ofrece resistencia, larga vida de servicio, y un mejor desempeño con pacientes obesos.
- 4 POWERPac de 24 voltios con accionador hidráulico y dos cilindros de levantamiento que ofrecen un levantamiento suave y confiable.



Los Controles de Pulgar Ancho proporcionan agarre y control más efectivo desde una variedad de posiciones con o sin guantes.



El Etiquetado Reflectante ofrece mejor visibilidad nocturna para mayor seguridad.



Elimina la atención de carga de batería con un sistema de carga integrado al anclaje, con opción ICS[®] (ICS = Integrado en el riel).

Especifique el voltaje del cargador o el enchufe regional durante el pedido

POWERFlexx+, Roja, con Sello CE #0054214
 POWERFlexx+, Azul, con Sello CE #0054216
 POWERFlexx+, Roja, ICS[®] con Sello CE #0054215
 Kit de ICS[®] (Sistema Integrado para Cargar Batería) #0000600

Accesorios & Anclajes

P = Permanente **D** = Desmontable



Colchón
#0313997



417-1 Correas
Sujetadoras
#0313915 (negro)



430 Correas
Sujetadoras
#0313892 (5')
#0313911 (7')



513-13 Portasuero
#0087172



514 Oxy-Clip
#0085500



274 PacRac™
#0818933



LBS Junior
#0822184
LBS #0822057




LBS Colchón
#0314025
LBS Jr. Colchón
#0314050




Cargador
#0822426 (US)
#0822427 (UK)
#0822428 (Europe)




Montaje Completo
de la Batería
#0822220




175-1 Anclaje
#0001751F



175-2 Anclaje
#0001752F



175-3 Anclaje
#0001753F
175-4 Anclaje
#0001754F



175-5 Anclaje
#0001755F

ESPECIFICACIONES

	Máxima Largo	Mínima Largo	Ancho	Máxima Altura de Peso	Límite de Peso en Posición de Carga	Límite de Peso en Posición más Baja	Peso de Embarque	Embarque L,An,Al
Inglés	83 in.	61 in.	24 in.	34 in.	700 lb	1000 lb	230 lb	87x29x27 in.
Métrica	2108 mm	1549 mm	610 mm	864 mm	318 kg	454 kg	104 kg	2210x737x686 mm



Camilla Modelo 35X PROFlexx®

La camilla Ferno Modelo 35X PROFlexx® con marco -X, es líder en la industria en cuanto a estabilidad y seguridad se refiere. Unas patas fijas más largas en el marco-X y la geometría cuidadosamente diseñada crean un centro de gravedad bajo y un mínimo de flexión.

- › Riel en "C" reforzado y patas frontales fijas ofrecen estabilidad cuando el paciente está siendo desplazado
- › El colchón con sello térmico, enganchado a la camilla, ofrece un traslado fácil y seguro
- › Incluye marco con posición shock y manilla guía en el extremo de los pies
- › Ruedas en forma de U de 150 mm (6 pulgadas) maximizan la movilidad de la camilla con dos frenos de ruedas
- › Barra en Forma de U y Gancho de Seguridad para mantener la camilla dentro de la ambulancia mientras se esté bajando el tren de patas
- › Brazos laterales pivotantes accionados con una sola mano
- › Respaldo accionado por gas totalmente ajustable de 0° a 65°
- › Nueve posiciones de altura y tres alturas de carga
- › Se incluyen el colchón de color negro y correas sujetadoras



- 1 Marco Telescópico Pivotante de Cinco Posiciones** y barra de levantamiento en el extremo de los pies ofrecen mejor palanca para los movimientos de levantar y carga, y mejor acomodación en espacios reducidos
- 2 Superficie de Cama más Amplia y Armadura de Cabeza** que ofrecen confort y apoyo a pacientes de cualquier tamaño y espacio extra para codos durante la intubación y RCP (Reanimación Cardiopulmonar).
- 3 La Construcción en Marco de Metal** ofrece resistencia, larga vida de servicio, y un mejor desempeño con pacientes obesos.



Sistema de Liberación EZ Pull™ que reduce la tensión en la muñeca y le ayuda a posicionarse antes de asumir el peso de la camilla, manteniendo una postura óptima de levantamiento.



4 Asas Telescópicas Laterales de Levantamiento que ofrecen puntos adicionales a los operadores para levantar pacientes pesados o facilitar el desplazamiento sobre terrenos ásperos



7

Solución Bariátrica Completa, con marco estructural de carga, capacidad de 1100 libras (500 kg) en la posición más baja, y plataforma bariátrica LBS opcional (en página 40-41 ver mas soluciones bariátricas).

35X, Roja, Colchón y Correas Sujetadoras.....#0015690

35X, Azul, Colchón y Correas Sujetadoras.....#0015693

Accesorios & Anclajes



Colchón
#0313997



417-1 Correas
Sujetadoras
#0313915 (negro)



430 Correas
Sujetadoras
#0313892 (5')
#0313911 (7')




513-13 Portasuero
#0087172



514 Oxy-Clip
#0085500



274 PacRac™
#0818933



Porta Oxígeno
#0819958




LBS Junior
#0822184
LBS #0822057




LBS Colchón
#0314025
LBS Jr. Colchón
#0314050




175-1 Anclaje
#0001751F



175-2 Anclaje
#0001752F



175-3 Anclaje
#0001753F
175-4 Anclaje
#0001754F



175-5 Anclaje
#0001755F



StatTrac® Anclaje
Ver página 33

P = Permanente

D = Desmontable



ESPECIFICACIONES

	Máxima Largo	Mínima Largo	Ancho	Máxima Altura	Mínima Altura	Máxima Altura de Peso	Peso	Límite de Peso en Posición de Carga	Límite de Peso en Posición más Baja	Peso de Embarque	Embarque L,An,Al
Inglés	79 in.	64 in.	24 in.	40 in.	14 in.	35 in.	92 lb	700 lb	1100 lb	135 lb	84x28x23 in.
Métrica	2010 mm	1620 mm	610 mm	1020 mm	350 mm	890 mm	42 kg	317 kg	500 kg	61 kg	2134x711x584 mm



*Las asas laterales de alzamiento aquí
fotografiadas son opcionales*

Modelo 28Z PROFlexx® Silla Camilla

La Silla Camilla Modelo 28Z PROFlexx™ ofrece máxima versatilidad en espacios reducidos. La maniobrabilidad y flexibilidad en la transformación de camilla a silla le permite operar en espacios limitados como pasillos estrechos, escaleras angostas, y pequeños ascensores sin la necesidad de transferir el paciente. El modelo 28Z de gran estabilidad y peso liviano, y gran capacidad de carga, reduce situaciones que puedan causar lesiones al operador o a su paciente.

- 3 posiciones fácil conversión de camilla a posición de silla
- Camilla liviana con entrada roll-in solo pesa 37 kg (82 lb) lo cual facilita su manejo
- El colchón con sello térmico y enganchado a la camilla, ofrece seguridad y un fácil un traslado durante cuidados aéromédico o de ambulancia
- La construcción en aluminio ofrece resistencia, larga vida de servicio y un mejor manejo de pacientes obesos
- Con sólo 1220 mm (48 in.) de longitud en la posición de silla la 28Z ofrece una gran maniobrabilidad





La maniobrabilidad y flexibilidad en la transformación de camilla a silla le permite operar en espacios limitados como pasillos estrechos, escaleras angostas, y pequeños ascensores sin la necesidad de transferir el paciente.

- 28Z, Roja, Colchón y Correas Sujetadoras #0012805
 28Z, Azul, Colchón y Correas Sujetadoras #0012808
 28Z, Roja, Colchón, Correas Sujetadoras, con Bandeja #0012805
 28Z, Azul, Colchón y Correas Sujetadoras, con Bandeja #0012808

Accesorios y Anclajes

P = Permanente


D = Desmontable



28Z Colchón
#0314031



417-1 Correas
Sujetadoras
#0313915 (negro)



430 Correas
Sujetadoras
#0313892 (5')



513-11 Portasuero
#0087157



514-1 Oxy-Clip
#0085520



274-S PacRac[™]
#0818952




Asas Largas
#0822136




Asas Cortas
#0822137



Mailla Guía
#0822139




173-2 Anclaje
#0001732F



173-3 Anclaje
#0001733F

ESPECIFICACIONES

	Máx. Altura de la Camilla	Mín. Altura de la Camilla	Altura de Peso	Largo Plegado	Largo Elevado	Ancho Total	Máx. Altura de la Silla	Profundidad de la Silla	Límite de Peso	Peso de Embarque	Embarque L,An,Al
Inglés	33 in.	9 in.	27 in.	80 in.	75 in.	25 in.	55 in.	48 in.	82 lb	700 lb	83x26x12 in.
Métrica	840 mm	220 mm	680 mm	2040 mm	1900 mm	630 mm	1400 mm	1220 mm	37 kg	318 kg	2108x660x305 mm





Silla Escalera Modelo 59T EZ Glide®

La Silla EZ-Glide® puede ser usada como silla escalera, silla de evacuación y silla de transporte.

- Dos rieles en la parte posterior hacen contacto con el borde de la escalera permitiendo que los rieles se deslicen sobre el borde de cada escalón, y eliminando así la necesidad de levantar la silla y el paciente
- La estructura está totalmente construida en metal y soporta hasta 225 kg lo cual permite para dar cabida a una amplia gama de pacientes
- Ruedas oscilantes frontales de 100 mm (4 in.) y ruedas traseras de altura extra de 150 mm (6 in.) que no recogen desperdicios y ofrecen maniobrabilidad en espacios reducidos como por ejemplo los descansos de las escaleras
- Máxima maniobrabilidad en espacios reducidos y sobre alfombra; 25.4 mm (1 in.) espacio entre los rieles y el piso; con ruedas delanteras oscilantes
- Barra de alzamiento trasera de cinco posiciones (de 950 a 1613 mm / 37.5 a 63.5 in.)
- Asas telescópicas frontales de cinco posiciones (de 137 a 483 mm / 5.4 a 19" in.)
- Los paneles plásticos ABS removibles ofrecen una amplia superficie para que el paciente se siente, son fáciles de retirar para su limpieza y desinfección
- Descansa pies pivotante

EZ Glide con Correas Sujetadoras, Roja.....#0731335

EZ Glide con Correas Sujetadoras Azul.....#0731338

EZ Glide con Correas Sujetadoras, Platino.....#0731339

ESPECIFICACIONES


	Mínima Altura	Ancho Total	Ancho del Asiento	Profundidad Máxima	Profundidad Mínima	Plegada L, An, Espesor	Peso	Límite de Peso	Peso de Embarque	Embarque L, An, Al
Inglés	37.5 in.	20 in.	16.5 in.	51 in.	28.5 in.	37½x20x10 in.	37 lb	500 lb	40 lb	40x21x9 in.
Métrica	953 mm	516 mm	19 mm	1295 mm	724 mm	953x516x254 mm	17 kg	227 kg	18 kg	1010x530x230 mm



1 Descansa Pies desplegable y un ángulo menor de los rieles aumenta la sensación de seguridad del paciente.

2 Diseño Plegable ofrece almacenamiento compacto.

3 La Barra de Alzamiento de Cinco Posiciones y las asas telescópicas reducen la tensión del levantamiento y ofrecen un control máximo para operadores de diferente estatura.



Accesorios: Página 24





Silla Escalera EZ Glide® con PowerTraxx®

- ▶ Ayuda a cargar pacientes de hasta 227 kg subiendo y bajando escaleras sin levantarla
- ▶ El sistema de motor y rieles llevan el peso, no el personal paramédico, reduciendo así la fatiga y la posibilidad de lesiones
- ▶ Ofrece una máxima seguridad cuando se suben o se bajan escaleras, usando un electrónicamente controlado y una transmisión de impulso directo con rieles de silla
- ▶ Fácil de operar, solo basta con oprimir un botón para detenerla, subir o descender escaleras
- ▶ Rápido ascenso y descenso mediante un sistema de velocidad variable
- ▶ Máximo desempeño en cada llamada de emergencia con sistema electrónico de microprocesador inteligente
- ▶ Máxima maniobrabilidad en espacios reducidos y sobre alfombra; 25.4 mm (1 in.) espacio entre los rieles y el piso; con ruedas delanteras oscilantes
- ▶ Control de operación total con control manual que permite a los médicos usarlo en modo no motorizado
- ▶ Ruedas oscilantes frontales de 100 mm (4 in.) y ruedas traseras de altura extra de 150 mm (6 in.) que no recogen desperdicios y ofrecen maniobrabilidad en espacios reducidos como por ejemplo los descansos de las escaleras


EZ Glide con PowerTraxx	Roja	Azul	Platino	Kit de Retroencaje
120V	0731374	0731375	0731376	0832195
240V	0731383	0731384	0731385	0832196

Accesorios: Página 24

- 1 Controles Tipo Paleta Fáciles de Usar** que son intuitivos y de fácil operación al subir o bajar escaleras.



- 2 Motor y Transmisión de Accionamiento Directo** que ofrece máxima seguridad en escaleras.



- 3 Batería Recargable** de iones de litio fácil de retirar.
#0832198



ESPECIFICACIONES

	Mínima Altura	Ancho Total	Ancho del Asiento	Profundidad Máxima	Profundidad Mínima	Plegada L, An, Espesor	Peso	Límite de Peso	Peso de Embarque	Embarque L, An, Al
Inglés	37.5 in.	20 in.	16.5 in.	51 in.	28.5 in.	37½x20x10 in.	56.6 lb.	500 lb	64 lb	9x22x41 in.
Métrica	953 mm	516 mm	419 mm	1295 mm	724 mm	953x516x254 mm	25.67 kg	227 kg	29 kg	240x570x1040 mm

CE

Oxy-Clip2™ Sujetador de Oxígeno con Resorte

- › Mecanismo de resorte para fijación y retiro rápidos
- › Mantiene el cilindro de oxígeno tipo D en su sitio durante el transporte, dejando libres las manos del operador para concentrarse en el cuidado del paciente
- › Hecho de aluminio liviano y correas de nylon con anillos en D hechos de zinc fundido y revestidos en níquel

Oxy-Clip2 para 59T#0821977



EZ Glide® Montaje

EZ Glide® Montaje de Bloqueo Seguro#0822072

EZ Glide® Montaje de Pared#0822096

Montaje de Pared



Montaje de Bloqueo Seguro



EZ Glide® Portasuero

EZ Glide® Portasuero#0821976



EZ Glide® Fijador de Cabeza con Estuche

EZ Glide® Fijador de Cabeza#0822430



Modelo 40 Silla Escalera

- ▶ Fácil de maniobrar por técnicos de emergencias médicas dentro y fuera de habitaciones estrechas
- ▶ Dos ruedas traseras fijas de 127 mm (5 in.)
- ▶ Asas frontales telescópicas con dos posiciones
- ▶ Superficie de la cubierta en nylon de vinilo que es fácil de limpiar y resistente a las manchas, a la sangre, y a los fluidos corporales
- ▶ Tres correas sujetadoras de pacientes de rápida liberación de 2134 mm (7 in.) mantienen al paciente seguro
- ▶ La silla puede ser montada en paredes interiores o exteriores
- ▶ Ideal para edificaciones de gran altura o para ambientes industriales
- ▶ Disponible en colores burdeos y naranja

Modelo 40 con Cubierta de Vinilo, Naranja#0714865

Modelo 40 con Cubierta de Vinilo, Burdeos#0714864



CE

Modelos 42 Silla Escalera

- ▶ Diseñadas para ser almacenadas en espacios reducidos
- ▶ Funcionan bien en áreas limitadas como pasillos angostos y escaleras de muchos descansos
- ▶ Dos ruedas fijas traseras de 102 mm (4 in.) y dos ruedas de guía frontal, de bajo perfil de 51 mm (2 in.)
- ▶ Se desplazan sobre la mayoría de superficies alfombradas o superficies duras
- ▶ Cuatro asas de alzamiento con agarres manuales anti-deslizante
- ▶ Cubierta en vinilo suave, sencilla y fácil de limpiar, resistente a la sangre, a las manchas, y a los fluidos corporales
- ▶ Viene con un cerrojo de seguridad
- ▶ Dos correas sujetadoras de pacientes de fácil liberación y de 2134 mm (7 ft.) que aseguran muy bien al paciente
- ▶ Disponible en colores burdeos y naranja

Model 42 con Cubierta de Vinilo, Naranja#0714867

Model 42 con Cubierta de Vinilo, Burdeos#0714868



CE

ESPECIFICACIONES

	Altura	Ancho	Profundidad Asas Extend.	Profundidad Asas Plegadas	Largo Plegada	Profundidad Doblada	Peso	Límite de Peso	Peso de Embarque	Embarque L,An,Al,
40 Inglés	36 in.	20 in.	46 in.	27 in.	36 in.	7 in.	19 lb	350 lb	24 lb	38x21x8 in.
40 Métrica	910 mm	510 mm	1150 mm	690 mm	910 mm	180 mm	8.6 kg	159 kg	11 kg	965x533x203 mm
42 Inglés	37 in.	19 in.	34 in.	24 in.	25 in.	6 in.	19 lb	350 lb	23 lb	26x20x7 in.
42 Métrica	950 mm	490 mm	860 mm	610 mm	630 mm	160 mm	9 kg	159 kg	10 kg	660x508x178 mm

Repisa de Oxígeno al Extremo de la Cabeza

- De fácil colocación al panel de repisas de una camilla de Ferno para mantener el cilindro de oxígeno cerca a la cabeza del paciente.
- Sostiene en forma rápida y segura cilindros de oxígeno de tamaño "D" y "Jumbo D"

Repisa de Oxígeno al Extremo de la Cabeza#0822111



Porta Cilindro de Oxígeno

- Funciona con Camillas para ambulancia de las series 35X PROFlexx®
- Soporta una botella tipo "D", o tipo "Jumbo D", o un FernO2 DD-Lite

Porta Cilindro de Oxígeno para 35X#0819958



Oxy-Clip™ Porta Cilindro

- Encaja en el brazo lateral de la camilla (19 mm/.75 in. de diámetro)
- Sostiene en forma segura cilindros de acero o de aluminio tipo "D" (no acepta cilindros tipo "Jumbo D")
- El pestillo sujetador con resorte permite que el Oxy-Clip™ se enganche instantáneamente al brazo lateral
- Para trasladar el paciente a la cama del hospital, el Oxy-Clip™ baja con el brazo lateral para no interferir con el traslado

Modelo 514 Oxy-Clip para Modelos 25, 26, 35, 93#0085500

Modelo 514-1 Oxy-Clip para Model 28#0085520



Mondial® Monobloc Portasuero

- › Diseño de tres etapas con altura ajustable para colocación de soluciones IV en niveles apropiados
- › Montajes permanentes para armazón principal de camilla de levantamiento.
- › Correas con gancho y presilla que estabilizan los contenedores IV
- › Plegables, para ser almacenadas

Mondial Monobloc Portasuero#0832197



Modelo 513-10 Portasuero para Trabajo Pesado

- › Se monta permanentemente en el marco principal de la camilla
- › Altura ajustable para la colocación de las soluciones intravenosas en niveles apropiados
- › Porta Suero modelo 513-10 que es no-magnético para uso en procedimientos de MRI
- › Capaz de sujetar cuatro contenedores de un litro de solución y dos bombas intravenosas de transporte
- › Correas anchas tipo velcro que estabilizan los contenedores de solución
- › Se pliega a lo largo del costado del colchón de la camilla para un fácil almacenaje (excluyendo el modelo 513-11)
- › Apretador tipo manguito que asegura el portasuero en su posición vertical

Modelo 513-10 es compatible con los Modelos de las camillas 25, 26, 30, 35, 93, POWERFlexx®, 30-NM, 33-NM, y 35-ANM. Longitud 33" a 49".

Modelo 513-10 HD NM#0087156

Modelo 513-11 específicamente hecho para Ferno-Flex™ Camilla Modelo 28 y 28Z. Para montar en marco rectangular. Longitud 29"-44".

Ferno-Flex™ Modelo 513-11 HD NM#0087157

Modelo 513-13 es compatible con los Modelos de las camillas 25, 26, 30, 35 Series, 93 Series, and POWERFlexx®. Longitud 24"-38".

Modelo 513-13#0087172

Modelo 513-LBS es diseñado para ser usado con el LBS y LBS Jr.

Modelo 513-LBS#0087173



Modelo 513-10



Modelo 513-11



Modelo 513-13



Modelo 513-LBS

Modelo 274 PacRac™

- › Gancho ágil para montaje rápido, fácil y seguro en el marco de la camilla
- › Múltiples opciones de montaje, desde la sección media hasta el extremo de los pies de la camilla
- › Correas de seguridad de nylon con cierres tipo velcro que mantienen el equipo seguro durante el transporte del paciente
- › Construcción en aluminio liviano
- › Capacidad de peso de 75 lb/34 kg

Modelo 274 para 25, 26, 35X, y POWERFlexx.....#0818933

Modelo 274-S para 28 y 28Z.....#0818952

PacRac+ para Mondial Monobloc.....#FWEPR



Asas y Almacenamiento



28Z Asas Cortas

178 mm (7 in.) Asas.....#0822137



28Z Asas Largas

254 mm (10 in.) Asas.....#0822136



28Z Manilla Guía

28Z Manilla Guía.....#0822139



Sof-Net Head-End Storage

Para 35X y POWERFlexx.....#0821996

Para 28Z.....#0822178



Equipment Bracket

Modelo 2020 Equipment Bracket #CA5250

(no es compatible con Camillas Modelos 28 o 28Z)

Modelo 417-1 Arnés de Torso

- Correas sujetadoras de uso primario
- Cuatro correas ajustables individualmente
- Hebillas metálicas cromadas de liberación rápida
- Se deben usar junto con dos Correas Sujetadoras Modelo 430 de Ferno®
- Disponible en color naranja y negro

Modelo 417-1, Negro#0313915

Modelo 417-1, Naranja#0313914

Modelo 417-EFX, para Camillas EFX, Negro#0313996



Modelo Serie 430 Correas de Sujeción para Camilla

- Correas sujetadoras de pacientes de uso primario hechas en tejido de nylon de 51 mm (2 in.)
- Hebilla metálica macho cromada de tipo automóvil, de liberación rápida y hebilla metálica hembra de color negro
- Resistente al oxígeno y a la corrosión
- Viene con botón de presión para liberación
- Correa macho ajustable con dobladillo en el extremo
- Disponible en colores negro o naranja
- Vienen en tamaños de 1524 mm (5 in.), 2134 mm (7 in.) y 2743 mm (9 in.)



	Negro	Naranja
2pc. 5'	#0313892	#0313891
2pc. 7'	#0313911	#0313912
1pc. 7'	#0313910	#0313887
1pc. 9'		#0313889

Frazada Modelo 352 de Mezcla de Acrílico

- › Material tejido en fibra (acrílica) cosido con puntadas alrededor del perímetro para soportar repetidas lavadas
- › Medidas 1829 x 2286 mm (72 x 90 in.)
- › Lavado y secado en máquina

Modelo 352, Solo en Azul.....#0311140



Frazada Modelo 354 Combinada con Lana

- › 70% fibra sintética liviana y 30% lana
- › Preferiblemente se debe lavar en seco o en máquina y secado al aire
- › Retardante de fuego a CS 191-53
- › Medidas 1524 x 2032 mm (60 x 80 in.)

Modelo 354, Solo en Gris Marengo.....#0311180



Modelo 353 Frazada Acolchonada de Nylon

- › 65% poliéster y 35% algodón
- › Se recomienda lavado y secado en máquina o lavado en seco
- › Medidas 1016 x 2286 mm (40 x 90 in.)

Modelo 353, Solo en Roja.....#0311150



Manta Térmica Mylar

- › Efficient insulating material that retains and reflects 90% of body heat
- › Paquete simple compacto (70 x 125 mm / 2.75 x 5 in.), se ajusta al bolsillo
- › A prueba de agua y de inclemencias del tiempo
- › Medidas 1575 x 2083 mm (62 x 82 in.)
- › 120 unidades por caja

Manta Térmica Mylar, 120 Unidades por Caja.....#0832180



Almohada RESQ

- › Ofrece comodidad a la cabeza del paciente durante largos trayectos de transporte
- › Se adhiere en forma segura a la mayoría de modelos de camillas tipo canasta
- › Frazada cálida, rellena de lana liviana, puede ser usada para calentar al paciente
- › Hecha de vinilo durable, fácil de limpiar

Almohada RESQ.....#EB700YP

Frazada RESQ Solamente.....#EB500B

Funda de Almohada RESQ Solamente.....#EB700YPC

Pedidos a través de Traverse Rescue®



Frazada
& Funda



Configuración
de la Almohada

Soporte para Desfibrilador

Mejora la seguridad de su tripulación y pacientes durante el transporte del paciente. Un desfibrilador inseguro puede convertirse en un proyectil peligroso en un compartimento de la ambulancia, causando lesiones severas e incluso la muerte a las personas que están dentro. Evite riesgos innecesarios con un montaje de desfibrilador marca Ferno.

- ▶ Fácil instalación sobre mostrador o banca
- ▶ Mecanismo de Liberación Rápida que permite fácil enganche y desenganche del desfibrilador para conveniencia de ir-y-venir en el escenario
- ▶ Base giratoria que ofrece un fácil posicionamiento y visualización del desfibrilador durante el cuidado del paciente

M-200 Soporte para Desfibrilador

Compatible con desfibriladores Physio-Control® Lifepak® 12 o Lifepak 15 con o sin bolsas.

- ▶ Dimensiones (Ancho, Profundidad, Altura): 390x305x384 mm (15.375x12x15.125 in.)

Modelo M-200#0822238



M-200



M-201

M-201 Soporte para Desfibrilador

Compatible con desfibriladores Physio-Control® Lifepak® 12 con adaptador AC.

- ▶ Dimensiones (Ancho, Profundidad, Altura): 400x305x448 mm (15.75x12x17.625 in.)

Modelo M-201#0822239



P-300

P-300 Soporte para Desfibrilador

Compatible con desfibriladores Phillips® HeartStart MRx.

- ▶ Dimensiones (Ancho, Profundidad, Altura): 359x365x381 mm (14.125x14.375x15 in.)

Modelo P-300#0822240



Z-102

Z-102 Soporte para Desfibrilador

Compatible con desfibriladores Zoll® M Series® con Paquete Extremo II y NIBP.

- ▶ Dimensiones (Ancho, Profundidad, Altura): 264x235x60 mm (10.375x9.25x2.375 in.)

Modelo Z-102#0822242



Z-103

Z-103 Soporte para Desfibrilador

Compatible con desfibriladores Zoll® E Series® con caja blanda o dura.

- ▶ Dimensiones (Ancho, Profundidad, Altura): 311x311x83 mm (12.25x12.25x3.25 in.)

Modelo Z-103#0822236

D360 Soporte para Desfibrilador Giratorio

Compatible con desfibriladores Zoll® ProPac MD y X Series®.

- ▶ Dimensiones (Ancho, Profundidad, Altura): 194x152x38 mm (7.625x6x1.5 in.)

Modelo D360#0822432




D360

Modelo 175 Anclaje de Camilla con Kit de Montaje

El Modelo 175 consta solamente del asta y riel. Kits de montaje constan de bloques, abrazadera, y placas de pisos necesarias para fijar el asta y el riel al piso o a la pared del vehículo. El Kit de Anclaje Completo incluye: asta, riel, bloques, y placas de piso.

Todos los modelos tiene las siguientes características:

- Montaje para pared o piso para riel
- Montaje permanente y/o desmontable para riel y asta
- Los modelos desmontables facilitan la limpieza del piso
- Los modelos de montaje a la pared ofrecen un máximo espacio de pasillo
- El asta y el riel son hechos de aluminio (acero inoxidable opcional)



P = Permanente **D** = Desmontable

Modelo 175 más Kit de Montaje 175-1

- Asta: Montaje Permanente al Piso
- Riel: Montaje Permanente a la Pared

Modelo 175-1 Kit Completo	#0001751F
Modelo 175-1 Kit de Montaje Solamente	#0561751
Modelo 175 Riel y Asta Solamente	#0567047

P Montaje a la Pared



P



Modelo 175 más Kit de Montaje 175-2

- Asta: Montaje Permanente al Piso
- Riel: Montaje Permanente al Piso

Modelo 175-2 Kit Completo	#0001752F
Modelo 175-2 Kit de Montaje Solamente	#0561752
Modelo 175-2 Riel y Asta Solamente	#0567047
Modelo 175-2 Riel (419 mm/16½ in.) Solamente	#0567050
Modelo 175-2 Riel (343 mm/13½ in.) Solamente	#0567051

P Montaje al Piso



P



Modelo 175 más Kit de Montaje 175-3

- Asta: Montaje de Piso Desmontable
- Riel: Montaje de Piso Desmontable

Modelo 175-3 Kit Completo	#0001753F
Modelo 175-3 Kit de Montaje de Solamente	#0561753
Modelo 175-3 Riel y Asta Solamente	#0567047

D Montaje al Piso



D



Modelo 175 más Kit de Montaje 175-4

- Asta: Montaje de Piso Desmontable
- Riel: Montaje de Piso Desmontable
- Incluye un juego extra de placas de montaje que permiten dos sitios diferentes de montaje (lateral o centro) para dos estilos de camillas diferente

Modelo 175-4 Kit Completo	#0001754F
Modelo 175-4 Kit de Montaje Solamente	#0561754
Modelo 175-4 Riel y Asta Solamente	#0567047

D Montaje al Piso



D



Modelo 175 más Kit de Montaje 175-5

- Asta: Montaje de Piso Desmontable
- Riel: Montaje Permanente a la Pared

Modelo 175-5 Kit Completo	#0001755F
Modelo 175-5 Kit de Montaje Solamente	#0561755
Modelo 175-5 Riel y Asta Solamente	#0567047

P Montaje a la Pared




R



Anclaje de Camilla Modelo 5-14

- ▶ Montaje permanente al piso para asta frontal y gancho trasero
- ▶ Compatible con la camilla Modelo 25

Modelo 5-14.....#0573057




Anclaje de Camilla Modelo 173 más Kit de Montaje Modelo 173-2

- ▶ Montaje permanente al piso para asta frontal y gancho trasero
- ▶ Compatible con Silla Camilla Modelos 28 y 28Z

Modelo 173-2 Kit Completo.....#0001732F

Modelo 173 Asta y Gancho Trasero Solamente.....#0567049

Modelo 173-2 Kit de Montaje Solamente.....#0561731



Anclaje Modelo 173 de Camilla más Kit de Montaje Modelo 173-3

- ▶ Montaje desmontable al piso para asta frontal y gancho trasero
- ▶ Compatible con Silla Camilla Modelos 28 y 28Z

Modelo 173-3, Kit Completo.....#0001733F

Modelo 173 Asta y Gancho Trasero Solamente.....#0567049

Modelo 173-3 Kit de Montaje Solamente.....#0561732



Sujetadores Serie SLAM

- ▶ Fácil para desbloquear el transportador del piso de la Ambulancia
- ▶ Incluye anclaje de asta frontal

SLAM-26

- ▶ Compatible con la camilla Modelo 26P

SLAM-26.....Contact Ferno Italia

SLAM-26+

- ▶ Compatible con la camilla Modelo 26-AS Cot

SLAM-26+.....Contact Ferno Italia

SLAM-5026/EFX

- ▶ Compatible con las camillas de la serie Modelos 5126 and 5226

SLAM-5026/EFX.....Contact Ferno Italia

SLAM-26/26+



SLAM-5026

Sujetador FL1

- ▶ Pestillo de un solo punto para operación confiable
- ▶ 10 G a prueba de choques en 5 direcciones (Cumple la especificación EN1789)
- ▶ Carrileras de guía centran la camilla durante el proceso de carga
- ▶ Compatible con Transportadores Mondial® y Mondial® Monobloc

FL1.....#0573080



Sujetador Modelo 185 StatTrac®

- ▶ Sistema de carrileras para trabajo pesado construidos en aluminio
- ▶ Pueden ser instalados en posición lateral o central dentro de la ambulancia
- ▶ Compatible con camillas Modelos 35 serie 93 y POWERFlexx®

Modelo 185 StatTrac® Corto (2184 mm/86 in.).....#0567025

Modelo 185 StatTrac® Medio (2438 mm/96 in.).....#0567038

Modelo 185 StatTrac® Largo (2616 mm/103 in.).....#0567032



Modelo 9 Camilla de Emergencia con Respaldo Ajustable y Ruedas

- Marco telescópico en el extremo de la cabeza acorta la camilla
- Respaldo ajustable en ocho posiciones (0° a 57°)
- Cubierta con vinilo para trabajo pesado
- Cuenta con dos ruedas de 102 mm (4 in.) en el extremo de la cabeza
- Postes fijos en el extremo de los pies
- Se puede plegar a la mitad para un almacenaje compacto
- Puede ser usada con el Estuche de Almacenaje o de Transporte del Modelo 385-A
- Incluye dos correas sujetadoras de paciente de rápida liberación y de 1524 mm (5 in.)

Modelo 9, Color Burdeos.....#0107731

Modelo 9, Color Naranja.....#0100900



CE

Modelo 12 Camilla de Emergencia

- Bisagras exclusivas centrales extraplanas que permiten que la camilla se pueda doblar en forma compacta para su almacenaje
- Cubierta en nylon revestida con vinilo para trabajo pesado
- Estructura en aluminio liviano
- Puede ser usada con el Estuche de Almacenaje o el de Transporte del Modelo 385-A
- Incluye dos correas sujetadoras de 1524 mm (5 in.) y de rápida liberación de paciente

Modelo 12, Color Burdeos.....#0107742

Modelo 12, Color Naranja.....#0101200



CE

ESPECIFICACIONES

	Largo Desplegada	Largo Plegada	Ancho	Altura Desplegada	Altura Plegada	Peso	Límite de Peso	Peso de Embarque	Embarque L,An,Al
9 Inglés	74 in.	38 in.	19 in.	6 in.		17 lb	350 lb	18 lb	41x20x8 in.
9 Métrica	1868 mm	953 mm	483 mm	152 mm		8 kg	159 kg	8 kg	1041x508x203 mm
12 Inglés	74 in.	37 in.	18 in.	1 in.	3 in.	8 lb	350 lb	12 lb	38x21x4 in.
12 Métrica	1873 mm	940 mm	464 mm	29 mm	60 mm	4 kg	159 kg	5 kg	965x533x102 mm

Modelo 107 Silla Camilla

- › Cubierta en nylon revestida de vinilo
- › Se puede doblar por la mitad para un almacenaje compacto
- › Diseño de silla con respaldo alto
- › Las asas plegables al extremo de los pies ofrecen excelente agarr
- › Ruedas de 102 mm (4 in.) fijas provistas de bisagras
- › Postes plegables en el extremo de la cabeza se pueden usar como asas de levantamiento o como patas de apoyo
- › Patas que se doblan debajo de la camilla para un almacenaje compacto
- › Ruedas en el extremo de los pies que se doblan en forma plana para facilitar el almacenaje y se pueden volver a su sitio original
- › Las ruedas y postes encajan en la ambulancia con Copas de Montaje para ser usada como una segunda camilla
- › Incluye dos correas de 1524 mm (5 pies) y de rápida liberación para sujetar al paciente

Modelo 107, Burdeos.....#0107714

Modelo 107, Naranja.....#0101070



CE

Modelo 107-C Silla Camilla

- › Los postes fijos en el extremo de los pies ofrecen estabilidad cuando la camilla se está usando en forma plana
- › Ruedas fijas de ambos extremos permiten que la camilla sea rodada como una silla o cargada en una ambulancia especial
- › Asas plegables en ambos extremos que le permiten ser usada como una camilla de lona estándar
- › Incluye dos correas de 1524 mm (5 pies) y de rápida liberación para sujetar al paciente

Modelo 107-C, Burdeos.....#0107716

Modelo 107-C, Naranja.....#0101072



CE

ESPECIFICACIONES

	Largo de la Camilla	Profundidad de la Silla	Profundidad Doblada	Ancho	Altura de la Camilla	Altura de la Silla	Altura Plegada	Peso	Límite de Peso	Peso de Embarque	Embarque L,An,Al
107 Inglés	73 in.	30 in.	5 in.	20 in.	9 in.	53 in.	39 in.	24 lb	350 lb	27 lb	41x21x6 in.
107 Métrica	1850 mm	760 mm	130 mm	510 mm	230 mm	1350 mm	980 mm	11 kg	159 kg	11 kg	1041x533x152 mm
107-C Inglés	82 in.	26 in.	6 in.	20 in.	6 in.	54 in.	40 in.	25 lb	350 lb	30 lb	41x21x8 in.
107-C Métrica	2080 mm	650 mm	160 mm	500 mm	140 mm	1370 mm	1010 mm	11 kg	159 kg	14 kg	1041x533x203 mm

Camillas de Lona Modelo 108 Serie

- › Barras de aluminio para trabajo pesado de fácil manejo
- › Cubiertas de nylon revestidas con vinilo para trabajo pesado
- › Agarres manuales antideslizantes

Camilla de Lona Modelo 108 de un Solo Pliegue

- › Camilla de Lona más Simple
- › Se dobla a lo largo

Modelo 108, Naranja#0101080



CE

Camilla de Lona Modelo 108-A de Pliegue Simple

- › Barras separadoras resistentes y patas que ofrecen soporte
- › Se dobla a lo largo para fácil almacenaje
- › Disponible en dos longitudes y colores

Modelo 108-A, 81 in. (2057 mm) Naranja#0101081

Modelo 108-A, 90 in. (2286 mm) Naranja#0101082



ESPECIFICACIONES

	Máxima Largo	Máxima Ancho	Altura	Peso	Límite de Peso	Peso de Embarque	Embarque L,An,Al
108 Inglés	84 in.	22 in.	2 in.	8 lb	350 lb	9 lb	86x5x3 in.
108 Métrica	2120 mm	550 mm	40 mm	4 kg	159 kg	4 kg	2184x127x76 mm
108-A Inglés	81/90 in.	22 in.	6 in.	12 lb	350 lb	9/15 lb	93x7x5 in.
108-A Métrica	2060/2290 mm	550 mm	140 mm	5 kg	159 kg	5/7 kg	2360x180x130 mm

CE

Camilla de Lona Modelo 108-AF de Doble Pliegue

- Se dobla a lo largo y ancho para un almacenaje compacto
- Barras separadoras resistentes y las patas que ofrecen soporte y comodidad
- Disponibles en longitudes de 2057 mm (81 in.) y 2286 mm (90 in.)

Modelo 108-AF, 81 in. Naranja.....#0101083

Modelo 108-AF, 90 in. Naranja.....#0101084



CE

Camilla de Lona Modelo 108-F de Pliegue Simple

- Barras separadoras resistentes y patas que ofrecen soporte
- Se dobla a lo largo y ancho para un almacenaje compacto

Modelo 108-F, Naranja.....# 0101086



CE

ESPECIFICACIONES

	Máxima Largo	Máxima Ancho	Altura	Peso	Límite de Peso	Peso de Embarque	Embarque L,An,Al
108-AF Inglés	81/90 in.	22 in.	6 in.	12 lb	350 lb	14/15 lb	47x8x5 in.
108-AF Métrica	2060/2290 mm	550 mm	120 mm	5 kg	159 kg	7/7 kg	1194x203x127mm
108-F Inglés	84 in.	22 in.	2 in.	8 lb	350 lb	10 lb	44x6x4 in.
108-F Métrica	2120 mm	560 mm	40 mm	4 kg	159 kg	5 kg	1118x152x102 mm

Modelo 11 Camilla de Emergencia con Ruedas

- Con postes y ruedas plegables de 102 mm (4 in.) esta camilla puede ser usada en la calle y luego colocada directamente en una ambulancia equipada con Copas de Rueda Modelo 533 y Copas de Postes Modelos 534/535
- Incluye dos correas sujetadoras de 1524 mm (5 in.) para liberación rápida del paciente
- Cubierta en nylon con capa de vinilo para trabajo pesado
- Se puede utilizar con un Estuche de Almacenaje/Transporte Modelo 385-A

Modelo 11, Color Burdeos.....#0101110

Modelo 11, Color Naranja.....#0101100



CE

Camilla de Emergencia con Carrilera Modelo 11-T

El Modelo 11-T tiene un innovador sistema de carrileras integrados que permite una evacuación segura escaleras abajo en posición supina.

- Robusto y liviano con dos ruedas frontales que facilitan la maniobra.
- Espacio angosto con carrilera a tierra que ofrece un movimiento más fácil sobre toda superficie, incluso con la carrilera desplegada.
- Cubierta revestida en vinilo para trabajo pesado que facilita la limpieza
- Se puede doblar por la mitad para un almacenaje compacto
- Incluye descansa pies
- Bisagra de resorte bloqueador para mayor rigidez
- Incluye dos sujetadores de paciente de 1524 mm (5 pies) y de liberación rápida

Modelo 11-T, Burdeos.....#0108026



CE

ESPECIFICACIONES

	Largo Desplegada	Largo Plegada	Ancho	Altura Desplegada	Altura Plegada	Peso	Límite de Peso	Peso de Embarque	Embarque L,An,Al
11 Inglés	74 in.	37 in.	19.5 in.	8 in.	3.25 in.	13 lb	350 lb	18 lb	38x21x4 in.
11 Métrica	1873 mm	989 mm	495 mm	203 mm	83 mm	6 kg	159 kg	8 kg	965x533x102 mm
11-T Inglés	74 in.	35 in.	20 in.	8 in.	8 in.	22 lb	350 lb		
11-T Métrica	1873 mm	885 mm	500 mm	203 mm	203 mm	9.9 kg	159 kg		

Modelo 108-D Camilla para Desastres

Camilla Modelo 108-D para Desastres es económica, liviana, diseñada para ser usada en desastres.

- › Ideal para ser usada en situaciones que requieren una camilla firme compacta y económica para responder a los accidentes masivos
- › Marco Ferno® de aluminio fuerte
- › Malla de polipropileno fácil de descontaminar
- › Incluye dos correas sujetadoras en polipropileno
- › Se dobla en mitades para su almacenaje

Modelo 108-D, Camilla Para Desastres#0107969



CE

Modelo 108-T Camilla Táctica

- › Diseñada para HazMat-CBRN Decon, USAR táctico y para ser usada en desastres
- › Cuenta con largueros livianos, bisagras, patas y barras separadoras para trabajo pesado
- › Los tapones terminales en goma Sanoprene™ no permiten que los contaminantes penetren en los largueros
- › Malla durable, retardante de llamas, anti deslizante, y de polipropileno resistente a los químicos
- › Los fluidos fluyen libremente apartándose del paciente durante el proceso de descontaminación
- › Fácil de descontaminar
- › Incluye dos correas de polipropileno
- › Sigue las especificaciones militares de los Estados Unidos MIL-L-49511B

Modelo 108-T, Solo Verde Olive#0107970



CE

ESPECIFICACIONES

	Largo Abierta	Largo Plegada	Ancho Abierta	Ancho Plegada	Altura Abierta	Altura Plegada	Peso	Límite de Peso	Peso de Embarque	Embarque L,An,Al
108-D Inglés	90 in.	45 in.	22 in.	9 in.	6 in.	4 in.	13 lb	350 lb	15 lb	47x8x5 in.
108-D Métrica	2290 mm	1140 mm	550 mm	230 mm	150 mm	110 mm	6 kg	159 kg	7 kg	1194x203x127 mm
108-T Inglés	92 in.	47 in.	23 in.	8 in.	6 in.	7 in.	17 lb	1200 lb	22 lb	49x12x8 in.
108-T Métrica	2340 mm	1180 mm	570 mm	190 mm	140 mm	180 mm	8 kg	544 kg	10 kg	125x305x203 mm

Tablas Bariátricas Serie LBS

Las Tablas Bariátricas Ferno® LBS (Superficie para Cuerpo Grande) le permiten adaptar las camillas estándar de Ferno mientras se encuentran en escena a camillas bariátricas para trasladar y transportar pacientes bariátricos en forma segura. Las Tablas Bariátricas LBS y LBS Junior se atan fácil y rápidamente a la camilla de Ferno, y se pueden plegar para facilitar su almacenaje cuando no se estén usando. Compatible con los Modelos de camillas 35X, 93H y POWERFlexx®. (Es posible que las instalaciones de sistemas sujetadores existentes no permitan que las tablas LBS se ajuste en la ambulancia)



Tabla Bariátrica LBS

- ▶ Rápidamente se fija a las camillas Ferno® 35X y POWERFlexx®
- ▶ Ancho máximo: 860 mm (33¾ in.)
- ▶ Incluye el Modelo 132 Manta® para socorro y recuperación
- ▶ Incluye un (1) set de extensiones para las correas sujetadoras y bloques de montaje

Tabla Bariátrica LBS para POWERFlexx® y 35X#0822057



Tabla Bariátrica LBS Junior

- ▶ Rápidamente se fija a las camillas Ferno® 35X y POWERFlexx®
- ▶ Incluye "alas" plegables para una mejor maniobrabilidad a través de marcos de puerta
- ▶ Ancho máximo: 1040mm (41 in.), Ancho mínimo: 740mm (29 in.)
- ▶ Incluye el Modelo 132 Manta® para socorro y recuperación
- ▶ Incluye un (1) set de extensiones para las correas sujetadoras y bloques de montaje

LBS Junior para 35X y POWERFlexx®#0822184



Colchón LBS

- ▶ Proporciona mayor comodidad del paciente
- ▶ Se pliega para un fácil almacenamiento
- ▶ LBS 1778 X 914 X 51 mm (571.5 mm de ancho al extremo de la cabeza)
- ▶ LBS Jr: 1778 X 698.5 X 51 mm (597mm de ancho al extremo de la cabeza)

Colchón LBS#0314025

Colchón LBS Jr.#0314050



Estuche LBS

- ▶ Brinda mayor comodidad al desplegar y almacenar la LBS

Estuche LBS Solo Colchón#0822179

Estuche Colchón y LBS con Hardware#0822180



Modelo 132 Manta™ para Socorro y Recuperación

- › Se pliega como una frazada para fácil almacenamiento
- › Puede ser usada para transportar pacientes bariátricos, evacuar o cubrir pacientes durante el rescate
- › Ideal para rescate en áreas confinadas
- › Bolsillos en ambos extremos que sostienen la tabla de inmovilización, los pies y cabeza del paciente
- › Retardante del fuego con agujeros en cada extremo que permiten el drenaje del agua
- › Límite de Peso: 363 kg (800 lb)
- › Dimensiones: 1160 x 1980 mm (46 x 78 in.)
- › Disponibles en color burdeos, naranja o verde oliva



Modelo 132 Manta, Naranja.....#0382888

Modelo 132 Manta, Burdeos.....#0382969

Modelo 132 Manta, Verde Oliva.....#0383034

Conjunto de Remolque Bariátrico

- › Se sujeta a la estructura de carga en el extremo de la cabeza para permitir que la camilla pueda ser halada en las rampas por un malacate.
- › Compatible con camillas de ambulancia Ferno® Modelo 35X o POWERFlexx®

Conjunto de Remolque Bariátrico.....#0822121



Asas Bariátricas de Tire y Empuje

- › Las asas permiten a los operadores caminar en posición vertical con la mecánica corporal óptima, mientras se empuja o tira de una camilla en su posición más baja y más estable
- › Bloques de montaje de liberación rápida permiten una fijación y remoción fácil de las asas
- › Compatible con las camillas Ferno® Modelo 35X o POWERFlexx® tanto al extremo de la cabeza y como de los pies
- › Compatible con el LBS Jr.
- › El kit viene con un (1) asa y hardware de montaje
- › Asas anguladas y rectas están disponibles

Angulada (Para extremo de cabeza y pies).....#0822147

Recta (Para extremo de cabeza y pies).....#0822148

Angulada para LBS Junior.....#0822112

Recta para LBS Junior.....#0822146



Angled Handle
Attached to Cot

Straight Handle
Attached to LBS Jr.

Extensiones para Correas Sujetadoras

- › Proporcionan longitud adicional a la longitud regular de las correas para el transporte de pacientes bariátricos

1 Pie de Largo (305 mm).....#0313942

2 Pie de Largo (610 mm).....#0313659

3 Pie de Largo (914 mm).....#0313670



Tablas Rígidas NAJO®

- Son tablas livianas de una pieza y de alta densidad construidas en plástico de polietileno, y con relleno de espuma de poliuretano
- Resistente a los fluidos corporales y a los patógenos transmitidos por la sangre
- Translúcida a los Rayos X
- Flotantes para mantener al paciente a flote en agua dándole un uso normal
- Todas las Tablas Rígidas NAJO tienen garantía limitada de por vida bajo uso normal
- La longitud pueden variar entre +/- 38 mm (1.5 in.) debido a la contracción del material en los proceso de manufactura



Tabla Liviana NAJO® Lite

- Tabla de rescate de la serie NAJO con el peso más liviano
- Es translúcida a los Rayos-X
- Cuenta con dos asideros en el extremo angulado que ofrecen un transporte más estable
- Bordes angulados para los giros
- Cuenta con una ranura central en la mitad ahusada de la tabla para inmovilizar independientemente las piernas del paciente
- Su capacidad de flotación es 69 kg / 154 lb

	Amarilla	Naranja	Verde	Roja
No Pin	#275201105	#275201108	#275201106	#275201104
10 Pin	#275201205	#275201208	#275201206	#275201204
18 Pin	#275201305	#275201308	#275201306	#275201304

16"



CE

NAJO® RediHold®

- Dos asas en el extremo angulado que ofrecen un transporte más estable
- El área de la cabeza es liza para garantizar que todos los dispositivos de inmovilización de la cabeza se adhieran a la tabla
- Cuenta con bordes angulados para los giros
- Su capacidad de flotación es 62 kg / 136 lb

	Amarilla	Naranja	Verde	Roja
No Pin	#275101105	#275101108	#275101106	#275101104
10 Pin	#275101205	#275101208	#275101206	#275101204
18 Pin	#275101305	#275101308	n/a	#275101304

16"



CE

ESPECIFICACIONES

	Largo*	Ancho	Altura	Peso	Límite de Peso	Peso de Embarque	Embarque L,An,Al
Lite Board Inglés	72 in.	16 in.	1.75 in.	14.5 lb	450 lb	20 lb	73x18x2 in.
Lite Board Métrica	1829 mm	406 mm	45 mm	6.6 kg	204 kg	9 kg	1854x457x51 mm
RediHold Inglés	72 in.	16 in.	1.75 in.	16 lb	600 lb	20 lb	73x18x2 in.
RediHold Métrica	1829 mm	406 mm	45 mm	7 kg	272 kg	9 kg	1854x457x51 mm

*Su longitud puede variar entre +/- 1.5" (38 mm) debido a la contracción del material en el proceso de manufactura

NAJO® RediWide®

- ▶ Ancho de 457 mm (18 in.) para rescatadores que necesitan "más espacio de tabla rígida"
- ▶ Espesor de 45 mm (1.75 in.) con bordes angulados para giros suaves y para colocación sin dolor para el paciente
- ▶ Forma rectangular que permite la colocación del paciente en cualquiera dirección
- ▶ Su capacidad de flotación es 155lb/70kg

	Amarilla	Naranja	Verde	Roja
No Pin	#275301105	#275301108	#275301106	#275301104
10 Pin	#275301205	#275301208	#275301206	#275301204
18 Pin	#275301305	#275301308	n/a	#275301304

18"



CE

Tabla NAJO® Deportiva

- ▶ Especialmente diseñada para atletas
- ▶ Su gran tamaño permite que los atletas sean inmovilizados aunque tengan su equipo atlético puesto
- ▶ Translúcida a los Rayos-X
- ▶ Su capacidad de flotación es 163 kg / 360 lb

	Amarilla	Naranja	Verde	Roja
No Pin	#275801105	#275801108	#275801106	#275801104
10 Pin	#275801205	#275801208	#275801206	#275801204
18 Pin	n/a	#275801308	#275801306	#275801304

20"



CE

ESPECIFICACIONES

	Largo*	Ancho	Altura	Peso	Límite de Peso	Peso de Embarque	Embarque L,An,Al
RediWide Inglés	72 in.	18 in.	1.75 in.	16 lb	600 lb	20 lb	73x18x2 in.
RediWide Métrica	1829 mm	457 mm	45 mm	7 kg	272 kg	9 kg	1854x457x51 mm
Deportiva Inglés	80 in.	20 in.	2.25 in.	27 lb	1000 lb	35 lb	83x23x3 in.
Deportiva Métrica	2029 mm	508 mm	57 mm	12 kg	454 kg	16 kg	2110x580x80 mm

*Su longitud puede variar entre +/- 1.5" (38 mm) debido a la contracción del material en el proceso de manufactura



Scoop EXLTM Camilla

La Scoop EXLTM de Ferno ofrece comodidad y seguridad superior a pacientes que necesitan inmovilización espinal. La Scoop EXL elimina la maniobra de rodar como tronco, disminuyendo significativamente el movimiento de la columna cervical.

- Se puede desenganchar en uno o en ambos extremos de la camilla para recoger suavemente al paciente usando un movimiento de cierre similar al de las tijeras
- Sus asas de perfil ovalado y angulado ofrecen facilidad ergonómica
- Mecanismo de doble bloqueo de seguridad que ofrece un bloqueo y desbloqueo suave
- La sección de la cabeza tiene una cavidad que permite un adecuado alineamiento cervical
- Superficie de fácil limpieza e inmune a los fluidos
- Es translúcido a los Rayos-X
- Se pliega a 1194 mm (47 in.) para un almacenaje compacto
- Disponible con o sin pins



- 1 Su construcción de **polímero termo-formado** no absorbe calor o frío, manteniendo al paciente térmicamente más confortable.
- 2 Su **Longitud Ajustable** permite acomodar pacientes de diferentes estaturas.
- 3 **Estructura Angosta en los Pies** que permite un mejor manejo en áreas o espacios reducidos.
- 4 **Enganche Rápido Opcional** permite una fijación or reordenamiento rápido de las correas.

5 **Mecanismo de Doble Bloqueo** de seguridad que ofrece un bloqueo y desbloqueo suave.

Modelo Scoop EXL™
Estuche de Transporte



6 **Diseño Plegable** que ofrece almacenaje compacto en los compartimentos de la ambulancia.

Scoop EXL™ Camilla, Color Rojo, Correas Sujetadora en Color Negro.....#0819876

Scoop EXL™ Camilla, Color Amarillo

	#00065EXLMB	#00065EXL7	#00065EXL	#00065EXLSPCLP	#00065EXLPSCLP
Correa	Modelo 430	Modelo 430	Modelo 430-P	Modelo 436	Modelo 436
Hebilla	Metálica	Metálica	Plástica	Metálica	Plástica
Largo	1524 mm	2134 mm	1524 mm	1524 mm	1524 mm
Piezas	2	1	2	2	2
Gancho Rápido	No	No	No	Sí	Sí

ESPECIFICACIONES

	Máxima Largo	Mínima Largo	Largo Plegado	Ancho	Profundidad	Profundidad Doblada	Peso	Límite de Peso	Peso de Embarque	Embarque L,An,Al
Inglés	79 in.	65 in.	47 in.	17 in.	3 in.	3 in.	18 lb	350 lb	22 lb	67x18x3 in.
Métrica	2007 mm	1650 mm	1193 mm	432 mm	70 mm	80 mm	8 kg	159 kg	10 kg	1702x457x76 mm





Camilla Modelo 65 Scoop™

- Se desacopla en uno o ambos extremos para recoger suavemente al paciente usando un movimiento de cierre similar al de las tijeras
- Ideal para ser usada en el rescate de lesionados de cadera y de víctimas de accidentes en la calle ya que mantiene al paciente en la posición encontrada, reduciendo el riesgo de lesiones adicionales
- Su estructura angosta en el extremo de los pies facilita el manejo en áreas confinadas
- Sus tubos telescópicos facilitan el ajuste de longitud para pacientes de diferentes estaturas
- Se pliega en el extremo de los pies para un almacenaje compacto
- Puede ser usada con el Estuche de Almacenaje/Transporte del Modelo 385-C (#0311700)
- Es liviana y fácil de llevar



Diseño Plegable que ofrece almacenaje compacto

CE

	#0000452	#0000451	#0000450	#0000449	#0000448	#0000447	#0000325
Correa	Modelo 430	Modelo 430	Modelo 430	Modelo 430-P	Modelo 430-P	Modelo 430-P	Modelo 436
Color	Negro	Negro	Naranja	Negro	Naranja	Negro	Negro
Hebilla	Metálica	Metálica	Metálica	Plástica	Plástica	Plástica	Plástica
Largo	1524 mm	2134 mm	2134 mm	1524 mm	2134 mm	2134 mm	2134 mm
Piezas	2	1	1	2	1	1	2
Gancho Rápido	No	No	No	No	No	No	Sí



Tablas Rígidas Millennium™

- Tablas livianas, rellenas de espuma, y construidas en plástico ABS
- Su superficie pulida hace el traslado más fácil
- Deflexión mínima que ofrece estabilización mejorada del paciente
- Asideros más amplios y más largos que ofrecen un mayor control al personal de emergencias médicas
- Diseño compacto, y estrecho que ofrece mayor maniobrabilidad en espacios reducidos
- Construcción sellada resistente a los fluidos, químicos y temperaturas extremas
- Es flotante para rescate en aguas
- Translúcida a los Rayos X
- Incluye pasadores para varias configuraciones de correas con gancho rápido
- Incluye ranuras de montaje especiales para el Inmovilizador de Cabeza Modelo 445
- Disponibles en anchos de 16 in. (406 mm) and 18 in. (457 mm)

Tabla Millennium Rígida de 18", Blanca	#0107915
Tabla Millennium Rígida de 18", Azul	#0107916
Tabla Millennium Rígida de 18", Naranja	#0107917
Tabla Millennium Rígida de 18", Amarilla	#0107918
Tabla Millennium Rígida de 18", Burdeos	#0107928
Tabla Millennium Rígida de 16", Azul	#0107911
Tabla Millennium Rígida de 16", Naranja	#0107913
Tabla Millennium Rígida de 16", Amarilla	#0107914
Tabla Millennium Rígida de 16", Burdeos	#0107927



**Correas Sujetadoras para
Tabla de inmovilización:** Página 48

ESPECIFICACIONES

	Largo	Ancho	Altura	Peso	Límite de Peso	Peso de Embarque	Embarque L,An,Al
16" Inglés	72 in.	16 in.	2 in.	13 lb	350 lb	14 lb	74x19x3 in.
16" Métrica	1800 mm	406 mm	45 mm	6 kg	159 kg	6 kg	1880x483x76 mm
18" Inglés	72 in.	18 in.	2 in.	14 lb	350 lb	17 lb	74x19x3 in.
18" Métrica	1800 mm	457 mm	45 mm	6 kg	159 kg	8 kg	1880x483x76 mm



Modelo 430-P Correas Sujedoras

- Correas sujetadoras de uso secundario, de una o dos piezas, hechas de tejido de polipropileno de 51 mm (2 in.)
- Hebilla plástica de liberación y bloqueo lateral, resistente a situaciones acuáticas sin ser afectada por el agua
- Dientes al costado de la hebilla son comprimibles permitiendo un enlace seguro y fácil liberación

Dos Piezas	Negro	Naranja
1524 mm (5 ft)	#0313797	#0313917
2134 mm (7 ft)	#0313801	#0313919

Una Pieza	Negro	Naranja
2134 mm (7 ft)	#0313894	#0314011



CE

Modelo 436 Correas de Sujeción con Clip Giratorio

- Correas de sujeción de dos piezas hechas de un tejido de nylon-poliéster de 51 mm (2 pulgadas)
- Vienen con hebilla metálica tipo automóvil de rápida liberación o con hebilla plástica de liberación lateral, de cierre de resorte
- Clips giratorios que permiten una rápida sujeción con pines a la tabla de inmovilización
- Kit de correas para tabla de inmovilización, viene con cuatro correas sujetadoras y bolsa
- Disponibles solo en color negro

Modelo 436i, 1524 mm, Hebilla Metálica.....	#0314122
Modelo 436i, 2134 mm, Hebilla Metálica.....	#0314123
Modelo 436i, 1524 mm, Hebilla Plástica.....	#0314124
Modelo 436i, 2134 mm, Hebilla Plástica.....	#0314125

Kit de Correas para Tabla de Inmovilización

Modelo 436, 1524 mm, Hebilla Metálica, Conjunto de 4.....	#0314118
Modelo 436, 2134 mm, Hebilla Metálica, Conjunto de 4.....	#0314119
Modelo 436, 1524 mm, Hebilla Plástica, Conjunto de 4.....	#0314120
Modelo 436, 2134 mm, Hebilla Plástica, Conjunto de 4.....	#0314121



CE

Modelo 770 Fastrap™ Sistema

- Sistema de seis correas y diez puntos usados para asegurar al paciente a la tabla rígida
- Color codificado para una aplicación rápida y fácil
- Hechas en nylon con cierres tipo velcro
- Tamaño ajustable que va desde pediátrico hasta adultos
- Compatible con las Tablas Inmovilizadoras Millennia, NAJO, Scoop Series 65 y 65 EXL
- Límite de Peso: 1000 lb (454 kg)

Modelo 770 Fastrap.....	#0313916
-------------------------	----------



Cierre Velcro en
Ambas Caras

1000 lb
454 kg

CE

Modelo 445 Inmovilizador de Cabeza Universal

- › Está compuesto de dos apoyos para cabeza conformados en espuma revestidas plásticamente, una base de adhesión universal y dos correas de sujeción para la cabeza y el mentón
- › Correa de la cabeza diseñada de modo que se amolde a la frente del paciente
- › Aberturas laterales grandes para monitorear el canal del oído del paciente
- › Ofrece mínima interferencia con procedimientos de escaneo de Rayos-X, Resonancia Magnética o encefalograma
- › Revestimiento a prueba de agua que lo hace fácil de limpiar y evita el crecimiento bacteriano en sus componentes
- › No absorbe sangre ni fluidos corporales
- › Compatible con las tablas inmovilizadoras de Ferno (excepto la NAJO Sports Board) y con las camillas tipo Scoop™ pala (cuchara)
- › Cumple las especificaciones de inflamabilidad FMVSS 302

Modelo 445 Inmovilizador de Cabeza Universal#0313855



CE

Modelo 365-E Inmovilizador de Cabeza EXL

- › El Inmovilizador de Cabeza EXL de Ferno® ofrece todas las características del Inmovilizador de Cabeza Universal con una forma única específicamente diseñada para que se adapte al Scoop™ EXL

Modelo 365-E#0314044



CE

Modelo 455 Inmovilizador de Cabeza HeadHugger®

- › Solución de bajo costo
- › construido en material corrugado resistente al agua y para trabajo pesado
- › Paneles independientes de apoyo que se doblan alrededor de la cabeza del paciente y se mantienen en el sitio con sujetadores tipo velcro
- › Cinta adhesiva (no incluida) asegura la cabeza del paciente al HeadHugger®
- › No interfiere con escaneos de encefalogramas o resonancia magnética
- › Ideal para ser usado en accidentes masivos
- › De fácil acceso para monitorear la pérdida de sangre o el drenaje de fluidos
- › Soportes dobles para cabeza que pueden ser moldeados para que encajen al contorno de cada paciente
- › Vienen en conjuntos de 10 unidades

Modelo 455 HeadHugger, kit de 10 unidades#0832092



CE

Modelo 449 WizLoc® Collarín Cervical

- › El collarín cervical WizLoc® se adapta al 90% de los pacientes
- › El apoyo mandibular único autocentrado permite ajustarse a la medida del paciente
- › Diseñado para ser usado en pacientes desde 2 años hasta adultos
- › Su tamaño se ajusta al paciente para una mayor precisión
- › Apoyo occipital de tres posiciones con ojal de bloqueo
- › Puede ser descontaminado y reutilizado hasta 10 veces
- › Viene en colores de alta visibilidad para seguridad e identificación
- › Es Translúcido a los Rayos-X y compatible con resonancia magnética

Collarín Cervical WizLoc viene en kit de 3 unidades#0822074

WizLoc Militar, Vendido Individualmente#0819759





KED® PRO

- Diseñado para liberación/extracción en espacios reducidos usando técnicas de rescate con cuerdas
- Tiene hebillas metálicas (las azules) en las correas de las piernas y correas laterales para una sujeción más segura
- Una correa de una sola pieza recorre desde las piernas a través de la espina dorsal del KED PRO para formar un lazo continuo para conexión a cuerdas y mosquetones
- Dos asas inferiores y una superior traseras para transporte y rescates verticales y en espacios reducidos
- Las asas se deben usar juntas entre sí. Las asas también facilitan una menor tensión en el operador al momento del manejo del paciente durante la liberación de un vehículo
- La solapa dividida de pecho ofrece fácil liberación de la correa superior para exposición del pecho requerida durante el examen o posible descompresión
- Solapas más anchas de soporte para cabeza, son ajustables
- Correa de hombro desacelerante que evita movimientos del paciente dentro del KED PRO en caso de que el vehículo desacelere o mientras esté reduciendo su velocidad
- Incluye 2 correas adicionales con hebillas plásticas: una para envolver alrededor de los hombros, las otras dos para sujetar en tabla rígida



KED PRO#0314063

ESPECIFICACIONES

	Largo Desplegado	Largo Plegado	Ancho Desplegado	Ancho Plegado	Altura Desplegado	Altura Plegado	Peso	Límite de Peso
KED PRO Inglés	33 in.	33 in.	32 in.	10 in.	1 in.	8 in.	10 lb	550 lb
KED PRO Métrica	830 mm	840 mm	820 mm	245 mm	35 mm	200 mm	4.5 kg	250 kg





Modelo 125 KED®

- › Sistema comprobado para inmovilización y liberación de pacientes de accidentes automovilísticos o espacios reducidos
- › Diseño envolvente que ofrece rigidez vertical para un máximo apoyo al inmovilizar la columna, la nuca, y la cabeza durante la liberación, minimizando el riesgo de lesiones adicionales
- › Es translúcido a los Rayos-X
- › Material de nylon revestido de vinilo para trabajo pesado que es durable y fácil de limpiar
- › El estuche es más grande para acomodar los collarines de liberación
- › Asas integradas que permiten a los rescatadores mantener un agarre firme del paciente y del K.E.D.® como una sola unidad
- › Se adapta como férula de cadera y pelvis con la simple inversión del KED
- › Aletas plegables ajustables que permiten un fácil acceso al pecho del paciente
- › Puede ser usado en múltiples tamaños de pacientes, incluyendo niños y mujeres embarazadas



Modelo 125 KED#0313676

CE

ESPECIFICACIONES

	Largo Desplegado	Largo Plegado	Ancho Desplegado	Ancho Plegado	Altura Desplegado	Altura Plegado	Peso	Límite de Peso	Peso de Embarque	Embarque L,An,Al
KED Inglés	33 in.	35 in.	32 in.	11 in.	1 in.	6 in.	8 lb	500 lb	8 lb	34x10x5 in.
KED Métrica	830 mm	890 mm	800 mm	280 mm	30 mm	152 mm	3.5 kg	227 kg	4 kg	864x254x127 mm

FernoTrac™ Modelos 441, 443, 444 Férulas de Tracción

- Ofrece tracción mecánica alineada
- Alivian el dolor y reducen la posibilidad de daños adicionales a nivel vascular y de nervios
- Enganche sencillo, ajustable alrededor del tobillo diseñado para permitir al personal paramédico chequear los pulsos de pedal
- Almohadilla isquiática de bajo perfil que permite que la férula sea aplicada con el mínimo movimiento de la pierna del paciente
- Marco de apoyo para el talón se aplana para almacenaje y al abrirlo queda fijo para apoyar la pierna lesionada

Modelo 444, Férula de Tracción para Adultos con Estuche.....	#0822182
Modelo 443, Férula de Tracción Pediátrica con Estuche.....	#0822181
Modelo 441, Combinación de los	
Modelos 443 y 444 con Estuche.....	#0822183
Modelo 441-1 Solamente Estuche	
para Transporte de Combinación.....	#0313031

Modelo 444 para Adultos



Modelo 443
para Pediátrica



CE

Modelo 663 Kit de Férulas Neumáticas

- Al inmovilizar, simultáneamente cesa el sangrado superficial
- Se infla con simple aire comprimido
- Es translúcido a los Rayos-X
- Pueden ser usadas en los niños acomodando el tamaño de las férulas a media pierna o a pierna completa
- Las cremalleras permiten una aplicación rápida
- El kit incluye una de cada una de las siguientes férulas:
- Mano/muñeca, medio brazo, brazo completo, pie/tobillo, media pierna, pierna completa, y bolsa de transporte

Set de Férulas Neumáticas con bolsa de transporte,
compuesto por 6 férulas.....#SP7645

Las férulas también están disponibles individualmente:

Férula para Mano y Muñeca.....	#SP7700
Férula para Medio Brazo.....	#SP7701
Férula para Brazo Completo.....	#SP7702
Férula para Pie y Tobillo.....	#SP7703
Férula para Media Pierna.....	#SP7704
Férula para Pierna Completa.....	#SP7705



CE

ESPECIFICACIONES

	Mínima Largo	Máxima Largo	Ancho	Altura Mínima	Altura Máxima	Peso	Peso de Embarque	Embarque L,An,Al
443 Inglés	31 in.	46 in.	8 in.	2 in.	8 in.	3 lb	8 lb	40x12x5 in.
443 Métrica	790 mm	1170 mm	200 mm	50 mm	200 mm	1 kg	4 kg	1016x305x127 mm
444 Inglés	35 in.	54 in.	9 in.	3 in.	9 in.	5 lb	8 lb	40x12x5 in.
444 Métrica	890 mm	1370 mm	230 mm	80 mm	230 mm	2 kg	4 kg	1016x305x127 mm

Ferno® Frac-Care, Kit para Cuidado de Fracturas

- › Universal, duradero y versátil
- › Férulas para extremidades, válida tanto en pierna derecha como izquierda
- › Translúcido a los Rayos-X y compatible con MRI
- › No es recomendable para fracturas de fémur en donde se indique la tracción
- › Kit que incluye: férula para brazo de adulto, férula pierna de adulto, inmovilizador de brazos y hombros, férula para brazo de niño, férula pierna de niño, collarín de extricación con acolchado para la nuca. Bolsa de transporte impermeable

Ferno® Frac-Care Kit.....#SP9606



Ferno® Kit Férulas para Dedos

- › Gran gama de férulas de diferentes tamaños y diseño de los más usados
- › Fabricadas en aluminio blando lo que hace sean translúcidas a los Rayos-X garantizando la facilidad de su aplicación
- › Las férulas son maleables y pueden ajustarse fácil y exactamente a cada paciente
- › Kit de cinco férulas diferentes de varios tamaños para un total de 25 férulas

Kit de férulas para dedos, juego de 25 unidades.....#SP9701



CE

Modelo 672 Tabla RCP

- › Ofrece una superficie firme para entrenamiento y administración de RCP
- › Ayuda a posicionar al paciente correctamente para asegurar que las vías respiratorias queden constantemente abiertas
- › El diseño de soporte de cabeza cóncavo mantiene una alineación adecuada de la cabeza
- › Los lados contorneados hacen que el levantamiento del paciente sea más fácil
- › Medidas: 391x437 mm (23¼x17¼ in.) y 2 kg (4½ lb)

Tabla RCP.....#0831820



CE

Modelo AS190 Kit para Extremidad de Férulas al Vacío

- Ideal para hombros dislocados, sospecha de fracturas en piernas, brazos, y articulaciones o para inmovilización de lactantes
- El kit incluye tres férulas (pequeña, mediana y grande) bomba compacta de vacío, kit de reparación y estuche para transporte

Modelo AS190, Kit Completo para Extremidad, Naranja#0374861

Férulas también disponibles en forma individual

Modelo AS100, Brazo Corto (pequeño), Naranja#0374862

Modelo AS120, Brazo Largo (medio), Naranja#0374863

Modelo AS140, Pierna (larga), Naranja#0374864

Bomba de Mano#0831965

Estuche para Transporte#0382916

Bomba de Mano



CE

Modelo 192 Colchoneta de Vacío para Cuerpo Completo

- Se ajusta a cualquier forma de cuerpo para inmovilizar totalmente al paciente
- Tres correas sujetadoras con hebillas que ofrecen máxima seguridad para el paciente
- Seis asas de transporte que permiten que la colchoneta sea usada como camilla
- Incluye almohada removible, y bomba compacta de vacío

Modelo 192, para Todo el Cuerpo, Naranja#0374865

Estuche para Transporte#0374878

Bomba de Pie#0832181



Bomba de Pie

CE

SAM® Férula

- › Fabricadas en finas láminas de aluminio blando. Forradas en material de espuma (celdas cerradas)
- › Al ser doblada sobre sí misma con un doblez estructural, la férula se torna rígida y soporta fácilmente, la pierna, el antebrazo o el húmero
- › Puede ser fácilmente contorneada y ondulada para estabilizar la columna cervical
- › El revestimiento no se mancha y se puede volver a usar aplicándole una limpieza adecuada
- › Adecuada para entablillar piernas, brazos, muñecas, dedos y tobillos
- › Aplicación perfecta desde lactantes hasta adultos
- › Es translúcida a los Rayos-X
- › Puede ser cortada con un par de tijeras mecánicas
- › Es liviana y lo suficientemente pequeña para incluir en un kit de primeros auxilios o llevarla en viajes al campo
- › Tamaños disponibles: Enrollada en 914 mm x 108 mm / 36 in. x 4¼ in.
Plana de 457 mm x 108 mm / 18 in. x 4¼ in.
Plana de 229 mm x 108 mm / 9 in. x 4¼ in.

914 mm (36 in.), Enrollada en Color Naranja/Azul, 60 por Caja #SP1121
914 mm (36 in.), Enrollada en Color Gris/Azul, 60 por Caja #SP1122
457 mm (18 in.), Plana en Color Naranja/Azul, 24 por Caja #SP1410
229 mm (9 in.), Plana en Color Naranja/Azul, 60 por Caja #SP1005
Férula para Dedos, Naranja/Azul, 30 Sets de 10 por Caja #SP1213



SP1121



SP1122



SP1410



CE

Inmovilizador Pélvico SAM® Sling™ II

El Inmovilizador Pélvico II de SAM se utiliza en la estabilización de fracturas pélvicas aplicando una fuerza adecuada. Su nuevo diseño de una pieza es fácil de usar en solo tres pasos básicos. Aún sigue siendo el único cinturón pélvico circunferencial controlado por fuerza científicamente demostrado que reduce y estabiliza en forma segura y efectiva las fracturas del anillo pélvico.

SAM Sling SM Pequeño (686-1194 mm / 27-47 in.) #0832063
SAM Sling Estándar (813-1270 mm / 32-50 in.) #0832062
SAM Sling LG Grande (914-1524 mm / 36-60 in.) #0832061



CE

Modelo 678 Pedi-Mate®

- › Diseñado para adaptarse a una camilla de ambulancia y mantener asegurado a un niño de 4.5 to 18.1 kg (10 to 40 lb)
- › Usa tres cinturones de sujeción que se pueden fijar a la mayoría de camillas Ferno
- › Sistema totalmente ajustable, con arnés de cinco puntos, que sujeta firmemente a los niños, y ofrece una sujeción segura durante el transporte
- › Se enrolla en forma compacta de modo que se puede almacenar y volver a usar en forma eficiente
- › Hecha de vinilo no tóxico y fácil de limpiar

Modelo 678 Pedi-Mate.....#0313778



CE

Modelo 78 Pedi-Pac®

- › Diseñado para inmovilización espinal en niños desde 711-1372 mm (28-54 in.) de talla, con peso de 9-41 kg (20-90 lb)
- › Viene con presillas de fijación integradas que se conectan a las correas de las camillas para mayor seguridad durante el transporte
- › Correas sujetadoras de pierna individual que permiten que una pierna sea inmovilizada mientras que el técnico de emergencias atiende la otra pierna
- › Soporte de cabeza ajustable con aberturas en el oído para monitorear drenaje de fluidos
- › Asas de sujeción cocidas en ambos extremos que permiten un fácil manejo en espacios reducidos
- › Correas reemplazables codificadas por color para ofrecer una identificación rápida y fácil
- › La unidad incluye correas para cabeza y mentón, más un estuche de transporte

Modelo 78 Pedi-Pac.....#0313065



CE

ESPECIFICACIONES

	Largo	Ancho	Altrura	Largo Plegado	Ancho Plegado	Peso	Límite de Peso
678 Inglés	31.25 in.	19 in.		19 in.	4½ in.	2.4 lb	10-40 lb
678 Métrica	794 mm	483 mm		483 mm	114 mm	1 kg	4.5-18.1 kg
78 Inglés	48 in.	9 in.	1 in.			7 lb	90 lb
78 Métrica	1220 mm	230 mm	30 mm			3 kg	41 kg

Sistema Pediátrico MEDkids®

Mantiene una alineación neutro cervical en lactantes con Dispositivo de Posicionamiento Neumático independiente (PPD). Se acomoda a los diferentes requerimientos de elevación torácica sin acolchado extra. Viene con bomba manual y con válvula de liberación de aire que permite un inflado y desinflado preciso. Ofrece varias configuraciones de correa con su sistema de arnés ajustable de tres puntos. Hecho de Cordura® durable. La Tabla de Bebé MEDKids® y la Pedi-Sleeve son translúcidas a los Rayos-X.

Modelo 676 MEDKids®, Tabla de Bebé

- La Tabla de Bebé MEDKids® ha sido diseñada para mantener la alineación neutro cervical de neonatos prematuros y de lactantes mayores que van de 0.9 to 6.4 kg (2 to 15 lb)
- Bloques para cabeza en forma de media luna que aseguran la columna cervical en los lactantes demasiado pequeños para los collarines cervicales de tamaño estándar
- Configuraciones versátiles de correa sujetadora con su sistema ajustable de arnés de tres puntos
- Diseño único que se acomoda a todas las líneas centrales, líneas umbilicales, tubos de pecho, catéteres urinarios y otros equipos invasivos y no invasivos
- Compatible con la mayoría de camillas e incubadoras EMS lo cual permite un transporte seguro
- Hecha de Cordura® durable
- Es translúcida a los Rayos-X

Modelo 676 MEDkids®, Tabla de Bebé#0313922

Modelo 676
Tabla de Bebé



Modelo 677 MEDkids® Pedi-Sleeve Tipo Manga

- El MEDkids® Pedi-Sleeve Tipo Manga ha sido diseñado para que encaje en las tablas de inmovilización estándares para adultos y ofrezca alineación neutro cervical a los lactantes y niños que varían entre 5 to 27 kg (12 to 60 lb)
- Los bloques compresibles de cabeza en forma de media luna permiten el acceso y el monitoreo visual a los oídos mientras se mantenga la inmovilización
- Configuraciones de correas sujetadoras versátiles con el sistema ajustables de arneses de tres puntos
- Se enrolla en su propio estuche auto-contenido para guardarlo en los compartimentos, cajones de la ambulancia o debajo de los asientos
- Hecho de Cordura® durable
- Es translúcido a los Rayos-X

Modelo 677 MEDkids Pedi-Sleeve#0313923

Modelo 677
Pedi-Sleeve



CE

ESPECIFICACIONES

	Largo	Ancho	Altura	Peso	Límite de Peso	Peso de Embarque	Embarque L,An,Al
676 Inglés	23 in.	11 in.	1 in.	6 lb	2-15 lb	8 lb	24x12x10 in.
676 Métrica	580 mm	280 mm	30 mm	2.5 kg	0.9-6.4 kg	4 kg	610x300x250 mm
677 Inglés	40 in.	20 in.	1 in.	3 lb	12-60 lb	5 lb	24x12x10 in.
677 Métrica	1010 mm	500 mm	25 mm	1.5 kg	5-27 kg	2 kg	610x300x250 mm

Ferno® Bolsos para Traumas

- › Construcción en Cordura® con cremalleras YKK®
- › Espuma estructural Plastizoted® de doble densidad
- › Incluye refuerzos y insertos para configuración personalizada
- › Fondo reemplazable protege la bolsa de suelo mojado
- › Garantía limitada de por vida



Ferno® Modelo 5103 Bolso Trauma II para Socorrista

- › Bolsillo externo mejorado con presillas y bolsas
- › Compartimento superior se puede abrir totalmente
- › Presillas elásticas, divisores y bolsa interior
- › Pies moldeados en el fondo para protección extra
- › Disponible en colores rojo y azul
- › Dimensiones (L, An, Al): 432x229x394 mm (17x9x15.5 in.)

Ferno® Modelo 5103 Bolso Trauma II para Socorrista

Rojo#0819775

Azul#0819776



Ferno® Modelo 5107 Bolso Profesional para Traumas

- › Correa con funda anti deslizable para llevar en el hombro
- › Bolsillo frontal organizado con bolsas elásticas
- › Bolsillo superior externo de fácil acceso
- › Sistema de arneses para mochila que se puede ocultar en el bolso
- › Compatible con los Minibolsos Ferno
- › Disponible en colores naranja, rojo y azul
- › Dimensiones (L, An, Al): 559x305x381 mm (22x12x15 in.)

Ferno® Modelo 5107 Bolso Profesional para Traumas

Naranja#0819786

Rojo#0819787

Azul#0819788



Ferno® Modelo 5108 Bolso Profesional ALS

- › Este bolso tiene el mismo diseño del Modelo 5107 más 4 Minibolsas:
- › Una Bolsa pequeña para Medicamentos, Modelo 5114
- › Una Bolsa Pequeña para Intubación, Modelo 5115
- › Dos Bolsas Pequeñas Intravenosas, Modelo 5116
- › Disponibles en Colores naranjas, rojo, y azul
- › Dimensiones (L, An, Al): 559x305x381 mm (22x12x15 in.)

Ferno® Modelo 5108 Bolso Profesional ALS

Naranja#0819789

Rojo#0819790

Azul#0819791



Ferno® Modelo 5113 Bolso Trauma para Primeros Auxilios

- › Bolsillo frontal mejorado con presillas elásticas
- › Bolsillo externo en la tapa
- › Compatible con los Minibolsos Ferno
- › Disponible en colores naranja, rojo y azul
- › Dimensiones (L, An, Al): 381x292x368 mm (15x11.5x14.5 in.)

Ferno® Modelo 5113 Bolso Trauma para Primeros Auxilios

Naranja #0819808

Rojo #0819809

Azul #0819810



Ferno® Model 5150 Mochila Con Rollo para Vías Respiratorias

- › Asas que se doblan y guardan en el bolsillo
- › Viene con tiras de alta visibilidad y tejido reflectante Reflexite®
- › Sistema de arneses para mochila que se puede ocultar en el bolso
- › Cinco bolsillos de plástico transparente de 5 diferentes tamaños
- › Mochila disponible solo en color verde
- › Rollo para vías respiratorias disponible solo en color naranja
- › Dimensiones del Mochila (L, An, Al): 508x356x203 mm (20x14x8 in.)
- › Dimensiones del Rollo (L,An): 495 x 864 mm (19.5x34 in.)

Modelo 5150, Mochila Solamente #0819859

Modelo 5151, Rollo para Vías Respiratorias Solamente,
Color Naranja #0819860

Modelo 5150 y Modelo 5151 #0005150



Ferno® Modelo 5148 Bolso Luno

- › Tiras y tejido reflectante
- › Disponible solo en color naranja
- › Dimensiones (L, An, Al): 406x267x203 mm (16x10.5x8 in.)

Modelo 5148 Bolso Luno, Naranja #0819857



Ferno® Modelo 5149 Bolso Luno

- › Similar al Bolso Luno con compartimentos adicionales de almacenaje en los extremos
- › Diferentes opciones de almacenaje para artículos pequeño en la tapa
- › Asas dobles y correas para hombro removibles
- › Bolsillos laterales grandes
- › Divisores acolchados removibles
- › Disponibles solo en color naranja
- › Dimensiones (L, An, Al): 533x279x203 mm (21x11x8 in.)

Model 5149 Bolso Luna, Naranja #0819858



Ferno® Bolsos para Vías Respiratorias

- › Construcción en Cordura® con cremalleras YKK®
- › Espuma estructural Plastizotet® de doble densidad
- › Incluye refuerzos y insertos para configuración personalizada
- › Fondo reemplazable protege la bolsa de suelo mojado
- › Garantía limitada de por vida



Mochila para Cuidado de Emergencia Respiratoria (ERC)

- › Sobretapa de acceso rápido para el regulador de oxígeno
- › Operación manos libres con correas de mochila
- › El ERC se puede llevar como un talego con una correa extra
- › Tiras reflectantes para una mejor visibilidad nocturna
- › Cinco etiquetas tipo velcro para cada compartimento
- › Soporta un cilindro "Jumbo D" o un cilindro de fibra de carbón o Spiracle® "DD-Lite"
- › Disponible solamente en color verde
- › Dimensiones (L, An, Al): 572x305x241 mm (22.5x12x9.5 in.)



ERC Mochila, Verde #0819634

Ferno® Modelo 5110 Bolso II para Manejo de Trauma/Vías Respiratorias

- › Sistema de arnés del bolso que se puede ocultar
- › Acceso al oxígeno por el bolsillo del extremo o del compartimento principal
- › Almacenaje ajustable en el compartimento principal
- › Compatible con los Minibolsos Ferno® (ver página 64)
- › Disponible en colores rojo, azul y verde
- › Dimensiones (L, An, Al): 584x305x318 mm (23x12x12.5 in.)



Ferno® Modelo 5110, Bolso II para Manejo de Trauma/Vías Respiratorias

Rojo #0819797

Azul #0819798

Verde #0819799

Fondos Reemplazables #0819865

Ferno® Modelo 5111 Bolso III para Manejo de Trauma/Vías Respiratorias

- › Bolsillo trasero removible para WizLoc™ o collarines cervicales
- › Acceso al oxígeno por el bolsillo del extremo o del compartimento principal
- › Bolsillo frontal incluye bolsa y presillas elásticas para organizar los suministros
- › Compatible con cilindros de tamaño "D" y "Jumbo D"
- › Compatible con los Minibolsos Ferno (ver página 64)
- › Disponible en colores naranja, rojo, azul y verde
- › Dimensiones (L, An, Al): 635x381x318 mm (25x15.5x12.5 in.)

Ferno® Model 5111, Bolso III para Manejo de Trauma/Vías Respiratorias

Naranja #0819800

Rojo #0819801

Azul #0819802

Verde #0819803


Fondos Reemplazables #0819864



Ferno® Modelo 5100 Bolso para Manejo de Vías Respiratorias/Oxígeno

- ▶ Oxígeno con acceso por el bolsillo exterior
- ▶ Compatible con "D" y "Jumbo D"
- ▶ Bolsillo exterior organizado con bolsas y presillas elásticas
- ▶ Incluye dos bolsas de utilidad Modelo 5137, una bolsa Modelo 5131, y una bolsa de oxígeno con asa como se ilustra
- ▶ Sistema de arnés se puede ocultar en el bolso
- ▶ Compatible con los Minibolsos Ferno
- ▶ Disponible en colores naranja, rojo y azul
- ▶ Dimensiones (L, An, Al): 584x241x330 mm (23x9.5x13 in.)

Ferno® Modelo 5100, Bolso para Manejo de Vías Respiratorias/Oxígeno Naranja.....	#0819768
Rojo.....	#0819769
Azul.....	#0819770



Ferno® Model 5120 Bolso para Cargar Oxígeno

- ▶ Diseñado para cargar un cilindro tamaño "D"
- ▶ La estructura cuadrada en aluminio evita que la unidad se ruede hacia un lado
- ▶ Acolchado para protección
- ▶ Apertura de doble cremallera para un fácil acceso al regulador
- ▶ Ganchos integrados que le permiten colgarse de una Camilla
- ▶ Disponible en colores naranja, rojo, azul y verde
- ▶ Dimensiones (L, An, Al): 559x159x229 mm (22x6.25x9 in.)

Ferno® Modelo 5120, Bolso para Cargar Oxígeno Naranja.....	#0819825
Rojo.....	#0819826
Azul.....	#0819827
Verde.....	#0819828



Ferno® Modelo 5121 Bolso para Cargar Oxígeno

- ▶ Las mismas características del bolso 5120
- ▶ Diseñado para cargar un cilindro de tamaño "E"
- ▶ Buena alternativa en reemplazo del Oxi-Clip
- ▶ Disponible en colores rojo y azul
- ▶ Dimensiones (L, An, Al): 851x114x229 mm (33.5x4.5x9 in.)

Ferno® Modelo 5121, Bolso para Cargar Oxígeno Rojo.....	#0819830
Azul.....	#0819831



Ferno® Modelo 5122 Bolso para Cargar Oxígeno

- ▶ Las mismas características del bolso 5120
- ▶ Diseñado para cargar un cilindro de tamaño "Jumbo D"
- ▶ Disponible solamente en color azul
- ▶ Dimensiones (L, An, Al): 851x114x229 mm (33.5x4.5x9 in.)

Ferno® Modelo 5121, Bolso para Cargar Oxígeno, Azul.....	#0819835
--	----------



Saver Bolsos

Los Bolsos Saver™ son livianos y fáciles de cargar, y ofrecen un valor excepcional con una variedad de características tales como compartimentos acolchados para organizar suministros, bolsillos grandes para mayor almacenaje, cremalleras y correas para trabajo pesado y están contruidos con nylon y Cordura®. Garantía limitada de por vida.

Saver Modelo 2100 Bolso para Primeros Auxilios

Dimensiones (L, An, Al): 483x279x203 mm (19x11x8 in.)

Saver Modelo 2100 Bolso para Primeros Auxilios, Rojo#0819902

Saver Modelo 2100 Bolso para Primeros Auxilios, Azul#0819895



Saver Modelo 2102 Bolso II para Socorrista de Trauma

Dimensiones (L, An, Al): 500x305x216 mm (19.5x12x8.5 in.)

Saver Modelo 2102 Bolso II para Socorrista de Trauma, Rojo ...#0819903

Saver Modelo 2102 Bolso II para Socorrista de Trauma, Azul ...#0819896



Saver Modelo 2103 Bolso III para Socorrista de Trauma

Dimensiones (L, An, Al): 495x394x216 mm (19.5x15.5x8.5 in.)

Saver Modelo 2103 Bolso III para Socorrista de Trauma, Rojo...#0819904

Saver Modelo 2103 Bolso III para Socorrista de Trauma, Azul...#0819897



Saver Modelo 2110 Kit O₂ de Trauma

Dimensiones (L, An, Al): 673x406x254 mm (26.5x16x10 in.)

Saver Modelo 2110 Kit O₂ de Trauma, Rojo#0819905Saver Modelo 2110 Kit O₂ de Trauma, Azul#0819898**Saver Modelo 2120 Kit O₂ de Suministros**

Dimensiones (L, An, Al): 686x356x267 mm (27x14x10.5 in.)

Saver Modelo 2120 Kit O₂ de Suministros, Rojo#0819906Saver Modelo 2120 Kit O₂ de Suministros, Azul#0819899**Saver Modelo 2130 Bolso ALS**

Dimensiones (L, An, Al): 559x330x254 mm (22x13x10 in.)

Saver Modelo 2130 Bolso ALS, Rojo#0819907

Saver Modelo 2130 Bolso ALS, Azul#0819900



Ferno® Modelo 5115 Minibolso Profesional para Intubación

- ▶ Deja ver los suministros de vías respiratorias para facilitar su uso
- ▶ Bolso interno removible para suministros varios
- ▶ Tarjeta removible para almacenaje adicional
- ▶ Disponible en colores naranja, rojo y azul
- ▶ Dimensiones (L, An, Al): 330x76x241 mm (13x3x9.5 in.)

Modelo 5115, Naranja #0819814

Modelo 5115, Rojo #0819815

Modelo 5115, Azul #0819816

**Ferno® Modelo 5116 Minibolso Profesional para Aplicaciones Intravenosas**

- ▶ Ofrece organización para suministros intravenosos
- ▶ Bolsillo ondulado y acolchado para guardar contenedor para objetos corta punzantes (sharps)
- ▶ Se guarda fácilmente en kits más grandes
- ▶ Disponible en colores rojo y azul
- ▶ Dimensiones (L, An, Al): 229x114x279 mm (9x4.5x11 in.)

Modelo 5116, Rojo #0819818

Modelo 5116, Azul #0819819

**Ferno® Model 5117 Minibolso Profesional para Traumas**

- ▶ Organiza los suministros para trauma con presillas elásticas y bolsillos en malla
- ▶ Ventanas permiten para fácil identificación
- ▶ Disponible en colores rojo y azul
- ▶ Dimensiones (L, An, Al): 343x76x241 mm (13.5x3x9.5 in.)

Modelo 5117, Rojo #0819821

Modelo 5117, Azul #0819822

**Ferno® Model 5130 Ultra Minibolso para Intubación**

- ▶ Diseñado para guardar una variedad de suministros de vías respiratorias de emergencia y accesorios
- ▶ Cabe en cualquier bolso de mayor tamaño
- ▶ Disponible solo en color azul
- ▶ Dimensiones (L, An, Al): 292x140x51 mm (11.5x5.5x2 in.)

Modelo 5130, Azul #0819847

**Ferno® Modelo 5114 Minibolso Profesional para Medicamentos**

- ▶ Método moderno para organizar drogas
- ▶ Construido en Cordura® para asegurar un período de vida mayor
- ▶ Ocho tarjetas removibles para medicamentos (cuatro tarjetas para Ampolletas 5118 y cuatro tarjetas para botellitas 5119)
- ▶ Disponible en colores rojo y azul
- ▶ Dimensiones (L, An, Al): 229x90x216 mm (9x3.5x8.5 in.)

Modelo 5114, Rojo #0819812

Modelo 5114, Azul #0819813

**Tarjeta para Ampolletas Modelo 5118 y Tarjeta para Botellitas 5119**

- ▶ Espuma de alta densidad
- ▶ Contenido en cartucho plástico especial
- ▶ Organiza y protege los medicamentos de ampolla
- ▶ Espuma pre-cortada para fácil montaje
- ▶ Usado con el Modelo 5114 (ilustrado arriba)
- ▶ Disponible solamente en color gris oscuro

Modelo 5118, Tarjetas de Ampolletas #0819823

Modelo 5119, Tarjetas de Botellitas #0819824



Flambeau® Cajas Médicas Color Naranja

Las Cajas Médicas Flambeau® son muy duraderos y ofrecen una variedad de compartimentos que son ideales para llevar una amplia gama de suministros médicos. Estos kits están hechos de material liviano copolímero para trabajo pesado que es resistente al óxido, al polvo, a las ralladuras y a la mayoría de químicos.

Flambeau® Modelo 1702 Caja Médica (no mostrado)#0831902

Dimensiones (L, An, Al): 419x222x191 mm (16.5x8.75x 7.5 in.)

Flambeau® Modelo 1872 Caja Médica#0831898

Dimensiones (L, An, Al): 448x260x 222 mm (17.625x10.25x 8.75 in.)

Flambeau® Modelo 2072 Caja Médica#0831899

Dimensiones (L, An, Al): 483x264x257 mm (19x10.375x10.125 in.)

Flambeau® Modelo 2272 Caja Médica#0831897

Dimensiones (L, An, Al): 495x292x 298 mm (19.5x11.5x11.75 in.)



Plano® Modelo 747-M Caja para Trauma

- Viene con un panel frontal de caída, tres bandejas que se pueden jalar como gavetas o a las cuales se puede tener acceso desde la parte superior como cajas convencionales, y una caja profunda para artículos más grandes
- Adecuada para ser usada como kit para medicamentos o para traumas
- Construida con asas fuertes para que dure, herrajes en bronce sólido, pasadores ABS y ojal de candado durables
- Dimensiones (L, An, Al): 324x517x292 mm (12.75x20.375x11.5 in.)

Plano® Modelo 747-M Caja para Trauma#0831900



ORO₂ Reguladores de Oxígeno

- Cuerpo fuerte y de una sola pieza
- Cuerpo en aluminio, componente de latón
- Conexión de las manecillas con pasador CGA 870
- Manómetro de 0-3,000 psig
- Control de flujo de orificio fijo con ventana de lectura de flujo
- Las especificaciones de flujo varían entre 0 y 25 lpm
- Control de posiciones fijas en OFF, 1/4, 1/2, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15 y 25 lpm
- El Regulador ofrece una presión regulada con gas de 57 psig a 2000 psi
- La precisión del flujo es de más o menos 10% de la lectura
- La abrazadera de anillo en "C" ayuda a retener el mango en forma de T
- Garantía de cinco años y un cupón de reemplazo gratuito de partes del manómetro
- Disponible en configuraciones de CGA 870 y 540



Modelo 816

Regulador de Oxígeno ORO₂, manómetro de control de flujo 1-25 lpm, de 12 posiciones con salida BARB y dos salidas DISS con válvulas de cheque de seguridad y de bajo perfil.

Modelo 816#0819740



Modelo 817

Regulador de Oxígeno ORO₂, igual que el modelo 816 pero con manómetro de presión internacional 0-4000 psi. Con protector de Manómetro.

Modelo 817#0819741



Modelo 818

Regulador de Oxígeno ORO₂, manómetro de control de flujo 1-25 lpm, de 12 posiciones con salida BARB solamente y de bajo perfil.

Modelo 818#0819742



Modelo 818D

Regulador de Oxígeno ORO₂, igual que el modelo 818 pero con control de flujo de 12 posiciones y con salida DISS solamente.

Modelo 818D (no mostrado) Llamar para Especificaciones

Modelo 819

Regulador de Oxígeno ORO₂, igual que el Modelo 818 pero con manómetro de presión internacional de 0-4000 psi. Con protector de Manómetro.

Modelo 819#0819744



Modelo 804

Regulador de Oxígeno ORO₂, entrada CGA 540 DISS para cilindros de tamaño "H" y "M", una salida DISS de 40 a 60 psi con manómetro de presión con válvulas de cheque de seguridad UL relacionado de 0-4000 psi. Con protector de Manómetro.

Modelo 804#0819567



BRAVO₂ de Laton Reguladores de Oxígeno

- › Cuerpo fuerte de una sola pieza
- › Conexión a la manecilla de pasador CGA 870
- › Manómetro de 0 a 3000 psig
- › Control de flujo de orificio fijo con ventana de lectura de flujo
- › Las especificaciones de flujo varían de 0 a 25 lpm
- › Control de posiciones fijas en OFF, ¼, ½, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15 y 25 lpm
- › El Regulador ofrece una presión regulada con gas de 57 psig a 2000 psi
- › La precisión del flujo es de más o menos 10% de la lectura
- › La abrazadera de anillo en "C" ayuda a retener el mango en forma de T
- › Garantía de cinco años y un cupón de reemplazo gratuito de partes del manómetro
- › Disponible en configuraciones de CGA 870 y 540

**Pedido especial/requiere cantidad mínima*

CE

Modelo 830

Modelo BRAVO₂, Regulador de Oxígeno, control de flujo de 0-25 lpm, de 12 posiciones con salida BARB y dos salidas DISS con manómetro con válvulas de cheque de seguridad y bajo perfil.

Modelo 830#0819965



Modelo 831

Regulador de Oxígeno BRAVO₂, igual que el Modelo 830 pero con manómetro de presión internacional de 0-4000 psi. Con protector de Manómetro.

Modelo 831#0819746



Modelo 832

Modelo BRAVO₂, Regulador de Oxígeno, control de flujo de 0-25 lpm, de 12 posiciones con manómetro de salida BARB solamente.

Modelo 832#0819966



Modelo 833

Modelo BRAVO₂, Regulador de Oxígeno, igual que el Modelo 832, pero con manómetro de presión internacional de 0-4000 psi. Con protector de Manómetro.

Modelo 833#0819748



ORO₂ Válvulas de Control de Flujo

- Control del flujo de 12 posiciones que varían desde la posición OFF hasta las posiciones ¼, ½, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, y 25 lpm
- La precisión del flujo es de más o menos 10% de la lectura
- La conexión de salida DISS de latón, revestido en níquel permite usar conexiones estándar de DISS o de BARB
- Viene con espacios para acomodar nebulizadores, humidificadores o conectores de niple/tuerca de ¼ y ½ lpm +/- 20%
- Construcción totalmente metálica

Modelo 900 ORO₂ con DISS Salida Macho y Salida BARB#0819583

Modelo 901 ORO₂ con Salida BARB#0819584



Modelo 900

Modelo 901

CE

O₂ Medidor de Flujo Clase E

- Tubo de policarbonato, latón revestido de níquel
- Material Agion™, que inhibe el crecimiento de olores causado por micro-bacterias
- Montaje preciso y ajustable de la válvula de agujas, para flujos precisos
- Balín de flotación de acero inoxidable y una escala clara ofrecen facilidad para fijar el flujo

Medidor de Flujo Clase E# T21EC15

Medidor de Flujo Clase E - Conexión Rápida Británica# T21EC15-B

Medidor de Flujo Clase E -

Conexión Rápida de Diamante de Ohio# T21EC15-OD



Conexión Rápida
Británica

Conexión Rápida
de Diamante de
Ohio

Modelo 903 Micro-Administrador Fijo (Aluminio Anodizado)

- Dispositivo de flujo continuo de 10 lpm para atender de uno a cinco pacientes simultáneamente
- Válvulas unidireccionales y aditamentos de rosca con orificios para restricción de flujo con salida BARB
- Conectado a un regulador de oxígeno con capacidad de 40 a 90 psi
- Conexión de 50 psi que permite hacer funcionar un resucitador de válvula de demanda o un dispositivo de succión

Micro-Administrador Fijo con Cinco Conexiones de 10 lpm#R01000

Micro-Administrador Fijo con Cinco Conexiones de 6 lpm

y Manguera de 6' (1829 mm)#0RO1010

Paquetes de Reemplazo Cinco Aditamentos DISS x Barb lpm


Para 2 lpm, 5 por paquete Llamar para Especificaciones

Para 4 lpm, 5 por paquete#RO6004

Para 6 lpm, 5 por paquete#RO6006

Para 10 lpm, 5 por paquete#RO6010

Para 15 lpm, 5 por paquete#RO6015



Mangueras de Suministro de Oxígeno Vendidas Separadamente

CE

Modelo 905 Mini-Administrador Regulable (Aleación de Aluminio)

- › Viene con cinco válvulas para control de flujo
- › Con capacidad de suministrar conexiones de flujo de 0 a 25 lpm para entre uno y cinco pacientes
- › Tubo múltiple con entradas de oxígeno DISS
- › Viene en un estuche suave para su transporte
- › Requiere menos espacio de almacenaje que los sistemas convencionales de distribución de oxígeno
- › Garantía de 60 meses

Modelo 905 Mini-Administrador Regulable.....#0819585



Mangueras de Suministro de Oxígeno Vendidas Separadamente

CE

Modelo 908 Multi-Administrador Regulable (Aluminio)

- › Con capacidad de suministrar conexiones de flujo de 0 a 25 lpm para entre uno y cinco pacientes
- › El tubo múltiple está montado sobre un trípode plegable de aleación de aluminio
- › Puede ser conectado en serie con una segunda unidad para tratar hasta 16 pacientes
- › Requiere menos espacio de almacenaje que los sistemas convencionales de distribución de oxígeno
- › DISS estándar
- › Estuche protector de almacenaje opcional y disponible (Modelo RO9081)
- › Garantía de 60 meses

Modelo 908 Multi-Administrador Regulable.....#0819586



Mangueras de Suministro de Oxígeno Vendidas Separadamente

CE

Mascarilla Acojinada Desechable

Mascarilla moldeada en forma anatómica que permite un sellado con gas hermético de baja presión. Materiales hipo-alérgicos. Poco o ningún escape durante la administración de oxígeno. Disponible en tallas, pediátrico, infantil y adultos.

Máscara Acojinada Talla 1, para Pediátricos#RB131008

Máscara Acojinada Talla 3, para Infantiles/Adultos Pequeños#RB131004

Máscara Acojinada Talla 5, para Adultos#RB131005



CE

Mascarilla de Silicón Reusable

- Cojín de contorno anatómico
- Sello hermético con gas de baja presión para materiales hipo-alérgicos
- Poca o ninguna fuga durante la administración de oxígeno
- Disponible en tamaños pediátricos, infantil y adultos

Máscara Reusable, Tamaño 0, Pediátrico#RB132080

Máscara Reusable, Tamaño 1, Pediátrico#RB1320081

Máscara Reusable, Tamaño 2, Pediátrico/Infantil#RB1325042

Máscara Reusable, Tamaño 3, Infantil#RB1330043

Máscara Reusable, Tamaño 4, Adulto#RB1330054

Máscara Reusable, Tamaño 5, Adulto#RB1330055



CE

Máscara RCP

- Máscara reusable para ventilación boca a máscara
- Listo para ser usado tan pronto salga de su estuche
- Sin látex
- Viene con válvula de admisión filtrada, puerto de admisión de oxígeno y correa para cabeza

FERNO² Máscara de Bolsillo RCP#RO2820



CE

Manguera para Oxígeno

Manguera verde de oxígeno a presión con dos conexiones hembra DISS (funciona con válvula de demanda de LSP, Aspirador LSP, Minilator LSP y otros)

Manguera para oxígeno con dos conexiones hembra,
1.8 m / 6 ft#RO2600

Manguera para oxígeno con dos conexiones hembra,
6 m / 20 ft#RO2620

Manguera verde de oxígeno a presión con conexión macho de 1/8" NPT y un DISS hembra, (funciona con Inhalador FERNO² HFOC, Válvula de Demanda Antigua y Válvula de Relleno de Bolsa LSP)

Manguera para oxígeno con una conexión macho y otra hembra,
1.8 m / 6 ft#RO2610



Resucitador Desechable con Puerto de Medicación y Monitoreo

- El montaje de la válvula de re-inhalación transparente permite una visualización clara de la función de la válvula
- Se incluye una correa de silicona para mano para un agarre opcional firme
- Válvula de PVC ligeramente texturizada para un agarre seguro y confortable
- Conexión giratoria de 360° de la válvula de paciente
- El tamaño adulto fácilmente se despliega para almacenaje compacto
- Viene con bolsa de reserva de máscara y con entubación de O₂
- El Resucitador de Máscara de válvula de Bolsa puede ser usado junto con el HFOC de FERNO₂, modelo 301 para lograr una entrega del 100% de oxígeno
- Válvula de alivio de presión de H₂O de 40 cm, estándar en modelos pediátricos y de lactantes
- Sin látex

BVM Uso para un Solo Paciente, Adulto.....#T30533

BVM Uso para un Solo Paciente, Niño.....#T30532

BVM Uso para un Solo Paciente, Pediátrico.....#T30531



CE

Resucitadores de Silicón con Puerto de Medicación y Monitoreo

- El material de silicón ofrece una excelente re expansión de la bolsa
- Sensación excelente de funcionamiento del pulmón que ayuda a reducir el riesgo de inflación excesiva
- Viene en tamaño de ventilación para paciente adulto, pediátrico e infantil (5.5-55 lb / 2.5-25kg)
- Válvula integrada de entrada/oxígeno para facilitar el flujo del oxígeno
- Fácil de desmontar/montar para una limpieza eficiente
- Se puede ver a través de la máscara con una cubierta única de máscara multifuncional
- Válvula estándar de alivio de presión de H₂O de 40 cm para los modelos infantil y pediátrico
- Los BVM pueden ser usados conjuntamente con el HFOC de Ferno₂, modelo 301 para lograr una entrega del 100% de oxígeno
- Viene con bolsa de reserva de máscara y entubado de O₂

Completa en cartón, Adulto.....#T30536

Completa en cartón, Niño.....#T30535

Completa en cartón, Pediátrica.....#T30534



CE

Modelo 302, Válvula del Inhalador Serie OX

- Suministra 100% de oxígeno para que el paciente respire con mínimo esfuerzo
- Diseño compacto y liviano, de solamente tres onzas (87 gramos)
- Usado en pacientes con respiración espontánea en accidentes de inmersión, inhalación de humo y envenenamiento con monóxido de carbono

Modelo 302, Válvula del Inhalador.....#0819656

Modelos 302-10, Inhalador, manguera de 6' (1829 mm)

y mascarilla sencilla para adulto.....#0819657

Modelo 302, Montaje de Válvula del Inhalador/Exhalación.....#RO5000

Modelo 302-10



CE

Modelo 301 Conservador de Oxígeno HFOC™

- Conector de oxígeno de alto flujo
- Entrega del 100% de oxígeno durante la resucitación
- Realiza la función independientemente de la conexión de resucitador y del volumen de golpe de la bolsa
- Funciona a partir de cualquier fuente estándar de oxígeno gaseoso de 50 psi
- Tiene un diafragma de alivio de contrapresión integral para aliviar presiones que sean mayores que la atmosférica
- Adaptadores para sujetar el HFOC™ a las marcas más populares de resucitadores de válvula de bolsa
- Viene con manguera suministradora de oxígeno de 6' (1.8 m)

Modelo 301-10 para ser usados con resucitadores de bolsa

para adultos NPB PMR-II.....#0819628

Modelo 301, con manguera de 6' (1.8 m) para ser usado

con el puerto de entrada de bolsa de 22 mm.....#0819738

Adaptadores

Adaptador de 15 mm I.D. x 22 mm O.D. Llamar para Especificaciones

Adaptador de 23 mm I.D. x 28 mm O.D. Llamar para Especificaciones

Adaptador de 26 mm I.D. x 31 mm O.D. Llamar para Especificaciones

Adaptador de Goma de Silicona (usar con Adaptador RO3012

para conectar al Resucitador de Bolsa/Máscara con las entradas

macho de 22 mm)..... Llamar para Especificaciones



Three
Adaptors
Included



CE

Reanimador de Válvula de Demanda DVRx

- Suministra oxígeno al 100% a través de una máscara, tubo endotraqueal, vía respiratoria esofágica o tubo de traqueotomía a un paciente que respira o que no respira
- Flujo de activado manualmente: 40 LPM (Litros por Minuto). Respiración espontánea: 160 LPM

Reanimador de Válvula de Demanda DVRx.....#T10560



Oxímetro de Pulso PEZO2

- Pantalla OLED grande que viene con 10 configuraciones de brillo y opciones de orientación
- Diseño de plástico fuerte que protege la unidad del riguroso uso diario
- Incluye pilas y estuche

Oxímetro de Pulso PEZO2.....#T10565



Kit de Laringoscopio Modelo 425

- Estuche para transporte
- Cuchillas de fibra óptica Miller 1, 2 y 4 y Mac 2 y 3
- Mango
- Las cuchillas y el mango son compatibles con Sistema Verde de ISO
- Luz cuadrada (no se incluyen baterías de tamaño "C")

Kit Modelo 425#0819593
Solo estuche de transporte#2244000



Hojas de Laringoscopio Individuales y Mangos

- Hojas de fibra óptica de acero inoxidable (SS) disponibles como hojas individuales
- Cuchillas esterilizables en autoclave
- Las cuchillas y el mango son compatibles con Sistema Verde de ISO
- Luz cuadrada (no se incluyen baterías de tamaño "C")

Laringoscopio con Mango de Fibra Óptica, Pediátrico#AM14010999
Mango de Fibra Óptica Estándar o Pediátrico#AM14011199



Blades	Size 0	Size 1	Size 2	Size 3	Size 4
Macintosh	#AM14040000	#AM14040001	#AM14040002	#AM14040003	#AM14040004
Miller	#AM14050000	#AM14050001	#AM14050002	#AM14050003	#AM14050004

Unidad de Succión MVP

- Unidad de succión portátil de alto vacío, robusta y peso liviano
- Bomba reutilizable tipo pistola
- Viene con vaso desechable de 300 ml, catéteres de succión desechables de 13 mm par adultos y 6 mm para niños
- El vaso de recolección gira para una posición óptima para aplicación de succión/aspiración
- Diseñada con un mecanismo de protección de flujo extremo que resiste el taponamiento y evita los derrames

Unidad de Succión MVP, Kit para Adulto/Niño#SU13209999
Vaso de reemplazo con catéter de diámetro grande#SU13309905



CE

Unidad de Succión de Micro Vacío

- Unidad de peso liviano diseñada para ser colocada a una salida DISS de 50 psi
- Lanzadera on/off de color codificado único que ofrece un rápido accionamiento de la unidad
- Catéter de succión que puede ser rápida y fácilmente limpiado cubriendo el puerto de desfogue de la unidad con un dedo, reversando el flujo

Unidad de Succión MicroVac Powered con Manguera#T10561



Brazalete Acojinado de Presión Sanguínea para Montar en Pared

Este esfignomanómetro aneroide de pared es perfecto para ambulancias, hospitales, o clínicas. La repisa de montaje permite guardar el brazalete, mientras que la unidad gira para una fácil visualización.

- Cara/esfera grande de 6" (150mm) fácil de leer
- Mecanismo de parada con pasador Hg No de 300 mm
- Rotación de 110° para una fácil visualización
- Brazalete Acojinado de Velcro Nylon para saco de PVC
- Tubería flexible de 8'/2.4m (cuando está extendida)

Brazalete Acojinado de Presión Sanguínea para Montar en Pared#T1046019



Cilindros de Oxígeno en Aluminio

- ▶ Hasta un 40% más livianos que el acero
- ▶ Absorbe más energía de impacto
- ▶ Tiene una mayor resistencia hacia el daño causado por el manejo rudo o la caída accidental
- ▶ La superficie interior, lisa y anticorrosiva de los cilindros de aluminio, evita la acumulación de contaminantes
- ▶ Viene con una llave pivotante integrada para abrir o cerrar, eliminando la necesidad de llave o volante
- ▶ Disponible en tamaños "C", "D", Jumbo "D", y "E"
- ▶ Tamaño D compatible con Oxy-Clip

Cilindro tamaño "C" (248 litros)	#RO2500
Cilindro tamaño "D" (415 litros)	#RO2510
Cilindro tamaño Jumbo "D" (637 litros)	#RO2520
Cilindro tamaño "E" (682 litros)	#RO2530



Modelos 205, 206, 210, 211 'DD'-Lite & 'EE'-Lite Cilindro de Fibra de Carbono para O₂

Recipientes totalmente cubiertos, revestidos en aluminio, reforzados con fibra de carbono y fabricados con materiales aeroespaciales de la más alta calidad. Ambos productos llevan certificaciones reguladoras de DOT para certificaciones de diseño y de calificación. El 'DD'-Lite y 'EE'-Lite pueden ser montados en una Camilla Squadmate™ Ferno 35A+, 93H, 35X o 93 EX y también pueden ser montados en la parte trasera de una bicicleta de EMS. La gran reducción en peso y la mayor capacidad de estos recipientes de fibra de carbón significa que usted puede llevar más oxígeno a sitios remotos, a bordo en helicópteros, subiendo tramos de escaleras y en su ambulancia.

	'DD'-Lite®	'EE'-Lite®
Presión de Servicio:	3000 psi (207 bar)	2216 psi (153 bar)
Capacidad Volumétrica:	200" (3.28 litros)	516" (8.46 litros)
Diámetro Exterior:	5.83" (137 mm)	6.63" (168 mm)
Longitud:	13.5" (302 mm)	20.42" (519 mm)
Peso:	3.7 lb. (1.68 kg)	7.3 lb. (3.31 kg)
Contenido de Oxígeno:	@3000 psi: 717 litros @2000 psi: 533 litros	@2216 psi: 1,377 litros

'DD'-Lite Modelo 205 con válvula posterior	
CGA 870 y botón para apagado y encendido	#0819963
'DD'-Lite Modelo 206 con salida de válvula CGA 540	#RO2060
'EE'-Lite Modelo 210 con válvula posterior	
CGA 870 y botón para apagado y encendido	#0819964
'EE'-Lite Modelo 211 con salida de válvula CGA 540	#0819589



Tabla Comparativa de los Tanques de Oxígeno

	Acero "D"	Alum. "D"	Jumbo "D"	Alum. "E"	"DD"-Lite	"EE" Lite
Cantidad Oxígeno (litros):	396	415	637	682	717	1377
Peso	10.3 lb (5 kg)	7.9 lb (3.6 kg)	8.6 lb (4 kg)	8.0 lb (3.6 kg)	3.7 lb (1.7 kg)	7.3 lb (3.3 kg)
Diámetro	4.5 in. (114 mm)	4.37 in. (111 mm)	5.25 in. (133 mm)	4.37 in. (111 mm)	5.3 in. (135 mm)	6.6 in. (168 mm)
Longitud	20 in. (208 mm)	15.5 in. (394 mm)	7.5 in. (191 mm)	25.6 in. (650 mm)	13.5 in. (343 mm)	20.4 (518 mm)
Presión de Servicio (psi)	2015	2015	2216	2015	3000	2216

CE

Sistema Respiratorio de Emergencia

- ▶ Ofrece resucitación, succión activada con gas y terapia de oxígeno en un empaque liviano
- ▶ Configurado para usar el ERC (Estuche Respiratorio de Emergencia)
- ▶ Hecho de Cordura Denier 600
- ▶ Correas de hombros y cinturón que pueden ser escondidos

El Sistema Incluye:

- ▶ Estuche ERC
- ▶ Regulador de Latón (0-25 lpm) con fluido constante y con dos salidas de alto flujo
- ▶ Válvula de demanda con manguera de 6'/1.8 m
- ▶ Máscara sencilla de paciente
- ▶ Máscara Acojinada
- ▶ Aspirador que funciona con gas, un cilindro de oxígeno de aluminio tamaño "D" (415 litros/O₂) o un recipiente de oxígeno en fibra de carbono "EE"-Lite con capacidad de 1377 litros de oxígeno

ERC con Tanque EE (Fibra de Carbono)..... Contacto Spiracle
Solamente Mochila de ERC.....#0819634



Mochila SAR Portátil

- ▶ Diseñada para búsqueda de rescate urbano y para rescate remoto como el desierto o la selva
- ▶ Tiene panel trasero de estructura técnica, dos soportes de aluminio 6063, correas para hombro, con presión lateral y correas para levantar la carga
- ▶ Cubierta de nylon integrada a prueba de lluvia con bolsillo para almacenaje
- ▶ Compartimento principal de gran volumen que acepta un cilindro de tamaño Jumbo "D", o "DD"-Lite
- ▶ La cruz de primero auxilios es reflectante para visibilidad nocturna
- ▶ Correas para hombros en malla acolchadas y que permiten el paso del aire con clip de tubo de hidratación

Solo Mochila.....#0819755

Kit Completo de Mochila SAR Portátil

- ▶ Cilindro de oxígeno en fibra de carbono "DD-Lite" con regulador de oxígeno BRAVO2
- ▶ Estuche de Mochila SAR Portátil

Kit Portátil Completo.....#RK3010

Kit de Lujo de Mochila SAR Portátil

- ▶ Kit de Lujo Completo de Mochila SAR Portátil
- ▶ Inhalador serie OX con manguera de oxígeno
- ▶ Máscara tamaño adultos de Spiracle/MEDS PPV

Kit de Lujo Portátil.....#RK3020



Seahorse Kit Portátil

- ▶ Para cuidado de emergencia respiratoria en ambientes marinos e industriales antes de llegar al hospital
- ▶ Diseñado para resistir los ambientes más críticos con un maletín de cascara dura (Pelican™) y sello hermético de agua
- ▶ Características de rápido acceso para despliegue rápido de resucitación y cuidado de emergencia
- ▶ Tanque de oxígeno en fibra de carbono "DD-Lite"
- ▶ Válvula inhaladora serie OX con manguera de suministro de oxígeno
- ▶ BRAVO2 Regulador de oxígeno
- ▶ Estuche Yellow Pelican™ con corte de molde por encargo, inserción de espuma de celda cerrada, válvula de purga y asa desplegable

Seahorse Kit Completo Portátil de Vías Respiratorias.....#SPAK702





Modelo 71 Camilla Tipo Canasta

- Camilla tipo canasta de una pieza
- Armazón en polietileno de alta densidad
- Estructura de aluminio para trabajo pesado
- Moldeado con largueros y asideros de sujeción
- Resistente a los químicos, a los rayos ultravioleta al óxido y a la corrosión
- Anillos de bronce facilitan un enganche rápido de la Brida de Izamiento Ajustable Modelo 418-1
- Translúcido a Rayos X para brazos, piernas y pecho
- Incluye cuatro correas sujetadoras

Modelo 71, Camilla tipo Canasta de Una Pieza.....#0107100

Model 387-A, Estuche de Almacenaje, Naranja.....#0311800

Modelo 71-S Camilla Dividida tipo Canasta

- Tiene las mismas características de la camilla tipo canasta de una pieza Modelo 71
- Se divide en dos mitades para empacarla y cargarla en la espalda como mochila, para llegar al sitio del rescate, y para un almacenaje compacto

Modelo 71-S, Camilla Dividida en Dos Piezas.....#0107101

Modelo 387-B, Estuche de Almacenaje, Naranja, con Letras.....#0311820

Modelo 387-B, Estuche de Almacenaje, Naranja, sin Letras.....#0311830

Model 71-M No Metálica tipo Canasta

Versión de una pieza no metálica para minería para ser usada en metros subterráneos y en áreas de minería donde los riesgos eléctricos o las chispas podrían complicar los esfuerzos de rescate. Cuenta con estructura de aluminio revestida en plástico, ribetes en plástico, largueros de madera, y correas sujetadoras tipo velcro.

Modelo 71-M No Metálica tipo Canasta.....#0107104

71-S se divide en dos mitades para empacarla y cargarla en la espalda como mochila, para llegar al sitio del rescate, y para un almacenaje compacto.

71-M es no metálica para usada donde los riesgos eléctricos o las chispas podrían complicar los esfuerzos de rescate.

Accesorios

1 Collar de Flotación
#0313943

2 Modelo 513-4
#0085480

3 Modelo 418-1
#0312390 (Naranja Bolsa)



ESPECIFICACIONES

	Largo	Ancho	Profundidad 71/ 71-S	Profundidad 71-M	Peso 71	Límite de Peso	Embarque Wt. 71	Embarque Wt. 71-M	Embarque Wt. 71-S	Embarque L,An,AI 71/71-M	Embarque L,An,AI 71-S
Inglés	86 in.	24 in.	8 in.	9 in.	23 lb	600 lb	36 lb	40 lb	38 lb	87x24x8 in.	47x27x11 in.
Métrica	2180 mm	610 mm	190 mm	250 mm	10 kg	272 kg	16 kg	18 kg	17kg	2210x610x203mm	1194x686x279mm





Camilla Tipo Canasta Spartan de Dos-Piezas

Estructura totalmente en acero inoxidable de 2500 libras (1100 kg) sólida, que ofrece una superficie de deslizamiento completamente suave en el fondo para terrenos ásperos. El casco externo de polietileno de alta densidad (HMWPE) está asegurado al pasamanos medio dejando el pasamanos superior completamente expuesto para ofrecer acceso sin problemas a los rescatistas para que agarren el pasamanos en cualquier localización. Esto elimina la necesidad que tienen los rescatistas de buscar muescas de mano y hacer que el pasamanos sea de fácil agarre al usar guantes gruesos.

- Los conectores con característica Split-apart con LocSafe™ ofrecen conexión a prueba de fallos y permiten que la camilla sea montada en 15 segundos
- Los puntos de unión StratLoad™ ofrecen unión segura de tirante con cualquier tamaño de carabinero

Camilla Tipo Canasta Spartan de Dos-Piezas#0108036



1 Superficie de Deslizamiento Lisa en el fondo que ofrece un mejor manejo en terrenos ásperos.

2 LocSafe™ ofrecen conexión a prueba de fallos.

3 Los puntos de unión StratLoad™ ofrecen unión segura de tirante con cualquier tamaño de carabinero



ESPECIFICACIONES

	Largo	Ancho	Altura	Peso	Peso de Embarque	Límite de Peso
Inglés	86 in.	24.5 in.	7.5 in.	35 lb	41 lb	2500 lb
Métrica	2180 mm	620 mm	190 mm	16 kg	19 kg	1134 kg

CE



Regular



Angulada



Extra-Ancho



Camillas Titan para Rescate

La Camilla Titan tipo Canasta para Rescate es un rediseño completo de la clásica camilla de estilo militar. El riel superior de una pulgada (25 mm) de diámetro hace que la camilla sea más fácil de manejar cuando se lleva por períodos largos. Disponible en modelos de una o dos piezas y en modelo regular, angulado, o bariátrico.

- Puntos de fijación StratLoad™ para un agarre seguro de las bridas de alzamiento
- Diseñada para superar la especificación Militar de los Estados Unidos MIL-L-37957A
- Riel superior de una pulgada (25 mm) fácil de agarrar especialmente en tramos largos
- Malla de Durateno™ que reemplaza a la malla metálica de estilo antiguo
- Respaldo de UHMW-PE (Ultra-High-Molecular-Weight-Polyethylene/ Polietileno Peso Molecular Ultra Alto) que es extremadamente durable y resistente – no más astillas causadas por un soporte de espalda de madera
- Probada para, y más allá de la prueba de carga estática de 1,134 kg (2500 lb)
- Disponible en acero inoxidable y titanio



- 1 **Titan de Dos-Piezas** se separa en dos mitades para almacenamiento compacto y para cargarlo como mochila a la escena del rescate.
- 2 **Los conectores de LocSafe™** ofrecen una conexión segura de las camillas de dos piezas
- 3 **Los Puntos de Sujeción de StratLoad™ (SL)** ofrecen una fijación segura de la brida de elevación



Titan SS Una Pieza, Regular	#RE11019999
Titan SS Una Pieza, Angulada	#RE11009999
Titan SS Dos Pieza, Regular	#0107975
Titan SS Dos Pieza, Angulada	#RE11049999
Titan SS Una Pieza, Extra-Ancho	#RE11029999

Titan TI Una Pieza, Angulada	#0153242
Titan TI Una Pieza, StratLoad, Angulada	#0153243
Titan TI Dos Pieza, Angulada	#0153244
Titan TI Dos Pieza, StratLoad, Angulada	#0153245

ESPECIFICACIONES Titan-SS (Acero Inoxidable)

Una Pieza Regular	Dimensiones L,An,Al	Peso	Peso de Embarque	Límite de Peso
Inglés	83½x23x7¼ in.	30 lb	38 lb	2500 lb
Métrica	2120x580x180 mm	13.6 kg	17 kg	1134 kg
Dos Pieza Regular				
Inglés	83½x23½x7¼ in.	33 lb	39 lb	2500 lb
Métrica	2120x600x190 mm	16 kg	17.5 kg	1134 kg
Una Pieza Extra-Ancho				
Inglés	83½x32x7¼ in.	42 lb	51 lb	2500 lb
Métrica	2120x810x180 mm	19 kg	23 kg	1134 kg
Una Pieza Angulada				
Inglés	83½x23x7¼ in.	30 lb	38 lb	2500 lb
Métrica	2110x580x180 mm	13.6 kg	17 kg	1134 kg
Dos Pieza Angulada				
Inglés	83½x23½x7¼ in.	33 lb	39 lb	2500 lb
Métrica	2120x600x190 mm	15 kg	17.5 kg	1134 kg

ESPECIFICACIONES Titan-TI (Titanio)

Una Pieza Angulada	Dimensiones L,An,Al	Peso	Límite de Peso
Inglés	83x23x7 in.	13½ lb	2500 lb
Métrica	2110x580x180 mm	6 kg	1134 kg
Una Pieza Angulada, SL			
Inglés	83x23x7 in.	14 lb	2500 lb
Métrica	2110x580x180 mm	6 kg	1134 kg
Dos Pieza Angulada			
Inglés	83x32x7 in.	16 lb	2500 lb
Métrica	2110x810x180 mm	7 kg	1134 kg
Dos Pieza Angulada, SL			
Inglés	83x23x7 in.	17 lb	2500 lb
Métrica	2110x580x180 mm	8 kg	1134 kg

CE



Gazelle Serie de Camillas tipo Canasta en Acero

- › Diseñadas para ser usadas en operaciones de rescate de subida o de bajada
- › Construcción en estructura de Acero de Carbono, con soldadura MIG
- › Marco riel superior y secundario de 3/4" (19mm)
- › Dos soportes planos de acero al carbono en el fondo de la camilla
- › Malla de polietileno que no se oxida y es fácil de reemplazar
- › El modelo regular se acomoda a cualquier tabla de inmovilización de 16" o 18"
- › El modelo angulado permite más fácil acceso a espacios reducidos
- › El modelo de Espacio Reducido permite acceso a espacios más pequeños y más angostos

Camilla Gazelle, Angulado.....#110106

Camilla Gazelle, Regular.....#110105

Camilla Gazelle, Espacio Reducido.....#110107



Angulado



Regular



Espacio Reducido

ESPECIFICACIONES

Gazelle	Largo	Ancho	Altura	Peso	Límite de Peso	Peso de Embarque	Embarque L, An, Al
Ang./Reg. Ing.	82½ in.	24¼ in.	7 in.	28.5 lb	900 lb	41 lb	87x25x8 in.
Ang./Reg. Met.	2100 mm	620 mm	180 mm	13 kg	408 kg	18.6 kg	2209x635x203 mm
Espacio Red. Ing.	82½ in.	18¼ in.	7 in.	31 lb	900 lb	39 lb	87x25x8 in.
Espacio Red. Mét.	2100 mm	460 mm	180 mm	14 kg	408 kg	17.7 kg	2209x635x203 mm

Traverse Rescue® Sistema de Bradco

- ▶ Marco construido totalmente en aluminio de alta densidad para trabajo pesado. Casco de polietileno con el área del paciente apoyada sobre resortes y un sistema de sujeción, hacen de ésta una camilla ideal para cualquier situación de rescate
- ▶ La cama de soporte del paciente lo sostiene a varios centímetros del marco de fondo, lo que permite una operación de transporte suave y cómoda
- ▶ La tapa de doble solapa y el sistema de correas de sujeción del paciente, le permiten ser transportado en casi cualquier posición, con máximo confort y seguridad
- ▶ Casco de polietileno permite que la camilla se deslice suavemente sobre diferentes tipos de terreno y superficies
- ▶ Resistente a los agentes químicos como el cloro y los productos derivados del petróleo
- ▶ Los inhibidores de rayos UV reducen la decoloración y deterioro de exposiciones a largo plazo a la luz solar directa

El Sistema de Camilla Bradco viene con la camilla tipo canasta, soporte para el paciente y sistema de sujeción más cuatro correas de elevación para alzamiento. Opcional: También se encuentra disponible la cubierta para polvo/almacenaje.

Sistema de Camilla Bradco#RE01230499



Advantage Camilla Tipo Canasta

- ▶ Construida en resistente estructura de acero inoxidable, para trabajo pesado y casco de polietileno de alta densidad hacen de ésta una camilla ideal para cualquier situación de rescate
- ▶ El casco de polietileno de alta densidad, permite que la camilla se deslice suavemente sobre diferentes tipos de terreno y superficie
- ▶ El riel secundario interno es completamente accesible y ofrece ilimitadas opciones para tratar un paciente en cualquier tipo de operación de rescate
- ▶ La almohadilla reemplazable de paciente está hecha de una espuma de celda cerrada que no absorbe fluidos
- ▶ Puntos de fijación StratLoad™ para sujeción antidelizante del mosquetón


Advantage Camilla Tipo Canasta#RE11250399

Cubierta para Polvo/Almacenaje para

Advantage Camilla Tipo Canasta#0822069



Los Puntos de Sujeción de StratLoad™ ofrecen una fijación segura de la brida de elevación




ESPECIFICACIONES

	Largo	Ancho	Altura	Peso	Peso de Embarque	Límite de Peso
Bradco Inglés	80½ in.	25 in.	8½ in.	46 lb	54 lb	2500 lb
Bradco Métrica	2040 mm	640 mm	220 mm	21 kg	24½ kg	1134 kg
Advantage Inglés	85 in.	24 in.	7½ in.	33 lb	41 lb	2500 lb
Advantage Métrica	2160 mm	600 mm	190 mm	15 kg	18.6 kg	1134 kg

Camilla de Rescate Traverse Rescue® (TRS)

- › Diseñada y construida para evacuaciones horizontales y verticales de víctimas
- › Liviana y de diseño compacto la hacen ideal para operaciones de rescate en alto ángulo, espacios confinados, lugares remotos y con helicóptero
- › El concepto de envoltura ayuda a proteger los brazos y costados contra lesiones durante procedimientos de evacuación, ofreciendo al paciente una sensación de mayor seguridad
- › Capa interior hecha de una hoja de polietileno fuerte y de alta densidad, lo cual le da a la camilla rigidez cuando se curva alrededor del paciente
- › Capa exterior de la base está hecha de nylon Denier Cordura® 1350 con una capa gruesa de poliuretano, siendo de un tejido especial para máxima resistencia contra cortes y abrasión
- › Capa superior de la caparazón externa está hecha de nylon Denier Cordura® 1000 que la hace fuerte y ruda pero comfortable para cuando el paciente se acuesta ahí
- › Las Asas para transporte y los puntos de fijación para el alzamiento vertical están hechos de un tejido de 2" (51 mm) y diseñados como puntos de fijación estructural para una brida de alzamiento
- › Tubería plástica del asa de transporte que ofrece un agarre mucho más cómodo para los rescatistas
- › Arnés ajustables integrados de todo el cuerpo, y de color codificado que sujetan al paciente manteniéndolo seguro en la camilla
- › Correas acolchadas para los hombros y para el área de la ingle que ofrecen un alzamiento cómodo, y las correas de los pies evitan que el paciente se deslice hacia abajo durante el alzamiento vertical
- › Seis correas sujetadoras de 2" de la red externa aseguran al paciente a la camilla envolviéndolo alrededor del cuerpo y usando un sistema de hebilla de acero de 2- barras, 3- barras con el que es fácil y rápido de trabajar, incluso con los guantes puestos
- › Incluye bolsa para almacenaje hecha de Cordura® con correas de hombro para la mochila
- › La brida de alzamiento se vende por separado



Camilla de Rescate Traverse Rescue® (TRS)#0107977

CE

Traverse Rescue® Marca Tablu Camilla de Triple Plegado

La Camilla Traverse Rescue® Tablu de Triple Plegado representa lo más avanzado en simplicidad y durabilidad. Es ideal para hacer extracciones en vehículos debido a su tamaño compacto y su rápido uso. La Camilla Tablu está hecha de aluminio liviano que no es afectado en los peligros comunes de incendios como grietas, deformaciones o hendiduras que son comunes con otras tablas de compuesto o plástico durante operaciones tácticas y vehiculares. La Camilla Tablu tiene asas generosas y acepta todos los sistemas de correa de sujeción común.



Traverse Rescue Marca Tablu Camilla de Triple Plegado, Azul. #0108025

CE

Traverse Rescue® 540° Polea Grande para Rescate

- Desarrollada para cumplir las necesidades de poleas con sistema de arresto de caídas
- Una palanca de liberación integrada libera la tensión en la cuerda de sujeción de la polea, eliminando la necesidad de un nudo de liberación
- La polea 540° de rescate (azul) Grande, está diseñada para ser usada con cuerdas de rescate kermantle de 11.5 mm a 13 mm
- La polea 540° de rescate (verde) Pequeña, está diseñada para ser usada con cuerdas de rescate kermantle de 11 mm a 11.5 mm
- Peso: 1.5 lb. (680 g). MBS 27kN (Grande), 23kN (Pequeña)
- UL® Certificado por NFPA 1983 (2012 Ed.)

Polea de Rescate 540° Pequeña, Verde#RR01009900

Polea de Rescate 540° Grande, Azul#RR01009902



Traverse Rescue® Bridas de Alzamiento para Camilla

- Bridas de alzamiento para Camilla han sido diseñadas para ser usadas con cualquier tipo de camilla
- Cumple con las especificaciones NFPA y con las especificaciones militares
- El anillo en "O" para el punto de ajuste en la parte superior tiene una capacidad de 134 kN (30.000 libras)
- Hebillas de paracaídas se usan para permitir el ajuste independiente de la canasta y fijarla al mejor ángulo para comodidad del paciente
- La capacidad de resistencia de la brida es 22 kN (5.000 libras / 2,268 kg)

Brida con Ojal Metálico#0313897

Brida con Ojal Tejido#0313898



Carabinero Largo de Acero

- Apertura grande de puerta de vaivén con cierre de tornillo de bloqueo
- Acero de alta resistencia
- Categoría de 40 kN / 8992 libras
- Cumple los estándares ANSI Z359.1-2007 / Z359.12-2009

Carabinero Largo de Acero#0822420



Mochilas Kigali

Vienen en tres tamaños: 30, 35 y 45 litros. Cada tamaño incluye dos bolsillos externos con doble presillas elásticas para organizar los artículos pequeños. El compartimiento principal grande de apertura por encima tiene bolsillos adicionales para guardar apósitos grandes y sistemas de hidratación. Cada mochila tiene suficiente espacio para un BVM, pequeñas frazadas, apósitos y collarines. Incluye cruz blanca removible, cubierta impermeable integrada, cremalleras con lengüetas de fácil agarre, cremallera grande No.10 YKK®.

Kigali 30 (30 litros)

Con un respaldo negro moldeado, correa acolchada para hombro, correa de cintura y manija de agarre en caucho

Kigali 30, Rojo#RE00300399

Kigali 35 (35 litros)

Con un respaldo negro moldeado, correa acolchada para hombros, cinturón y una manija de agarre en caucho

Kigali 35, Rojo#RE00350399

Kigali 35, Negro#RE00350999

Mochila SAR Kigali 45 SAR (45 litros)

- Sistema de arnés avanzado y ajustable con dos refuerzos de aluminio
- Diseñado para llevar un sistema de oxígeno de cilindro "D"

Kigali 45, Rojo#RE00450399

Kigali 45, Negro#RE00450999



contenido no incluido

MODELO	CORREAS SUJETADORAS (PÁGINA 29)								PORTASUEROS (PÁGINA 27)			
	417-1 (Negro)	417-1 (Naranja)	430, 2pc, 5' (Negro)	430, 2pc, 5' (Naranja)	430, 2pc, 7' (Negro)	430, 1pc, 7' (Negro)	Mondial Monobloc Torso	513-1	513-10 HD NM	513-11 HD NM	513-13	Mondial Monobloc
Mondial Monobloc		●			●	●						●
Modelo 25 Camilla	●	●	●	●					●		●	
Modelo 26 Serie Camilla	●	●	●	●					●		●	
Modelo 28 Silla Camilla	●	●	●	●				●		●		
Modelo 35A Camilla	●	●	●	●					●		●	
Modelo 93ES Camilla	●	●	●	●					●		●	
Modelo 5126 Camilla	●		●						●			
POWERFlexx Camilla	●		●		●				●		●	
35X Camilla	●		●		●				●		●	
28Z Silla Camilla	●	●								●		

MODELO	COLCHÓN											
	Mondial Ext. (Neg)	Mondial Int. (Neg)	360 Flat (Naranja)	360 Flat (Burdeos)	460 Bolstered (Naranja)	460 Bolstered (Burdeos)	359-8, 2pc (Naranja)	359-8, 2pc (Burdeos)	PROFlexx (Negro)	28Z, 2pc (Negro)	POWERFlexx (Negro)	5126 (Negro)
Mondial Monobloc	●	●										
Modeloo 25 Camilla			●	●	●	●						
Modelo 26 Serie Camilla			●	●	●	●						
Modelo 28 Silla Camilla							●	●				
Modelo 35A Camilla			●	●	●	●						
Modelo 93ES Camilla			●	●	●	●						
Modelo 5126 Camilla				●								●
POWERFlexx Camilla										●		
35X Camilla								●				
28Z Silla Camilla									●			

MODELO	ANCLAJES (PÁGINA 32-33)										
	PARTE #	#0001751F	#0001752F	#0001753F	#0001754F	#0001755F	#0573057	#0001732F	#0001733F	Ferno Italia	Ferno Italia
Mondial Monobloc	175-1 Kit Completo										
Modelo 25 Camilla	175-2 Kit Completo										
Modelo 26 Serie Camilla	175-3 Kit Completo										
Modelo 28 Silla Camilla	175-4 Kit Completo										
Modelo 35A Camilla	175-5 Kit Completo										
Modelo 93ES Camilla	5-14										
Modelo 5126 Camilla	173-2 Kit Completo										
POWERFlexx Camilla	173-3 Kit Completo										
35X Camilla	SLAM-26										
28Z Silla Camilla	SLAM-26+										
	SLAM-5026/EEF										
	FL1										
	StatTrac®										

MODELO	ACCESORIOS (PÁGINA 40, 42, 56)										
	PARTE #	#0821111	#0819958	#0085500	#0085520	#FWEPR	#0818933	#0818952	#CA5250	#0821996	#0822178
Mondial Monobloc	Repisa de Oxígeno										
Modelo 25 Camilla	Porta Cilindro de Oxígeno										
Modelo 26 Serie Camilla	Oxy-Clip Porta Cilindro										
Modelo 28 Silla Camilla	Oxy-Clip Porta Cilindro										
Modelo 35A Camilla	PacRac+										
Modelo 93ES Camilla	274 PacRac										
Modelo 5126 Camilla	274-5 PacRac										
POWERFlexx Camilla	Equipment Bracket										
35X Camilla	Sof-Net										
28Z Silla Camilla	Sof-Net para 28Z										
	Bandeja de Metal										
	Tabla Bariátrica LBS										
	Tabla Bariátrica LBS Junior										
	Orden con Camilla										
	#0822057										
	#0822184										

A**Anclajes**

Anclaje de Camilla Modelo 5-14	33
Kit de Montaje 173-2	33
Kit de Montaje 173-3	33
Kit de Montaje 175-1	32
Kit de Montaje 175-2	32
Kit de Montaje 175-3	32
Kit de Montaje 175-4	32
Kit de Montaje 175-5	32
Sujetador FL1	33
Sujetador Modelo 185 StatTrac	33
Sujetadores Serie SLAM	33
Asas Bariátricas de Tire y Empuje	41

B**Bolsos**

Ferno Bolsos	
Mochila para Cuidado de Emergencia	
Respiratoria	60, 75
Mochila Kigali	83
Modelo 5100, Bolso para Manejo de Vías	
Respiratorias/Oxígeno	61
Modelo 5103, Bolso Trauma II para Socorrista	58
Modelo 5107, Bolso Profesional para Traumas	58
Modelo 5108, Bolso Profesional ALS	58
Modelo 5110, Trauma / Bolso II para Manejo de Vías Respiratorias	60
Modelo 5111, Bolso III para Manejo de Trauma/ Vías Respiratorias	60
Modelo 5113, Bolso Trauma Para Primeros Auxilios	59
Modelo 5114, Minibolso Profesional para Medicamentos	64
Modelo 5115, Minibolso Profesional para Intubación	64
Modelo 5116, Minibolso Profesional para Aplicaciones Intravenosas	64
Modelo 5117, Minibolso Profesional para Traumas	64
Modelo 5120, Bolso para Cargar Oxígeno	61
Modelo 5121, Bolso para Cargar Oxígeno	61
Modelo 5122, Bolso para Cargar Oxígeno	61
Modelo 5130, Ultra Minibolso para Intubación	64
Modelo 5148, Bolso Luno	59
Modelo 5149, Bolso Luno Y	59
Modelo 5150, Mochila Con Rollo para Vías Respiratorias	59
Saver Bolsos	
Modelo 2100, Bolso para Primeros Auxilios	62
Modelo 2102, Bolso II para Socorrista de Trauma	62
Modelo 2103, Bolso III para Socorrista de Trauma	62
Modelo 2110, Kit O2 de Trauma	63
Modelo 2120, Kit O2 de Suministros	63
Modelo 2130, Bolso ALS	63
Brazalete Acojinado de Presión Sanguínea para Montar en Pared	73
Bridas de Alzamiento para Camilla	83

C**Camilla para Rescate**

Camilla de Rescate Traverse Rescue	82
Traverse Rescue Sistema de Bradco	81

Camillas

Accesorios	28
Modelo 25 Camilla	7
Modelo 25i Camilla	6
Modelo 26 Camilla	8
Modelo 26AS Camilla	9
Modelo 26S Camilla	9
Modelo 28 Silla Camilla	10
Modelo 28Z PROFlexx Silla Camilla	20
Modelo 35A Camilla	12
Modelo 35A+ Camilla	13
Modelo 35X PROFlexx Camilla	18
Modelo 93-ES Squadmate Camilla	14
Modelo 5126 Camilla	15
Mondial Monobloc	4
POWERFlexx Camilla Automática	16

Camillas de Lona

Camillas de Emergencia	
Modelo 9	34
Modelo 11	38
Modelo 11-T	38
Modelo 12	34
Camillas de Lona	
Modelo 108 de un Solo Pliegue	36
Modelo 108-A de Pliegue Simple	36
Modelo 108-AF Camilla de Lona de Doble Pliegue	37
Modelo 108-D Camilla para Desastres	39
Modelo 108-F Individual de Lona de Doble Pliegue	37
Modelo 108-T Camilla Táctica	39
Sillas Camilla	
Modelo 107	35
Modelo 107-C	35

Camillas Scoop

Modelo 65 Scoop	46
Scoop EXL	44

Camilla Tipo Canasta

Advantage Camilla Canasta	81
Gazelle Camillas tipo Canasta en Acero	80
Modelo 71 Camilla Tipo Canasta	76
Modelo 71-M Camilla No Metálica tipo Canasta	76
Modelo 71-S Camilla Dividida tipo Canasta	76
Spartan de Dos-Piezas	77
Titan Camillas para Rescate	78
Traverse Rescue Sistema de Camilla Bradco	81
Carabinero Largo de Acero	83
Cilindro de Fibra de Carbono para O2	74
Cilindros de Oxígeno en Aluminio	74
Collares Cervicales	
WizLoc Collarín Cervical	49
Conjunto de Remolque Bariátrico	41
Conservador de Oxígeno HFOC	72
Correas Sujetadoras	
Extensiones para Correas Sujetadoras	41
Modelo 417-1 Arnés de Torso	29
Modelo 430, Correas Sujeción para Camilla	29
Modelo 430-P, Correas Sujetadoras	48
Modelo 436 Correas Sujetadoras con Clip Giratorio	48
Modelo 770 Fastrap Sistema de Correas Tipo Araña para Tablas Rígidas y Scoops	48

E**Estuches**

Flambeau Cajas Médicas Color Naranja	65
--	----

Plano Modelo 747-M, Caja para Trauma	65
--	----

F**Férulas**

Colchoneta de Vacío para Cuerpo Completo	54
Férulas para Dedos	53
Frac-Care, Kit para Cuidado de Fracturas	53
Inmovilizador Pélvico SAM Sling II	55
Modelo 663 Kit de Férulas Neumáticas	52
Modelo AS190, Kit para Extremidad de Férulas al Vacío	54
Modelos 441, 443 y 444, Férulas de Tracción	52
SAM Férula	55

Frazadas

Almohada RESQ	30
Manta Térmica Mylar	30
Modelo 352 de Mezcla de Acrílico al 100%	30
Modelo 353 Frazada Acolchonada de Nylon	30
Modelo 354 Combinada con Lana	30

H

Hojas de Laringoscopia Individuales	73
---	----

I**Inmovilizador de Cabeza**

Modelo 365-E Inmovilizador de Cabeza EXL	58
Modelo 445 Inmovilizador de Cabeza Universal	58
Modelo 455 Inmovilizador de Cabeza HeadHugger	58

K

KED Modelo 125	51
KED PRO	50
Kit de Laringoscopia Modelo 425	73

M

Manguera para Oxígeno	70
Manta para Socorro y Recuperación	46
Marca Tablu Camilla de Triple Plegado	82
Máscara RCP	70
Mascarilla Acojinada Desechable	70
Mascarilla de Silicón Reusable	70
Medidor de Flujo Clase E	68
Micro-Administrador Fijo	68
Mini-Administrador Regulable	69
Mochila SAR Portátil	75
Multi-Administrador Regulable	69

O

ORO2 Válvulas de Control de Flujo	68
Oxy-Clip2 Sujetador de Oxígeno con Resorte	24
Oxy-Clip Porta Cilindro	26

P

PacRac	28
Pediatría	
Modelo 78 Pedi-Pac Inmovilizador Pediátrico	56
Modelo 676 MEDkids Tabla de Bebé	57
Modelo 677 MEDkids Pedi-Sleeve Tipo Manga	57
Modelo 678 Pedi-Mate	56
PEZO2 Oxímetro de Pulso	72
Polea Grande para Rescate	83

Porta Cilindro de Oxígeno	26
Portasueros	
Modelo 513-10	27
Modelo 513-11	27
Modelo 513-13	27
Modelo 513-LBS	27
Mondial Monobloc Portasuero	27

R

Reanimador de Válvula de Demanda DVRx	72
Repisa de Oxígeno al Extremo de la Cabeza	26
Reguladores de Oxígeno	
BRAVO2 de Latón Reguladores de Oxígeno	67
ORO2 Reguladores de Oxígeno	66
Resucitador Desechable con Puerto de Medicación y Monitoreo	71
Resucitadores de Silicon con Puerto de Medicación y Monitoreo	71

S

Seahorse Kit Portátil	75
Sillas Escalera	
EZ Glide Accesorios	24
EZ Glide con PowerTraxx	23
Modelo 40	25
Modelo 42	25
Modelo 59T EZ Glide	22
Sistema Respiratorio de Emergencia	75
Soporte para Desfibrilador	
Modelo D360, Soporte para Desfibrilador	31
Modelo M-200, Soporte para Desfibrilador	31
Modelo M-201, Soporte para Desfibrilador	31
Modelo P-300, Soporte para Desfibrilador	31
Modelo Z-102, Soporte para Desfibrilador	31
Modelo Z-103, Soporte para Desfibrilador	31

T

Tabla Bariátricas Serie LBS	
Colchón LBS	40
Estuche LBS	40
Tabla Bariátrica LBS	40
Tabla Bariátrica LBS Junior	40
Tabla de Inmovilización	
NAJO RediHold	42
NAJO RediWide	43
Tabla Deportiva de NAJO	43
Tabla Liviana NAJO Lite	42
Tablas Rígidas Millennia	47
Tabla RCP	53
Tarjeta para Ampolletas	64
Tarjeta para Botellitas	64

U

Unidad de Succión MVP	73
Unidad de Succión de Micro Vacío	73

V

Válvula del Inhalador Serie OX	72
--------------------------------------	----



Tel 937.382.1451
Fax 937.382.6569
intlsales@ferno.com

70 Weil Way
Wilmington, Ohio 45177
USA

www.Ferno.com

Para mayor información comuníquese con su Agente Ferno local



En distribución de **equipos médicos**
somos el futuro, y el futuro **ya esta aquí.**

www.emedic360.mx
informes@emic360.mx

Busca en www.emedic360.mx el negocio asociado mas cerca de ti

