

*Equipo médico diseñado para profesionales*

# *Mesa para Autopsias*



**MARCA: BAME**  
**MODELO: 120-A**

Mesa para autopsias con preparación para triturado  
ascendente - descendente de acero inoxidable.



HECHO EN  
  
MEXICO

*Industrias Cobramex S.A. de C.V.*

## Equipo médico diseñado para profesionales:

Mesa para autopsias con preparación de acero inoxidable.

### CARACTERÍSTICAS:

- Mesa fabricada en acero inoxidable Calidad AISI 304.
- Columna pedestal rectangular de acero inoxidable calidad AISI 304.
- Medidas: Largo 250 cm x Ancho 76 cm x Alto 84 a 108 cm.
- Soporta hasta 250 kg.
- Drenaje central de sobre flujo y canales de desagüe.
- Marco de forma redondeada.
- Tarja con grifería y válvula para lavado permanente dosificado, de acero inoxidable calidad AISI 304. Medidas de la tarja 37 x 42 x 22 cm.
- Tarja con opción para agua fría o caliente.
- Triturador con hidro aspirador.
- Conexión para herramientas eléctricas.
- Aspersores manuales con válvulas de control.
- Superficies de apoyo extraíble.
- Sistema de flujo de agua a nivel de la superficie de la irrigación de la mesa que permite retirar flujos y residuos.
- Sistema de irrigación por todo el plano mediante eyectores de agua.
- Sistema de llaves para agua caliente y agua fría
- Provista de regadera, manguera flexible
- Zona de trabajo con tres charolas de superficie perforada y desmontables de acero inoxidable calidad AISI 304, para fácil limpieza y desinfección.
- Uniones maquiladas para un perfecto ensamble.
- Alimentación: 110 V – 230V.



*La calidad nos avala:*



Distribuidor:

**Beracah**  
M E D I C A  
[www.BeracahMedica.mx](http://www.BeracahMedica.mx)

662.151.0979

Mexico