

Carestream

Motion Mobile X-Ray System

# Móvil. Asequible. Actualizable.

Diseño exclusivo. Digital.



SOLUCIONES AVANZADAS DE OBTENCIÓN DE IMÁGENES

Motion Mobile X-Ray System no está a la venta en Norteamérica.

**Beracah**  
MEDICA

# Equipo de adquisición de imágenes asequible y móvil

Si cada paciente, del que se deben adquirir imágenes, debe trasladarse a la sala de rayos X, los inconvenientes aparecen por doquier. Los pacientes debilitados o muy enfermos pueden experimentar malestar o sufrir traumatismos durante el traslado. Mientras tanto, el flujo de trabajo se ralentiza. Los costes aumentan. Y los exámenes, diagnósticos y tratamientos se retrasan.

Por eso, ahora, le presentamos Motion Mobile X-Ray System; una unidad móvil analógica y muy asequible que, además, tiene un tamaño reducido y es ligera y fácil de utilizar.

Y lo mejor de todo es que se puede actualizar de manera sencilla y rentable a un sistema digital, siempre que se cuente con las infraestructuras necesarias, con tan solo incorporar nuestro sistema DRX-Transportable/Lite. Emplea una tableta ligera e inalámbrica que permite controlar por completo el sistema y visualizar las imágenes inmediatamente después de adquirirlas.

## Principales ventajas

- Ligero, compacto y fácil de transportar.
- Pantalla táctil intuitiva que facilita su funcionamiento.
- Posicionamiento rápido y preciso gracias al colimador con haz de luz.
- Actualización rápida y sencilla a la versión digital con la integración de nuestra tableta ligera e inalámbrica.



## Diseñado pensando en sus necesidades y en su presupuesto

Muchos centros de tamaño medio o pequeño necesitan equipos móviles de rayos X. No obstante, sus presupuestos a menudo son muy limitados. Motion Mobile System soluciona estos dos problemas al ser económicamente asequible para casi cualquier centro. Piense en el conjunto de funciones avanzadas que ofrece y considere el valor.

## Pásese a la versión Lite

### Pásese a lo digital cuando disponga de las infraestructuras necesarias

Solo tiene que integrar nuestro DRX-Transportable System/Lite y la tableta inalámbrica, con un detector DRX Plus o DRX Core, y Motion Mobile se convertirá en un sistema completamente digital, con la calidad de imagen y el flujo de trabajo acelerado que solo los equipos de adquisición de imágenes DR ofrecen. Esta integración hace de Motion Mobile un puente altamente rentable entre los sistemas analógicos o CR y la potencia de rendimiento de los sistemas DR.

¿Y el resultado final? Puede pasarse a DR rápidamente en cualquier momento, sin preocuparse por la obsolescencia de la tecnología. Disfrutará de la tranquilidad de saber con seguridad que su sistema tiene por delante una larga y fructífera vida útil.



DRX-Transportable System/Lite se maneja por medio de una tableta inalámbrica. No requiere cajas electrónicas de gran tamaño y evita tener que trabajar desde una consola fija, lo que le permitirá moverse con libertad por la sala de exploración. El sistema se completa con un detector DRX y un cargador de batería.

# Múltiples funciones. Digital.



El colimador con haz de luz manual permite un posicionamiento rápido y preciso del paciente.

El DAP opcional ofrece la información necesaria para monitorizar la dosis de rayos X que recibe el paciente.

La elección del modo de radiografía anatómica programada (APR, por sus siglas en inglés) o manual agiliza y facilita la selección de la técnica del examen.

El monitor de pantalla táctil de 8" con protocolos fáciles de configurar es sencillo de aprender y de usar.

El sistema incluye una función de inclinación que eleva las ruedas cuando encuentra pequeños obstáculos y permite un acceso más fácil a los elevadores.

El generador de descarga de condensador de 30 kW admite una amplia gama de aplicaciones clínicas.



## Saque partido a la potencia de la opción X-Factor

Nuestro detector DRX inalámbrico y ligero no solo controla Motion Mobile, sino que también se puede compartir con toda nuestra gama de sistemas móviles y salas de rayos X DRX. Además, cuenta con un punto de acceso virtual que mejora el flujo de trabajo.





NO IMPORTA DÓNDE ESTÉ,  
LE LLEVAREMOS AL  
LUGAR QUE DESEE

SOLUCIONES AVANZADAS  
DE OBTENCIÓN DE IMÁGENES

### Adecuado para el presente. Preparado para el futuro.

En Carestream estamos preparados para ayudarle a planificar el camino más eficaz hacia el futuro en la adquisición de imágenes radiográficas. Nuestro diseño de equipo escalable y componentes modulares le ofrece un alto rendimiento para el presente, con actualizaciones sencillas y asequibles para los próximos años. Permítanos planear con usted la migración de su equipo y tendrá la confianza de que su inversión actual en tecnología seguirá reportándole beneficios en el futuro.

### Una comunidad de servicio y asistencia

Para obtener un servicio fiable, recurra a nuestra red de mantenimiento Customer Success Network. Trabajamos constantemente para mejorar su rendimiento en la adquisición de imágenes, ayudarle a innovar cuando sus necesidades cambien y sacar el máximo partido de su presupuesto y sus recursos. La red de mantenimiento Customer Success Network de Carestream le rodea de un dinámico equipo de expertos, con un punto de acceso único para proporcionar un acceso fácil y personalizado al personal adecuado para cada situación. Usted y sus pacientes se beneficiarán de la experiencia y las prácticas recomendadas que solo Carestream puede ofrecer, ya que están basadas en miles de relaciones con clientes de todo el mundo y en nuestra tradición de 100 años de innovación en la adquisición de imágenes médicas.



[carestream.com/dr](http://carestream.com/dr)



© Carestream Health, Inc., 2017. CARESTREAM y DIRECTVIEW son marcas comerciales de Carestream Health. CAT 9K4019\_es 09/17

**Beracah**  
M E D I C A

**Carestream**