

## DOPPLER FETAL CHOICEMMED CON PANTALLA LCD A COLOR Y GRAFICA DE FHR, TRANSDUCTOR DE 2 O 3 MHZ

Cat. COD-MD800

**ChoiceMMed**



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Dimensiones: 135x 95 x 35 mm
- Peso: 500 grs
- Sistema de trabajo: Doppler continuo
- Frecuencia de trabajo: 2 MHz o 3 MHz
- Rango de frecuencia cardiaca: 50 a 230 bpm
- Display LCD: 35 x 28 mm
- Baterías: 2 pilas de 1.2V recargable

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

- Equipo con pantalla LCD a color
- Muestra el trazo de frecuencia cardiaca fetal
- Alarmas visuales y auditivas
- Durabilidad de más de 6 horas con batería cargada
- 3 modos de pantalla 7 niveles de volumen
- Bocina integrada
- Salida para conectar audífonos
- Indicador de estado de batería, volumen y FHR
- Apagado automático

### USOS:

El Doppler fetal es un equipo de alto rendimiento y exactitud para medir la frecuencia cardiaca del feto. Este equipo es aplicable para oficinas obstétricas privadas, clínicas perinatales, departamentos obstétricos dentro de hospitales y situaciones de monitoreo remoto, además para el uso en el hogar.

Permite la auscultación de forma segura a partir de la semana 12 de gestación

Garantía: 2 años  
Incluye baterías recargables, cargador y manual de usuario.