

Concentrador de oxígeno 5 LT DEVILBISS Código: R-C525DSDR

Construido bajo el legado de confiabilidad probada, el concentrador de oxígeno DeVilbiss de 5 litros está diseñado con calidad mejorada, durabilidad y desempeño basados en la idea de simplicidad. Es robusto, silencioso y de bajo costo operativo.

- Cuenta con Sensor de oxígeno OSD, que proporciona al paciente seguridad y confianza por más largos intervalos de servicio.
- Conector a cánula protegido y cavidad de humidificador para evitar daños.
- Flujómetro con seguro.
- Puerto de oxígeno auxiliar.
- Presión de salida: 8.5 PSI.
- Concentración de oxígeno: 1-5 LPM=87-96%
- Consumo de energía: 310 Watts promedio. 275 Watts 1.2 LPM.
- Peso: 16.3 Kg.
- Dimensiones: 62.2 x 34.2 x 30.4 cm.
- Nivel Sonoro: 48 dBA.
- Alarmas: Visual y auditiva.
Alta/ Baja presión, bajo flujo, bajo oxígeno y corte de corriente.

