

CODIGO : RED577

DESCRIPCIÓN: Sillón para Hemodiálisis D577



- Sillón acojinado para procedimientos.
- Ideal para usar en diálisis, extracción de sangre, cuidados respiratorios y cardiacos.
- Sistema Trendelenburg.
- Sistema reclinable en 4 posiciones.
- 2 charolas laterales abatibles y desmontables.
- Tapizado en vinipiel de color azul, rosa o jade.
- 4 ruedas de 5", giratorias, con freno en las ruedas traseras.
- Soporta 110 kg.



Contenido: 1 pza.

Empaque: Corrugado

MEDIDAS	PRODUCTO	MASTER
ANCHO	77 / 130 cm	81 cm
ALTO	123 cm	75 cm
LARGO	102 cm	96 cm
PESO	44.5 kg	49 kg

- RED577ADR
- RED577RDR
- RED577VDR