



AUTOCLAVE HORIZONTAL CVQ-20J

CVQ-20J

AUTOCLAVE MANUAL

Ideal para la esterilización de material médico/quirúrgico, es de fácil operación, segura y confiable. El equipo es recomendable para la antisepsia y esterilización de vendas, gasas. Instrumental quirúrgico, etc. Por su tamaño y diseño puede ser un excelente complemento dentro del quirófano para esterilizar instrumental quirúrgico de emergencia. También puede ser utilizado por empresas y unidades de investigación científica en protocolos que requieran asepsia.

DATOS TÉCNICOS

VOLUMEN	20 L
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	30 Psi (0.22 MPa)
TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO	274°F (134°C)
INTERVALO DE PRESIÓN	10-30 Psi (0.07-0.22 MPa)
INTERVALO DE TEMPERATURA	239-274°F (115-134°C)
INTERVALO DE TIEMPO	0 - 60 min
CHAROLAS DE ESTERILIZACIÓN	Número de piezas: 3 Dimensiones por charola: 340 x 200 x 30 mm con orificios de 12".
DIMENSIONES CÁMARA DE ESTERILIZACIÓN	Ø250 x 410 mm
DIMENSIONES DEL EQUIPO	Aprox. 480 x 470 x 390 mm
PESO	40 kg
POTENCIA	1.5 KW
ALIMENTACIÓN	CA 110V, 60 Hz.
GARANTÍA	1 año

A

Accesorios incluidos

Válvula de seguridad

Charolas de esterilización

Desagüe para liberar el excedente de agua del tanque

Interruptor de suspensión de alimentación

Mango en forma de clip para extraer las charolas de esterilización sin inconvenientes

Cable de alimentación

Manual de operación

B

Características adicionales

Cuenta con un controlador de presión y temperatura, así como un temporizador.

Protección contra sobrecalentamiento y función de alarma auditiva al finalizar el ciclo de esterilización.

INNOVACIÓN + CERTIFICACIÓN



Beracah
M E D I C A



Tel: (662)151.0979
ventas@beracahmedica.mx
www.BeracahMedica.mx

