



Producto: Concentrador de Oxígeno Nuvo Lite

Eficiencia y confiabilidad insuperables en la industria

Código: 570-002-47-4

Descripción: El concentrador de última generación Nuvo Lite es ligero, compacto, cuenta con diseño aerodinámico, brinda una operación silenciosa y ahorro en consumo de energía.

Características:

-Perilla única de ajuste (permite modificar fácilmente el flujo según la prescripción), de 0.125-5 Lts/min.- Peso ligero de solo 15.2 Kg. -Operación Silenciosa: 40 dBA -Compacto -Requerimiento Elec.: 115 Volt – 60 Hz -Ahorro consumo de energía: - 310 Watts Promedio -Alarma de seguridad por fallas de electricidad -Compresor Thomas - Llantas transportadoras para mayor movilidad -Fácil acceso a filtro y contador de horas - Concentración de oxígeno (en 5 LPM): 90% (+6.5% / -3%) -Presión de salida: 7 PSI -Dimensiones: 35cm x 22cm x 58 cm. -Diseño aerodinámico, sin puntas y con manija integrada - Incluye cánula y vaso humidificador.

*Tecnología Nidek patentada

-Certificado por FDA / Registro de Sanitario 2180E2009SSA.

