



LUX JOY



FORJA TU *Historia*
con la herramienta perfecta

LUX JOY

EQUIPO ODONTOLÓGICO DE SISTEMA ELÉCTRICO (4 MOVIMIENTOS)

- Lámpara de luz fría
- Cuchillas de fibra de vidrio
- Escupidera de cerámica desmontable
- Cabezal fijo con altura ajustable
- Banquillo neumático con respaldo ajustable
- Manguera de poliuretano con forro de silicón
- Tapicería ergonómica
- Colores disponibles
- Sistema de agua con indicador de presión para botella
- Motores silenciosos, con capacidad de 200 kg. de aguante
- Entrada para piezas de alta/baja velocidad automáticas; y Jeringa triple
- Base en placa con ajustadores para mayor estabilidad
- Bandeja de instrumentos amplia con negatoscopio; Sistema de movimiento abatible
- Eyector Ventury automático con recolector de residuos
- Controles de mando para movimientos del sillón en módulo de unidad
- Pintura de poliuretano alto brillo resistente a químicos y corrosión **(NO cambia de color, 100% blanco)**