

ESTACIÓN DE DONANTES DC200

Haciendo que la donación de sangre sea una experiencia segura y cómoda

Para fomentar donantes de sangre leales, es imprescindible que las condiciones del proceso de donación sean seguras, agradables y prácticas. Nuestras estaciones de donantes garantizan la seguridad y comodidad tanto del donante como del flebotomista, sin comprometer el funcionamiento estándar. Su diseño especial ayuda a reducir posibilidades de reacción vasovagal, y un interruptor de un solo toque permite a los usuarios bajar rápidamente la cabeza del donante en caso de reacción vasovagal.

Adecuada posición para un buen flujo de sangre



Estación de donantes durante la recolección de sangre



Estación de donantes en caso de reacción vasovagal



Equipos Nuevos, a Precios Bajos
www.BeracahMedica.mx

ESTACIÓN DE DONANTES DC200

Características:

- Se ha diseñado para satisfacer todos los aspectos de seguridad recogidos en el estándar EN 60601-1. Protege contra peligro de descargas eléctricas, peligro de incendio, peligro mecánico, interferencia electromagnética, etc.
- Garantiza la seguridad y comodidad tanto del donante como del flebotomista.
- Ayuda a reducir las posibilidades de reacción vasovagal minimizando la acumulación de sangre en las extremidades inferiores. En el caso de que se produzca una reacción vasovagal, se puede bajar rápidamente la cabeza del donante mediante un interruptor sencillo.
- Las bandejas proporcionan un lugar para un monitor de recolección de sangre (MRS), un aparato de presión arterial (PA) y otros accesorios. Mediante un mecanismo sencillo se pueden cambiar las bandejas de accesorios del lado izquierdo al lado derecho, o viceversa.
- Elimina, mediante una conexión al MRS, la necesidad de una fuente de alimentación independiente.
- Facilita el traslado de la estación de donantes, con una función de bloqueo para las ruedas giratorias.
- Brinda comodidad al donante con un sillón de altura ajustable y una característica de apoyabrazos con plegado rápido.



Especificaciones

| | |
|-------------------------------------|--|
| Fuente de alimentación | 230 ± 10 % VCA, 50 Hz, monofásica |
| Capacidad de carga | 135 kg |
| Peso | 75 kg |
| Clasificación | Protección contra descargas eléctricas, clase I |
| Consumo de energía | En funcionamiento: 100 W (máx.) En espera: 5 W |
| Movimiento/posición | Cualquier posición intermedia entre posición de estar sentado para donaciones y posición en caso de reacción vasovagal |
| Accionamiento de movimiento | Motor CC y multiplicador de torsión |
| Iniciación del movimiento del motor | Mediante el interruptor basculante |
| Apoyabrazos | Ambos de altura ajustable y con capacidad para girarse |
| Tapizado | Tapizado suave con un grosor de 2 ½ pulgadas (6,35 cm) |
| Maniobrabilidad | Viene con ruedas giratorias |
| Accesorios | Bandeja para MRS, bandeja para aparato de PA, bandeja para accesorios y soporte IV telescópico |
| Dimensiones | Largo del sillón: 100 ± 2 cm Largo del respaldo: 90 ± 2 cm Ancho: 67 ± 2 cm Largo del apoyabrazos: 60 ± 1 cm Ancho del apoyabrazos: 15 ± 1 cm Altura máxima del apoyapiernas: 80 ± 2 cm Altura del sillón: 51 ± 2 cm Altura de la posición en caso de reacción vasovagal: 66 ± 2 cm Altura máxima del respaldo: 110 ± 2 cm |
| Interfaz | Para conectar un MRS |
| Fusible | 250 V, 1 A, 5 × 20 mm, tipo M |
| Entorno de uso | Temperatura: 5 a 40 °C Humedad relativa: 30 a 75 % Presión atmosférica: 700 a 1.060 hPa |
| Almacenamiento y transporte | Temperatura: -20 a 40 °C Humedad relativa: 20 a 90 % Presión atmosférica: 600 a 1.060 hPa |
| Entrada de agua | IPX0 |
| Estándares y aprobaciones | Marca CE |
| Estándar de fabricación | ISO 9001: 2008 (TUV) |
| Advertencia | Reemplazar fusibles con tipo y valor nominal especificados |

Fabricada por: Terumo Penpol Ltd., India

DISTRIBUIDOR:
Beracah
 MEDIC A.MX
 ventas@beracahmedica.mx
TERUMOBCT

Terumo BCT, Inc.

10811 West Collins Ave.
Lakewood, Colorado 80215-4440
EE. UU.

Teléfono desde EE. UU.: 1.877.339.4228
Teléfono: +1.303.231.4357
Fax: +1.303.542.5215

Terumo BCT Europe N.V.

Europa, Medio Oriente y África
Ikaroslaan 41
1930 Zaventem
Bélgica

Teléfono: +32.2.715.05.90
Fax: +32.2.721.07.70

Terumo BCT (Asia Pacific) Ltd.

Room 3903-3903A, 39/F
ACE Tower, Windsor House
311 Gloucester Road
Causeway Bay, Hong Kong

Teléfono: +852.2283.0700
Fax: +852.2576.1311

Terumo BCT Latin America S.A.

La Pampa 1517 - 12th Floor
C1428DZE
Buenos Aires
Argentina

Teléfono: + 54.11.5530.5200
Fax: + 54.11.5530.5201

Terumo BCT Japan, Inc.

Ebisu South One Bldg. 9F
1-7-8, Ebisu-minami,
Shibuya-ku, Tokyo 150-0022
Japón

Teléfono: +81.3.6743.7890
Fax: +81.3.6743.9800